

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania MASAŻERÓW DO OCZU

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

Zagrożenia i środki ostrożności

1. Ryzyko podrażnień i reakcji alergicznych

- Unikaj stosowania masażera na uszkodzoną, podrażnioną lub wrażliwą skórę wokół oczu.
- Upewnij się, że wszystkie materiały mające kontakt ze skórą są hipoalergiczne i odpowiednie dla skóry wrażliwej.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych, takich jak zaczerwienienie, swędzenie czy opuchlizna, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z lekarzem.

2. Ryzyko nadmiernego ucisku lub urazu mechanicznego

- Nie stosuj urządzenia zbyt długo na jednej partii skóry – przestrzegaj zalecanego czasu użytkowania określonego przez producenta.
- Nie używaj masażera na okolicy oczu, jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort podczas użytkowania.
- Dostosuj intensywność masażu do swoich potrzeb, aby uniknąć nadmiernego nacisku, który mógłby powodować siniaki lub podrażnienia.

3. Ryzyko przegrzania urządzenia

- Jeśli masażer ma funkcję podgrzewania, upewnij się, że temperatura jest ustawiona na komfortowy poziom.
- Unikaj długotrwałego użytkowania urządzenia, aby zapobiec jego przegrzaniu.
- Jeśli urządzenie staje się zbyt gorące, natychmiast je wyłącz i skontaktuj się z serwisem producenta.

4. Ryzyko porażenia prądem (dla urządzeń elektrycznych)

- Nie używaj masażera w pobliżu wody lub w wilgotnych warunkach, chyba że urządzenie jest oznaczone jako wodoodporne.
- Nie dotykaj wtyczki ani przewodów mokrymi rękami podczas podłączania lub odłączania urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj przewody i wtyczkę pod kątem uszkodzeń – w przypadku zauważenia defektów zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z producentem.

5. Ryzyko związane z bateriami (dla urządzeń bezprzewodowych)

- Używaj wyłącznie baterii lub akumulatorów zalecanych przez producenta.
- Nie ładuj urządzenia bez nadzoru – unikaj przeładowania akumulatora, aby zapobiec przegrzaniu lub uszkodzeniu.
- Przechowuj baterie z dala od dzieci – połknięcie baterii może stanowić zagrożenie życia.

6. Ryzyko dla dzieci i osób z problemami zdrowotnymi

- Nie pozwalaj dzieciom na samodzielne korzystanie z masażera bez nadzoru dorosłych.
- Osoby z chorobami oczu, takimi jak jaskra, infekcje lub stany zapalne, powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia.

7. Ryzyko związane z użytkowaniem w specyficznych warunkach zdrowotnych

- Nie używaj urządzenia, jeśli masz otwarte rany, stany zapalne lub niedawno przeszedłeś zabiegi chirurgiczne w okolicach oczu.
- Przerwij użytkowanie masażera w przypadku wystąpienia zawrotów głowy, bólu głowy lub nadmiernego dyskomfortu.

8. Ryzyko związane z konserwacją i czyszczeniem

- Czyść urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta – nie zanurzaj w wodzie, chyba że jest wodoodporne.
- Upewnij się, że masażer jest suchy przed przechowywaniem, aby zapobiec rozwojowi pleśni lub bakterii.
- Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

