

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania PASÓW POPORODOWYCH

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ogólne środki bezpieczeństwa

- Pasy poporodowe należy stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta oraz wskazówkami lekarza.
- Przed pierwszym użyciem pasu poporodowego skonsultuj się z lekarzem, zwłaszcza jeśli występują przeciwwskazania zdrowotne, takie jak problemy z krążeniem lub gojące się rany.
- Upewnij się, że pas poporodowy jest odpowiedniego rozmiaru i nie wywiera nadmiernego ucisku na ciało.

2. Zagrożenia mechaniczne

- Nie dopasowuj pasu zbyt ciasno, aby uniknąć ryzyka zaburzeń krążenia.
- Regularnie sprawdzaj stan mechanizmów regulacyjnych, takich jak rzepy lub zatrzaski, pod kątem uszkodzeń.
- Unikaj stosowania pasu w sposób, który ogranicza swobodę ruchów, aby nie narażać się na ryzyko upadku.

3. Zagrożenia związane z materiałami

- Upewnij się, że materiały użyte do produkcji pasu są hipoalergiczne i nie powodują podrażnień skóry.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, takich jak wysypka lub zaczerwienienie, natychmiast przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem.

4. Środki ostrożności w specyficznych warunkach

- Unikaj używania pasu w wilgotnym środowisku, aby zapobiec rozwojowi pleśni na materiale oraz ograniczyć ryzyko odparzeń skóry.
- Nie wystawiaj pasu na działanie wysokiej temperatury, co może prowadzić do deformacji materiału lub nadmiernego nagrzania.

- Przechowuj pas w suchym i czystym miejscu, aby zapobiec jego zniszczeniu.

5. Konserwacja i użytkowanie

- Regularnie czyść pas zgodnie z zaleceniami producenta, aby utrzymać higienę i uniknąć infekcji skóry.
- Nie używaj wybielaczy ani agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić materiał pasu.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń materiału lub mechanizmów regulacyjnych natychmiast zaprzestań użytkowania.

6. Specyficzne ostrzeżenia dla użytkowników

- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania przez długi czas bez przerw – zaleca się użytkowanie w określonych porach dnia lub zgodnie z zaleceniami lekarza.
- Pasy poporodowe nie powinny być używane podczas snu, aby nie ograniczać naturalnych ruchów ciała i oddychania.
- W przypadku uczucia dyskomfortu, bólu lub trudności w oddychaniu natychmiast usuń pas i skonsultuj się z lekarzem.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.