

Elektroniczna waga dla dzieci i niemowląt MODEL: TECH-MED TM – 20BABY

Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za zakup naszej wagi **TECH-MED**® TM – 20BABY. Waga jest przeznaczona do pomiaru masy ciała oraz do kontrolowania ilości spożytego mleka po każdym posiłku. Funkcja tarowania pozwala na pomiar masy ciała dziecka leżącego na miękkiej, komfortowej powierzchni (pielucha, ręcznik itp.), albo w przypadku starszych dzieci, stojącego bezpośrednio na wadze.

OPIS PRZYCISKÓW WAGI



WŁ/WYŁ/TARA – ten przycisk należy nacisnąć aby włączyć wagę i rozpocząć ważenie. W celu wytarowania należy nacisnąć przycisk ponownie. Na wyświetlaczu powinien pojawić się wynik 0,000. Aby wyłączyć wagę należy przytrzymać przycisk przez ok. 3-5 sekund.

KG/LB – przycisk zmiany jednostki wagi. Przy włączonej wadze naciśnięcie tego przycisku powoduje przełączenie jednostki między kilogramami a funtami. W prawej części wyświetlacza LCD wskazywana jest wybrana jednostka (kg lub lb).

DANE TECHNICZNE

- Zakres pomiarowy 60g-20kg
- Dokładność: 10g
- Wymiary: 55 x 33 x 4 cm
- Waga: ok 1,6 kg
- Wymiary wyświetlacza: 70 x 23 cm
- Zasilanie: 4 baterie alkaliczne 1,5V typu AA (nie załączone do wagi)

FUNKCJE DODATKOWE

- Tarowanie
- Automatyczne wyłączenie po 60 sekundach
- Zmiana jednostek kg/lb
- Podświetlany wyświetlacz

FUNKCJE ALARMOWE

- „LO” – niskie napięcie baterii, należy wymienić baterie, rekomendujemy użycie baterii alkalicznych
- „O_LD” – przeciążenie wagi, obciążenie powyżej 20 kg, należy zestawić dziecko z wagi
- „UNST” – waga ustawiona na ruchomej powierzchni, należy przenieść wagę na stabilną powierzchnię
- „OUTZ” – czujnik wewnętrzny zniszczony, należy zgłosić się do serwisu

OBSŁUGA WAGI

Włożyć baterie do wagi, zwracając uwagę na ich polaryzację. Umieścić wagę na płaskiej i stabilnej powierzchni, np. podłodze lub biurku, usuwając niepotrzebne rzeczy w pobliżu.

Nacisnąć przycisk „WŁ/WYŁ/TARA”, aby włączyć wagę i poczekać aż na wyświetlaczu pojawi się napis „Hello”, a po chwili wartość „0.00”.

Jeśli dziecko będzie ważone na ręczniku lub pieluszcze, wagę należy wytarować. W tym celu nacisnąć przycisk „WŁ/WYŁ/TARA” i poczekać aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „TARE”, a następnie „0.00”, po czym należy położyć ręcznik lub pieluszkę na szali. Ponownie nacisnąć przycisk „WŁ/WYŁ/TARA” i odczekać do momentu ukazania się na wyświetlaczu „0.00”, waga wówczas jest gotowa do ważenia. Ostrożnie umieść dziecko na wadze,

a po kilku sekundach na wyświetlaczu pojawi się zważona wartość. W momencie zdjęcia dziecka z wagi, wartość na wyświetlaczu powróci do stanu „0.00”, a po 60 sekundach, jeśli w międzyczasie nie zostanie wykonana żadna operacja, automatycznie się wyłączy.

W przypadku ważenia dzieci samodzielnie stojących, należy powtórzyć wyżej opisane czynności, pomijając funkcję tarowania. Ważne jest by dziecko stało stabilnie, na środku wagi, obiema nóżkami. Dziecko nie może być pochylone w czasie ważenia – może to spowodować błędny odczyt jego wagi. Podczas pomiaru dziecko powinno być pod nadzorem osoby dorosłej.

KONSERWACJA


- Należy pamiętać, że jest to precyzyjne urządzenie, dlatego nie należy poddawać wagi zbyt dużym temperaturom i wilgotności powyżej 85%. Należy zabezpieczyć ją przed uderzeniami, kurzem i przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
- Nie skakać na wadze.
- Wagę czyścić tylko miękką ścierką.
- Nie stosować środków chemicznych lub niszczących.
- Uważać, aby do wagi nie dostały się płyny, kontakt z wodą lub innymi płynami może negatywnie wpłynąć na jej funkcjonowanie, gdyż nie jest ona urządzeniem wodoszczelnym.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Ze względu na komfort i bezpieczeństwo dzieci, a także dokładność pomiaru, wagę należy zawsze przed pomiarem ustawić na twardej, płaskiej powierzchni.
- Baterie należy wymieniać niezwłocznie po wyświetleniu się komunikatu „LO”.
- Należy używać wyłącznie baterii alkalicznych (4 baterie typu AA).
- Aby zapewnić prawidłowe działanie wagi, należy ją utrzymywać w czystości.
- Jeśli zakładamy, że waga nie będzie używana przez dłuższy czas, należy z niej wyjąć baterie.
- Dziecko należy umieszczać pośrodku platformy wagi, w przeciwnym razie pomiar może nie być prawidłowy.
- Surowo zabrania się przeciążania wagi (przekraczania 20,00 kg).

UTYLIZACJA UŻYWANEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



Jeżeli na urządzeniu, jego wyposażeniu dodatkowym lub opakowaniu, jest umieszczony widoczny obok symbol, oznacza to, że takiego produktu  nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy go dostarczyć do punktu odbioru zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu. W Unii Europejskiej i w innych krajach Europy działają specjalne systemy zbierania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Pozbywając się zużytego produktu w sposób prawidłowy, przyczyniasz się do zapobiegania zagrożeniu dla środowiska i ludzkiego zdrowia. Recykling zużytych materiałów chroni zasoby środowiska naturalnego. Więcej informacji na temat recyklingu tego produktu można uzyskać od władz lokalnych, w firmie wywożącej odpady lub od sprzedawcy, u którego został on kupiony.