

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania IRYGATORÓW

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ogólne środki bezpieczeństwa

- Używaj irygatora wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami podanymi przez producenta.
- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi.
- Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać irygatora bez nadzoru osoby dorosłej.

2. Zagrożenia mechaniczne

- Nie przykładaj dyszy irygatora bezpośrednio do dziąseł z dużą siłą – może to prowadzić do uszkodzenia dziąseł lub błony śluzowej jamy ustnej.
- Upewnij się, że dysza jest prawidłowo zamocowana przed uruchomieniem urządzenia, aby uniknąć jej odłączenia podczas pracy.
- Wybieraj odpowiednie tryby ciśnienia wody dostosowane do swojej wrażliwości i stanu zdrowia jamy ustnej.

3. Zagrożenia elektryczne

- Ładuj urządzenie wyłącznie za pomocą oryginalnej ładowarki dostarczonej przez producenta.
- Nigdy nie używaj irygatora, jeśli przewód zasilający, ładowarka lub port ładowania są uszkodzone.
- Nie zanurzaj urządzenia ani jego ładowarki w wodzie.
- Unikaj używania urządzenia w wilgotnym środowisku, takim jak wanny lub kabiny prysznicowe, chyba że producent wyraźnie to zaleca.

4. Zagrożenia termiczne

- Nie używaj gorącej wody w irygatorze – stosuj wodę o temperaturze pokojowej lub zalecanej przez producenta, aby uniknąć poparzeń.

- Nie pozostawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, aby zapobiec uszkodzeniu plastikowych elementów.

5. Środki ostrożności związane z użytkowaniem

- Przed każdym użyciem upewnij się, że zbiornik na wodę i dysza są czyste oraz wolne od zanieczyszczeń.
- Nie używaj irygatora, jeśli zauważysz oznaki uszkodzenia mechanicznego, takie jak pęknięcia w dyszy lub obudowie.
- Jeśli masz choroby przyzębia, krwawiące dziąsła lub inne problemy z jamą ustną, skonsultuj się z dentystą przed użyciem urządzenia.

6. Konserwacja i higiena

- Po każdym użyciu dokładnie wypłucz zbiornik na wodę, dyszę oraz inne elementy urządzenia.
- Regularnie dezynfekuj dyszę i zbiornik zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapobiec rozwojowi bakterii.
- Przechowuj irygator w suchym miejscu, aby uniknąć gromadzenia wilgoci, która może prowadzić do rozwoju pleśni.

7. Ostrzeżenia dotyczące użytkowników

- Osoby starsze oraz z ograniczeniami ruchowymi powinny zachować szczególną ostrożność podczas obsługi irygatora i, w razie potrzeby, poprosić o pomoc inną osobę.
- Jeśli podczas użytkowania urządzenia zauważysz nietypowe reakcje, takie jak ból, podrażnienie dziąseł lub krwawienie, zaprzestań używania i skonsultuj się z dentystą.
- Przechowuj urządzenie z dala od dzieci, szczególnie gdy jest naładowane i gotowe do użycia.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

Wszelkie szczegółowe ostrzeżenia lub informacje na temat bezpieczeństwa produktu są dostępne w instrukcji obsługi dołączonej do produktu lub dostępnej w formacie pdf. w karcie produktu lub na stronie www.producenta/dostawcy.