

# BEAUTIFLY

B-Scrub Slim

# PRO

series

## Peeling kawitacyjny


Multifunctional skin scrubber



## Instrukcja obsługi

User manual

## Opis części



### Dane techniczne B—Scrub PRO Slim

wymiar produktu:	170*44*20mm
waga netto:	~122g
bateria litowa:	3.7V === 700mAh
moc wejściowa:	5W
napięcie ładowania:	5V === 1000mA
temperatura pracy:	+5°C~+40°C
wilgotność względna:	≤80%

## Funkcje

Wielofunkcyjny peeling kawitacyjny B-Scrub PRO Slim do pielęgnacji skóry. Łączy w sobie technologię ultradźwięków i jonów dodatnich do atomizacji i oczyszczania martwego, zrogowaciałego naskórka. Połączenie ultradźwięków i jonów ujemnych, sprzyja wchłanianiu esencji zawartej w używanych kremach, ampułkach czy serum. Ultradźwięki i EMS stymulują produkcję kolagenu i elastyny, odpowiedzialnej za napięcie skóry. Stosuj 1-2 razy w tygodniu, aby dogłębnie oczyścić skórę i poprawić skuteczność codziennej pielęgnacji.

### Oczyszczanie ultrasoniczne (SONIC)

Po zwilżeniu skóry wodą, wibracje ultradźwiękowe o wysokiej częstotliwości rozpylają wodę, całkowicie zmiękczając martwy naskórek.

### Oczyszczanie (SONIC & ION+)

Po oczyszczeniu ultrasonicznym w trybie SONIC, skóra wciąż powinna być zwilżona. Jony dodatnie pomagają eksportować zanieczyszczenia znajdujące się głęboko w porach skóry.

### Nawilżanie (SONIC & ION-)

Aniony przyciągające wykorzystują mikroelastyczność ludzkiej skóry, za pomocą łopatkki peelingującej, skutecznie importują składniki odżywcze powierzchniowo do warstwy podstawowej skóry, pozostawiając ją odżywioną i nawilżoną.

### Odmladzanie (SONIC + EMS)

Mikroprądy wytworzone przez ultradźwięki i EMS, stymulują aktywność komórek. Proces ten, pobudza skórę do wytwarzania kolagenu i elastyny. Dzięki temu skóra staje się ujędrniona i gładka.

## Opis trybów

No.	Status	Opis
1.	Oczyszczanie	Włącz urządzenie SONIC, łopatką peelingu wibruje z dużą częstotliwością
2.	Oczyszczanie	Włącz urządzenie i naciśnij 2 razy przycisk on/off/mode na ION+, łopatką peelingu wibruje z dużą częstotliwością
3.	Nawilżanie	Włącz urządzenie i naciśnij 3 razy przycisk on/off/mode na ION-, łopatką peelingu wibruje z wysoką częstotliwością
4.	Odmładzanie	Włącz urządzenie i naciśnij przycisk on/off/mode 4 razy w trybie EMS, głowica peelingu wibruje w wysokiej częstotliwości
5.	Automatyczne wyłączenie	2 sygnały dźwiękowe, wyłączone światło, wyłączone urządzenie.
6.	Wyłączenie manualne	Naciśnij przycisk on/off/mode, aby wyłączyć urządzenie.
7.	Niski poziom baterii	3 sygnały dźwiękowe, przycisk zmienia kolor na czerwony i miga.
8.	Ładowanie urządzenia	Przycisk on/off/mode zmienia kolor na czerwony i miga.
9.	Natadowanie urządzenia	Przycisk on/off/mode zrobiony zmienia kolor na zielony.

## Sposób użycia

### Oczyszczanie naskórka (Ultradźwięki)

1. Przed rozpoczęciem zabiegu dokładnie oczyść skórę, zmyj makijaż.
2. Następnie zwilż skórę twarzy bawełnianym wacikiem lub atomizerem. W tym celu można użyć soli fizjologicznej, toniku, wody lub hydrolatu. Podczas trwania zabiegu skóra cały czas musi być wilgotna. Nie można wykonywać zabiegu na suchej skórze.
3. Włącz urządzenie i uruchom tryb SONIC.
4. Delikatnie przesuwaj szpatułkę od dołu do góry, wzdłuż konturów twarzy pod kątem 45 stopni. Powtórz czynność dokładnie, kilkakrotnie po całej twarzy.

### Oczyszczanie naskórka wraz z Jonizacją (Ultradźwięki + Jonizacja+)

1. Przed rozpoczęciem zabiegu pamiętaj, aby skóra cały czas pozostała zwilżona. W tym celu można użyć soli fizjologicznej, toniku, wody lub hydrolatu. Nie można wykonywać zabiegu na suchej skórze.
2. Włącz urządzenie i uruchom tryb ION+.
3. Delikatnie przesuwaj szpatułkę od dołu do góry, wzdłuż konturów twarzy pod kątem 45 stopni. Powtórz czynność dokładnie, kilkakrotnie po całej twarzy.
4. Przetrzyj twarz tonikiem.

### Wprowadzanie substancji odżywczych za pomocą ultradźwięków (Ultradźwięki + Jonizacja-)

1. Po oczyszczeniu skóry twarzy, nałóż na nią produkt pielęgnacyjny (krem, serum, ampułka, żel).
2. Włącz urządzenie i uruchom tryb ION-.
3. Delikatnie przesuwaj szpatułkę od dołu do góry, wzdłuż konturów twarzy. Szpatułka powinna być ułożona w sposób odwrotny niż w kroku pierwszym. Powtórz czynność dokładnie, kilkakrotnie po całej twarzy.

W przypadku wątpliwości jak prawidłowo trzymać urządzenie zachęcamy do odwiedzenia naszego kanału na platformie YouTube.



 /beautifyeu



### **EMS (Ultradźwięki + Prądy EMS).**

1. Po pielęgnacji skóry twarzy, włącz urządzenie i uruchom tryb EMS.
2. Aby poprawić elastyczność skóry przesuвай szpatułką, wykonując ruchy od dołu do góry, wzdłuż konturów twarzy pod kątem 45 stopni. Powtórz czynność dokładnie, kilkakrotnie po całej twarzy.
3. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach pracy
4. Po zakończeniu pracy urządzenia należy przetrzeć je bawełnianą wilgotną ściereczką.

## **Ostrzeżenia**

1. Osoba z rozrusznikiem serca nie może wykonywać zabiegu z użyciem urządzenia B-Scrub PRO Slim.
2. Zabrania się korzystania przez osoby po zabiegu chirurgicznym skóry w ciągu 1 miesiąca lub oparzenia skóry.
3. Zabronione jest używanie przez osoby z zapaleniem skóry, blizną, uszkodzeniem i wrażliwością elektromagnetyczną.
4. Przed rozpoczęciem pracy zdejmij zegarek, okulary i inne metalowe przedmioty.
5. Unikaj kontaktu głowicy z gałką oczną.
6. Nie pracuj w tym samym obszarze przez długi czas.
7. Nie używać urządzenia przez kobiety w ciąży.


## **Czyszczenie**

Przełucz szpatułkę peelingu i przetrzyj ją suchą miękką ściereczką. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie na dłuższy czas.

## **Przechowywanie**

1. Utrzymuj urządzenie w suchości i czystości.
2. Trzymaj z dala od wysokiej temperatury.
3. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

## Part description



### Technical data B—Scrub PRO Slim

<b>product dimension:</b>	170*44*20mm
<b>net weight:</b>	~122g
<b>lithium battery:</b>	3.7V === 700mAh
<b>input power:</b>	5W
<b>charging voltage:</b>	5V === 1000mA
<b>working temperature:</b>	+5°C~+40°C
<b>relative humidity:</b>	≤80%

## Function

Multifunctional cavitation peeling B—Scrub PRO Slim for skin care. It combines the technology of ultrasound and positive ions for atomization and cleaning of dead, calloused epidermis. The combination of ultrasounds and negative ions promotes the absorption of the essence contained in used creams, ampoules or serums. Ultrasound and EMS stimulate the production of collagen and elastin, responsible for skin tightness. Use 1-2 times a week to thoroughly cleanse the skin and improve the effectiveness of daily care.

### Ultrasonic cleansing (SONIC)

When the skin is moistened with water, high-frequency ultrasonic vibrations atomize the water, completely softening the dead skin.

### Cleansing (SONIC & ION +)

After ultrasonic cleansing in the SONIC mode, the skin should still be moist. Positive ions help to export contaminants deep in the pores of the skin.

### Moisturizing (SONIC & ION-)

Attracting anions use the microelasticity of human skin, using a peeling spatula, they effectively import nutrients to the surface of the base layer of the skin, leaving it nourished and moisturized.

### Rejuvenation (SONIC + EMS)

Microcurrents generated by ultrasound and EMS stimulate cell activity. This process stimulates the skin to produce collagen and elastin. As a result, the skin becomes firm and smooth.



## Description of modes

No.	Status	Indicator
1.	Cleansing	Turn on the SONIC device, the peeling blade vibrates at high frequency
2.	Cleansing	Turn on the device and press the on / off / mode button on ION + 2 times, the peeling paddle vibrates at high frequency
3.	Moisturizing	Turn on the device and press the on / off / mode button on ION- 3 times, the peeling paddle vibrates at high frequency
4.	Anti-age	Turn on the device and press the on / off / mode button 4 times in EMS mode, the peeling head vibrates in high frequency
5.	Auto-off	Beeps 2 times, lights off, device off.
6.	Manual off	Press on/off/mode to skip all modes till turn it off.
7.	Low battery	Beeps 3 times, button turns red and flash.
8.	In charging	On/off/mode button turns red and keep flashing.
9.	Full charged	On/off/mode button turns green.

## Usage method

### Cleansing the epidermis (Ultrasounds)

1. Before starting the treatment, thoroughly cleanse the skin and remove makeup.
2. Then moisten the skin of the face with a cotton swab or an atomizer. For this purpose, you can use saline, tonic, water or hydrolate. During the treatment, the skin must be moist all the time. The treatment cannot be performed on dry skin.
3. Turn on the device and start the SONIC mode.
4. Gently move the spatula from bottom to top, lengthwise facial contours at a 45-degree angle. Repeat the action carefully, several times over the entire face.

### Cleansing the epidermis with ionization (Ultrasound + Ionization +)

1. Before starting the treatment, remember to keep the skin moist all the time. For this purpose, you can use saline, tonic, water or hydrolate. The treatment cannot be performed on dry skin.
2. Turn on the device and enter ION + mode.
3. Gently move the spatula from bottom to top, lengthwise facial contours at a 45-degree angle. Repeat the action carefully, several times over the entire face.
4. Wipe your face with a tonic.

### The introduction of nutrients with ultrasound (Ultrasound + Ionization-)

1. After cleansing the skin of the face, apply a skin care product (cream, serum, ampoule, gel).
2. Turn on the device and start the ION mode.
3. Gently move the spatula from the bottom up along the contours of the face. The spatula should be placed in the opposite direction to that in step one. Repeat the action carefully, several times over the entire face.

If you have any doubts how to proper hold the device, please visit our chan on the YouTube platform.



 /beautifyeu



### EMS (Ultrasound + EMS currents)

1. After caring for your facial skin, turn on the device and enter the EMS mode.
2. To improve skin elasticity, move the spatula in an upward motion along the contours of your face at a 45-degree angle. Repeat the action carefully, several times over the entire face.
3. The device will turn off automatically after 10 minutes of operation
4. After the device is finished, wipe it with a cotton cloth damp cloth.

## Cautions

1. Person with electronic human organ are forbidden to use it.
2. Person with skin surgery within 1 month or skin sunburn is forbidden to use.
3. Forbidden to use by person with inflammation of the skin, scar, damaged and electromagnetic sensitive is forbidden to use.
4. Take off watch, glasses and other metal objects before operation.
5. Avoid shovel head close to eyeball.
6. Don't operate in the same area for long time.
7. Do not use the device for pregnant women.


## Cleaning

Rinse the shovel head and wipe it with a dry soft cloth after using. Do not immerse the device into water for long time.

## Storage

1. Keep it dry and clean.
2. Keep it away from high temperature.
3. Keep it out of reach of children.

## Описание аксессуаров, входящих в комплект:



### Технические характеристики B-Scrub Pro Slim

размеры продукта:	170*44*20 мм
масса нетто:	~122 г
литиевая батарея:	3.7V === 700mAh
входная мощность:	5W
напряжение зарядки:	5V === 1000mA
рабочая температура:	+50C~+400C
относительная влажность:	≤80%

## Функции:

Многофункциональный кавитационный скрабер B-Scrub Pro Slim для ухода за кожей. Он сочетает в себе технологию ультразвука и положительных ионов для отшелушивания и очистки отмерших, ороговевших клеток кожи. Сочетание ультразвука и отрицательных ионов способствует поглощению эссенции, содержащейся в кремах, ампулах или сыворотках. Ультразвук и EMS стимулируют выработку коллагена и эластина, отвечающего за тонус кожи. Используйте 1-2 раза в неделю, чтобы глубоко очистить кожу и повысить эффективность ежедневного ухода.

### Ультразвуковое очищение (SONIC)

После увлажнения кожи водой высокочастотная ультразвуковая вибрация распыляет воду, полностью размягчая отмерший слой кожи.

### Очистка (SONIC & ION+)

После ультразвукового очищения в режиме SONIC кожа все еще увлажнена. Положительные ионы помогают выводить загрязнения, находящиеся глубоко в порах кожи.

### Увлажнение (SONIC & ION-)

Притягивающие анионы используют микроупругость кожи человека: с помощью лопатки питательные вещества эффективно входят с поверхности в базальный слой кожи, питая и увлажняя его.

### Омоложение (SONIC + EMS)

Микротоки, вырабатываемые ультразвуком и EMS, стимулируют активность клеток. Этот процесс стимулирует кожу вырабатывать коллаген и эластин. Благодаря этому кожа становится упругой и гладкой.

## Описание режимов

№	Статус	Описание
1.	Очищение	Включите устройство SONIC, лопатка скрабера будет вибрировать на высокой частоте
2.	Очищение	Включите устройство и нажмите 2 раза кнопку on/off/mode на ION+, лопатка скрабера будет вибрировать на высокой частоте
3.	Увлажнение	Включите устройство и нажмите 2 раза кнопку on/off/mode на ION-, лопатка скрабера будет вибрировать на высокой частоте
4.	Омоложение	Включите устройство и нажмите 4 раза кнопку on/off/mode в режиме EMS, лопатка скрабера будет вибрировать на высокой частоте
5.	Автоматическое отключение	2 звуковых сигнала, световой индикатор выключен, устройство выключено.
6.	Ручное отключение	Нажмите кнопку on/off/mode, чтобы выключить устройство.
7.	Низкий уровень заряда батареи	3 звуковых сигнала, кнопка становится красной и мигает.
8.	Зарядка устройства	Кнопка on/off/mode становится красной и мигает.
9.	Устройство заряжено	Кнопка on/off/mode становится зеленой.

## Способ применения

### Очищение эпидермиса (ультразвук)

1. Перед началом процедуры тщательно очистите кожу, смойте макияж.
2. Затем смочите кожу лица ватным тампоном или распылителем. Для этого можно использовать физиологический раствор, тоник, воду или гидролат. Во время процедуры кожа всегда должна быть влажной. Нельзя проводить процедуру на сухой коже.
3. Включите устройство и запустите режим SONIC.
4. Аккуратно перемещайте лопатку снизу вверх, вдоль контура лица под углом 45 градусов. Тщательно повторите действие несколько раз по всему лицу.

### Очищение эпидермиса вместе с ионизацией (Ультразвук + ионизация+)

1. Перед началом процедуры обязательно проследите за тем, чтобы кожа все время была увлажненной. Для этого можно использовать физиологический раствор, тоник, воду или гидролат. Нельзя проводить процедуру на сухой коже.
2. Включите устройство и запустите режим ION+.
3. Аккуратно перемещайте лопатку снизу вверх, вдоль контуров лица под углом 45 градусов. Тщательно повторите действие несколько раз по всему лицу.
4. Протрите лицо тоником.

### Ввод питательных веществ с помощью ультразвука (ультразвук + ионизация-)

1. После очищения кожи лица нанесите на нее средство для ухода (крем, сыворотка, ампула, гель).
2. Включите устройство и запустите режим ION-.
3. Аккуратно перемещайте лопатку снизу вверх, вдоль контуров лица. Лопатку следует прикладывать в противоположном направлении в сравнении с первым шагом. Тщательно повторите действие несколько раз по всему лицу.

Если вы сомневаетесь, как правильно держать устройство, пожалуйста, посетите наш канал на платформе YouTube.



 /beautifyeu



### EMS (ультразвук + токи EMS).

1. После ухода за кожей лица включите устройство и запустите режим EMS.
2. Для улучшения эластичности кожи перемещайте лопатку, делая движения снизу вверх, по контурам лица под углом 45 градусов. Тщательно повторите действие несколько раз по всему лицу.
3. Устройство автоматически отключится после 10 минут работы.
4. После завершения работы устройства протрите его влажной хлопчатобумажной салфеткой.

## Предостережения

1. Лицам с кардиостимулятором не разрешается выполнять процедуру с помощью устройства B-Scrub Pro Slim.
2. Запрещено использовать устройство людям после операций на коже в течение 1 месяца или при наличии ожогов кожи.
3. Запрещено использовать устройство людям с дерматитом, шрамами, повреждением и электромагнитной сверхчувствительностью.
4. Перед началом работы снимите часы, очки и другие металлические предметы.
5. Избегайте контакта лопатки с глазами.
6. Не применяйте устройство на одной области долгое время.
7. Запрещено использовать устройство беременным женщинам.

## Чистка


Промойте лопатку и протрите ее сухой мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду на длительное время.

## Хранение

1. Храните устройство в сухом и чистом месте.
2. Держите устройство как можно дальше от источника высоких температур.
3. Храните устройство вне доступа детей.



## Descriptior



### Paramètres techniques de B—Scrub PRO Slim

<b>dimensions du produit:</b>	170*44*20mm
<b>Poids net:</b>	~122g
<b>batterie au lithium:</b>	3.7V === 700mAh
<b>puissance d'entrée:</b>	5W
<b>tension de charge:</b>	5V === 1000mA
<b>température de fonctionnement:</b>	+5°C~+40°C
<b>humidité relative:</b>	≤80%

## Fonctions

B-Scrub PRO Slim est un appareil multifonctionnel de gommage par cavitation pour les soins de la peau. Il associe la technologie des ultrasons et des ions positifs pour désintégrer et nettoyer l'épiderme mort et kératinisé. La combinaison des ultrasons et des ions négatifs, favorise l'absorption des extraits contenue dans les crèmes, les ampoules ou les sérums utilisés. Les ultrasons et l'EMS stimulent la production de collagène et d'élastine, des substances qui favorisent la tension de la peau. Utilisez 1 à 2 fois par semaine pour un nettoyage en profondeur et pour améliorer l'efficacité de vos soins quotidiens.

### Nettoyage par ultrasons (SONIC)

Après avoir humidifié la peau avec de l'eau, des vibrations ultrasoniques à haute fréquence vaporisent l'eau et désintègrent complètement des peaux mortes.

### Nettoyage (SONIC & ION+)

Après le nettoyage par ultrasons en mode SONIC, la peau doit encore être hydratée. Les ions positifs aident à expulser les impuretés qui se trouvaient en profondeur dans les pores de la peau.

### Hydratation (SONIC & ION-)

Les anions d'attraction tirent parti de la micro-élasticité de la peau humaine. À l'aide de la spatule de gommage, ils permettent d'appliquer efficacement les substances nutritives de manière superficielle dans la couche de base de la peau pour la nourrir et l'hydrater.

### Rajeunissement (SONIC + EMS)

Les microcourants produits par les ultrasons et l'EMS, stimulent l'activité cellulaire. Ce processus stimule la production de collagène et d'élastine par la peau. En conséquence, votre peau est plus ferme et plus lisse.

## Description of modes

No.	Status	Indicator
1.	Nettoyage	Allumez l'appareil SONIC, la spatule de gommage vibre avec une fréquence élevée.
2.	Nettoyage	Allumez l'appareil et pressez 2 fois la touche marche/arrêt/mode pour activer ION+ : la spatule de gommage vibre à haute fréquence.
3.	Hydratation	Allumez l'appareil et pressez 3 fois la touche marche/arrêt/mode pour activer ION- : la spatule de gommage vibre à haute fréquence.
4.	Rajeunissement	Allumez l'appareil et pressez 4 fois la touche marche/arrêt/mode pour activer le mode EMS : la spatule de gommage vibre à haute fréquence.
5.	Arrêt automatique	2 bips sonores, le voyant s'éteint, l'appareil s'éteint.
6.	Fermeture manuelle	Appuyez sur le bouton marche/arrêt/mode pour éteindre l'appareil.
7.	Batterie faible	3 bips sonores, le voyant passe au rouge et clignote.
8.	Chargement de l'appareil	Le bouton marche/arrêt/mode est au rouge et clignote.
9.	L'appareil est chargé	Le bouton marche/arrêt/mode devient vert.

## Mode d'utilisation

### Nettoyage de la peau (par ultrasons)

1. Avant de commencer le traitement, nettoyez soigneusement votre peau et démaquillez-vous.
2. Ensuite, humidifiez votre visage avec un coton pour visage ou un vaporisateur. Pour ce faire, vous pouvez utiliser du sérum physiologique, du tonique, de l'eau ou un hydrolat (eau florale). Pendant le traitement, la peau doit rester humide en permanence. Ne procédez pas au traitement sur une peau sèche.
3. Allumez l'appareil et lancez le mode SONIC.
4. Déplacez délicatement la spatule du bas vers le haut, le long des contours du visage à un angle de 45 degrés. Répétez soigneusement, plusieurs fois, sur l'ensemble du visage.

### Nettoyage de la peau avec l'ionisation (Ultrasons + Ionisation +)


1. Avant de commencer le traitement, n'oubliez pas de maintenir la peau hydratée à tout moment. Pour ce faire, vous pouvez utiliser du sérum physiologique, du tonique, de l'eau ou de l'eau florale. Ne procédez jamais au traitement sur une peau sèche.
2. Allumez l'appareil et lancez le mode ION+.
3. Déplacez délicatement la spatule de bas en haut le long des contours du visage à un angle de 45 degrés. Répétez soigneusement, plusieurs fois, sur l'ensemble du visage.
4. Appliquez un tonique sur votre visage.

### Application de substances nutritives à l'aide des ultrasons (Ultrasons + Ionisation-)

1. Après vous être nettoyé le visage, appliquez un produit de soin (crème, sérum, ampoule, gel).
2. Allumez l'appareil et démarrez en mode ION-.
3. Déplacez doucement la spatule de bas en haut en suivant les contours de votre visage. La spatule doit être positionnée dans le sens inverse de la première étape. Répétez soigneusement, plusieurs fois, sur l'ensemble du visage.

Si vous avez des doutes sur la manière de tenir correctement l'appareil, nous vous encourageons à consulter notre chaîne sur la plateforme YouTube.



 /beautifyeu



### **EMS (Ultrasons + courants EMS).**

1. Après avoir effectué les soins de la peau de votre visage, allumez l'appareil et lancez le mode EMS.
2. Pour améliorer l'élasticité de la peau, déplacez la spatule dans un mouvement ascendant et descendant le long des contours de votre visage à un angle de 45 degrés. Répétez soigneusement, plusieurs fois, sur l'ensemble du visage.
3. L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes de fonctionnement.
4. Lorsque l'appareil a fini de fonctionner, essuyez-le avec un tissu en coton humide.

## **Cautions**

1. Le traitement avec B-Scrub PRO Slim ne doit surtout pas être effectué par ou sur une personne portant un stimulateur cardiaque.
2. L'utilisation de cet appareil est interdite aux personnes ayant subi une intervention chirurgicale sur la peau au cours du dernier mois ou des brûlures cutanées.
3. L'utilisation de cet appareil est interdite aux personnes souffrant de dermatites, de cicatrices, de lésions et de sensibilité électromagnétique.
4. Veuillez retirer bijoux, lunettes et autres objets métalliques avant d'utiliser l'appareil.
5. Évitez tout contact de la tête de l'appareil avec le globe oculaire.
6. N'appliquez pas l'appareil au même endroit pendant trop longtemps.
7. L'utilisation de cet appareil est interdite aux femmes enceintes.

## **Nettoyage**

Rincez la spatule à peeling puis essuyez-la avec un chiffon doux et sec. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.

## **Stockage**

1. Stockez l'appareil dans un endroit propre et sec.
2. N'exposez pas l'appareil à des températures élevées.
3. Gardez l'appareil hors de portée des enfants.

# Teilebeschreibung



### Technische Daten B—Scrub PRO Slim

<b>Maße:</b>	170*44*20mm
<b>Gewicht netto:</b>	~122g
<b>Lithiumbatterie:</b>	3.7V === 700mAh
<b>Leistungsaufnahme:</b>	5W
<b>Ladungsspannung:</b>	5V === 1000mA
<b>Betriebstemperatur:</b>	+5°C~+40°C
<b>Relative Feuchtigkeit:</b>	≤80%

## Funktionen

Multifunktionales Kavitations–Peeling B–Scrub PRO Slim zur Hautpflege. Die Kombination aus Ultraschall und positiven Ionen dient der Atomisierung und Reinigung der Haut von abgestorbenen und verhornten Hautzellen. Die Kombination aus Ultraschall und negativen Ionen hingegen begünstigt die Absorption der Essenzen aufgetragener Cremes, Ampullen und Seren. Ultraschallwellen und EMS stimulieren die Kollagen- und Elastinproduktion, die für die Spannung der Haut verantwortlich ist. Ein- bis zweimal wöchentlich verwenden, um die Haut porentief zu reinigen und die tägliche Pflege effektiver zu gestalten.

### Ultraschallreinigung (SONIC)

Nach der Befeuchtung des Gesichts mit Wasser zerstäuben Ultraschallvibrationen mit hoher Frequenz die Wassertropfen und weichen abgestorbene Hautzellen auf.

### Reinigung (SONIC & ION+)

Nach der Ultraschallreinigung im SONIC-Modus sollte die Haut weiterhin feucht sein. Positive Ionen unterstützen die Exportierung von Verunreinigungen aus der Tiefe der Hautporen im Gesicht.

### Befeuchtung (SONIC & ION-)

Anionen nutzen die Mikroelastizität der menschlichen Haut – mit Hilfe des Peeling-Blatts werden so Nährstoffe von der Oberfläche effektiv in die unteren Hautschichten importiert. Die Haut wirkt genährt und befeuchtet.

### Verjüngung (SONIC + EMS)

Die Mikroimpulse von Ultraschallwellen und EMS stimulieren die Aktivität der Zellen. Durch diesen Vorgang wird die Haut zur Produktion von Kollagen und Elastin angeregt, wodurch die Haut straff und glatt wirkt.

## Beschreibung der Modia

Nr.	Status	Beschreibung
1.	Reinigung	Gerät im SONIC-Modus einschalten, das Peeling-Blatt vibriert mit hoher Frequenz
2.	Reinigung	Gerät einschalten und 2 Mal die On-/Off-/Mode-Taste drücken (ION+) – das Peeling-Blatt vibriert mit hoher Frequenz
3.	Befeuchtung	Gerät einschalten und 3 Mal die On-/Off-/Mode-Taste drücken (ION-) – das Peeling-Blatt vibriert mit hoher Frequenz
4.	Verjüngung	Gerät einschalten und 4 Mal die On-/Off-/Mode-Taste drücken (EMS) – der Peeling-Kopf vibriert mit hoher Frequenz
5.	Automatisches Ausschalten	2 akustische Signale, Beleuchtung ausgeschaltet, Gerät ausgeschaltet.
6.	Manuelles Ausschalten	On-/Off-/Mode-Taste drücken, um das Gerät auszuschalten.
7.	Geringer Batterieladestand	3 akustische Signale, die Taste leuchtet rot auf und blinkt.
8.	Gerät laden	Die On-/Off-/Mode-Taste leuchtet rot auf und blinkt.
9.	Gerät aufladen	Die On-/Off-/Mode-Taste leuchtet grün auf.



## Verwendung

### Hautreinigung (Ultraschall)

1. Vor der Behandlung die Haut sorgfältig reinigen und vorhandenes Make-up entfernen.
2. Anschließend die Gesichtshaut mit einem Baumwollpad oder Atomizer befeuchten. Hierzu eignen sich Kochsalzlösung, Gesichtswasser, Wasser oder Hydrolat. Während der Behandlung muss die Haut die ganze Zeit über feucht sein. Bei trockener Haut kann die Behandlung nicht durchgeführt werden.
3. Gerät einschalten und SONIC-Modus einstellen.
4. Den Spatel vorsichtig von oben nach unten und entlang der Gesichtskonturen in einem 45°-Winkel bewegen. Auf dem gesamten Gesicht mehrfach wiederholen.

### Hautreinigung und Ionisierung (Ultraschall + Ionisierung+)


1. Vor Beginn der Behandlung darauf achten, dass die Haut die ganze Zeit über feucht bleibt. Hierzu eignen sich Kochsalzlösung, Gesichtswasser, Wasser oder Hydrolat. Bei trockener Haut kann die Behandlung nicht durchgeführt werden.
2. Gerät einschalten und ION+-Modus einstellen.
3. Den Spatel vorsichtig von oben nach unten und entlang der Gesichtskonturen in einem 45°-Winkel bewegen. Auf dem gesamten Gesicht mehrfach wiederholen.
4. Das Gesicht mit Tonic abwischen.

### Importierung von Nährstoffen mit Ultraschall (Ultraschall + Ionisierung-)

1. Nach der Reinigung der Gesichtshaut ein Pflegeprodukt auftragen (Creme, Serum, Ampulle, Gel).
2. Gerät einschalten und Modus ION- einstellen.
3. Den Spatel vorsichtig von unten nach oben entlang der Gesichtskonturen bewegen. Der Spatel sollte anders herum gehalten werden, als im ersten Schritt. Auf dem gesamten Gesicht mehrfach wiederholen.

Falls Sie unsicher sind, wie das Gerät korrekt gehalten wird, laden wir Sie zu einem Besuch unseres YouTube-Kanals ein.



 /beautifyeu



## EMS (Ultraschall + EMS-Impulse)

1. Nach der Pflege der Gesichtshaut das Gerät einschalten und den EMS-Modus einstellen.
2. Um die Elastizität der Haut zu verbessern, den Spatel von unten nach oben entlang der Gesichtskonturen in einem 45°-Winkel bewegen. Auf dem gesamten Gesicht mehrfach wiederholen.
3. Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten automatisch ab.
4. Nach der Behandlung das Gerät mit einem feuchten Baumwolltuch abwischen.

## Vorsichtsmaßnahmen

1. Personen mit Herzschrittmachern dürfen das Gerät B-Scrub PRO Slim nicht verwenden.
2. Nach hautchirurgischen Eingriffen und bei Verbrennungen darf das Gerät einen Monat lang nicht verwendet werden.
3. Die Verwendung bei Entzündungen, Narben, Wunden der Haut oder elektromagnetischer Empfindlichkeit ist untersagt.
4. Vor dem Betrieb des Geräts Uhr, Brille und andere Metallgegenstände abnehmen.
5. Der Gerätekopf darf nicht mit den Augen in Berührung kommen.
6. Nicht längere Zeit dieselbe Hautpartie bearbeiten.
7. Während der Schwangerschaft darf das Gerät nicht verwendet werden.

## Reinigung

Peeling-Spatel abspülen und mit einem trockenen weichen Tuch trocken wischen. Das Gerät darf nicht für längere Zeit in Wasser getaucht werden.

## Aufbewahrung

1. Gerät trocken und sauber halten.
2. Von hohen Temperaturen fernhalten.
3. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

## Descripción de los componentes



## Especificaciones técnicas B—Scrub PRO Slim

<b>dimensión del producto:</b>	170*44*20mm
<b>peso neto:</b>	~122g
<b>batería de litio:</b>	3.7V === 700mAh
<b>potencia de entrada:</b>	5W
<b>tensión de carga:</b>	5V === 1000mA
<b>temperatura de funcionamiento:</b>	+5°C~+40°C
<b>humedad relativa:</b>	≤80%

## Característica:

Peeling de cavitación multifuncional B-Scrub PRO Slim para el cuidado de la piel. Combina la tecnología de ultrasonidos y iones positivos para atomizar y limpiar la epidermis muerta. La combinación de ultrasonidos y iones negativos, favorece la absorción de cremas, ampollas o sueros utilizados. Los ultrasonidos y la EMS estimulan la producción de colágeno y elastina, responsables de la tensión de la piel. Utilice el dispositivo entre 1 y 2 veces por semana para una limpieza profunda de la piel y para mejorar la eficacia de su cuidado diario.

### Limpieza por ultrasonidos (SONIC)

Después de humedecer la piel con agua, las vibraciones ultrasónicas de alta frecuencia rocían el agua, ablandando por completo la epidermis muerta.

### Limpieza (SONIC & ION+)

Después de la limpieza por ultrasonidos en el modo SONIC, la piel debe seguir húmeda. Los iones positivos ayudan a exportar las impurezas que se encuentran en lo más profundo de los poros de la piel.

### Hidratación (SONIC & ION-)

Los aniones aprovechan la microelasticidad de la piel y, con la ayuda de una espátula exfoliante, importan con eficacia los nutrientes a la superficie de la piel, dejándola nutrida e hidratada.

### Rejuvenecimiento (SONIC + EMS)

Las microcorrientes producidas por los ultrasonidos y la EMS, estimulan la actividad celular. Este proceso estimula la producción de colágeno y elastina en la piel. Gracias a ello, la piel se vuelve más firme y suave.

## Descripción de los modos

Nº	Estado	Descripción
1.	Limpieza	Encienda el dispositivo SONIC, la espátula exfoliante vibrará con alta frecuencia
2.	Limpieza	Encienda el dispositivo y pulse 2 veces el botón on/off/mode para seleccionar el modo ION+, la espátula exfoliante vibrará con alta frecuencia
3.	Humidificación	Encienda el dispositivo y pulse 3 veces el botón on/off/mode para seleccionar el modo ION-, la espátula exfoliante vibrará con alta frecuencia.
4.	Rejuvenecimiento	Encienda el dispositivo y pulse 4 veces el botón de on/off/mode para seleccionar el modo EMS, el cabezal exfoliante vibrará con alta frecuencia
5.	Apagado automático	2 pitidos, luz apagada, dispositivo apagado.
6.	Apagado manual	Pulse el botón de on/off/mode para apagar el dispositivo.
7.	Batería baja	3 pitidos, el botón cambia el color a rojo y parpadea.
8.	Carga del dispositivo	Botón on/off/mode cambia el color a rojo y parpadea.
9.	Dispositivo cargado	Botón on/off/mode cambia el color a verde.

## Modo de uso

### Limpeza de la epidermis (ultrasonidos)

1. Antes de iniciar el tratamiento, limpie a fondo la piel del rostro y desmaquillela.
2. A continuación, humedezca el rostro con un disco de algodón o un atomizador. Para ello puede utilizar suero fisiológico, tónico, agua o hidrolato. Durante el tratamiento, la piel debe estar siempre húmeda. No se puede realizar el tratamiento sobre la piel seca.
3. Encienda el dispositivo y seleccione el modo SONIC.
4. Mueva suavemente la espátula de abajo hacia arriba a lo largo del contorno del rostro en un ángulo de 45 grados. Repita la acción con cuidado, varias veces por todo el rostro.

### Limpeza de la epidermis con ionización (Ultrasonidos + Ionización+)


1. Antes de iniciar el tratamiento, recuerde mantener la piel húmeda todo el tiempo. Para ello puede utilizar suero fisiológico, tónico, agua o hidrolato. No se puede realizar el tratamiento sobre la piel seca.
2. Encienda el dispositivo y seleccione el modo ION+.
3. Mueva suavemente la espátula de abajo hacia arriba a lo largo del contorno del rostro en un ángulo de 45 grados. Repita la acción con cuidado, varias veces por todo el rostro.
4. Limpie el rostro con un tónico.

### Introducción de nutrientes mediante ultrasonidos (Ultrasonidos + Ionización-)

1. Después de limpiar la piel del rostro, aplique un producto para el cuidado de la piel (crema, suero, ampolla, gel).
2. Encienda el dispositivo y seleccione el modo ION-.
3. Mueva suavemente la espátula de abajo hacia arriba a lo largo del contorno del rostro. La espátula debe colocarse en sentido contrario al paso uno. Repita la acción con cuidado, varias veces por todo el rostro.

Si tiene dudas sobre cómo sujetar correctamente el dispositivo, le animamos a que visites nuestro canal en la plataforma YouTube.



 /beautifyeu



### EMS (Ultrasonidos + Electroestimulación EMS)

1. Después de acabar el tratamiento del rostro, encienda el dispositivo y seleccione el modo EMS.
2. Para mejorar la elasticidad de la piel, mueva la espátula de abajo hacia arriba a lo largo del contorno del rostro en un ángulo de 45 grados. Repita la acción con cuidado, varias veces por todo el rostro.
3. El dispositivo se apagará automáticamente después de 10 minutos de funcionamiento.
4. Después de usar el dispositivo, límpielo con un paño de algodón húmedo.

### Vorsichtsmaßnahmen

1. Está prohibido el uso del dispositivo B-Scrub PRO Slim en personas con marcapasos.
2. Está prohibido el uso del dispositivo en personas que se hayan sometido a una intervención quirúrgica de piel en el último mes o tienen quemaduras en la piel.
3. Está prohibido el uso del dispositivo en personas con dermatitis, cicatrices, daños y sensibilidad electromagnética.
4. Antes de iniciar el tratamiento debe quitarse el reloj, las gafas y otros objetos metálicos.
5. Evitar el contacto del cabezal con el globo ocular.
6. No utilizar el dispositivo en la misma zona durante mucho tiempo.
7. Está prohibido el uso del dispositivo en mujeres embarazadas.

### Limpeza

Aclare la espátula exfoliante y séquela con un paño suave y seco. No sumerja el dispositivo en agua durante mucho tiempo.

### Almacenamiento

1. Mantenga el dispositivo seco y limpio.
2. Mantener alejado de altas temperaturas.
3. Mantener fuera del alcance de los niños.

## وصف الأجزاء:





المعلومات الفنية B—Scrub PRO Slim	
أبعاد المنتج:	170*44*20mm
الوزن الصافي:	~122g
بطارية الليثيوم:	3.7V === 700mAh
الاستطاعة:	5W
جهد الشحن:	5V === 1000mA
درجة حرارة العمل:	+5°C~+40°C
الرطوبة النسبية:	≤80%

## الوظائف:

جهاز التقشير بالموجات فوق الصوتية متعدد الوظائف B-Scrub PRO Slim للعناية بالبشرة. يجمع ما بين تقنية الموجات فوق الصوتية والأيونات الموجبة من أجل الانحلال وتنظيف البشرة الميتة والمتصلبة. يعزز الجمع ما بين الموجات فوق الصوتية والأيونات السالبة امتصاص الجواهر الموجودة في الكريمات أو الأمبولات أو الأمصال المستخدمة. تعمل الموجات فوق الصوتية و EMS على تحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين المسؤولين عن شد الجلد. يستخدم مرة واحدة إلى مرتين في الأسبوع لتنظيف البشرة جيدا وتحسين فعالية العناية اليومية.

### التطهير بالموجات فوق الصوتية (SONIC)

عندما يتم ترطيب الجلد بالماء، تعمل الاهتزازات فوق الصوتية عالية التردد على تفتيت الماء، مما يؤدي إلى تليين الجلد الميت تماما.

### التطهير (ION+ & SONIC)

بعد التنظيف بالموجات فوق الصوتية في وضع SONIC، يجب أن يظل الجلد رطبا. تساعد الأيونات الموجبة على تصدير الملوثات الموجودة في أعماق مسام الجلد.

### الترطيب (ION- & SONIC)

تعمل الأيونات الجاذبة على توظيف المرونة الدقيقة لجلد الإنسان، باستخدام ملعقة التقشير، فهي تستورد العناصر الغذائية بشكل فعال إلى سطح الطبقة القاعدية من الجلد، مما يجعلها مغذية ومرطبة.

### التجديد (EMS + SONIC)

تحفز التيارات الدقيقة الناتجة عن الموجات فوق الصوتية و EMS نشاط الخلية. تحفز هذه العملية الجلد على إنتاج الكولاجين والإيلاستين. نتيجة لذلك، يصبح الجلد متناغما وناعما

## وصف الأوضاع

الوصف

الرقم

الوضع

الرقم	الوضع	الوصف
1.	التطهير	قم بتشغيل جهاز SONIC، سيبدأ شفرة التقشير بالارتجاج بتردد عال
2.	التطهير	قم بتشغيل الجهاز واضغط على زر التشغيل / إيقاف التشغيل / الوضع على ION+ مرتين، سترتج شفرة التقشير بتردد عال
3.	الترطيب	قم بتشغيل الجهاز واضغط على زر التشغيل / إيقاف التشغيل / الوضع على ION- 3 مرات، سترتج شفرة التقشير بتردد عال
4.	التجديد	قم بتشغيل الجهاز واضغط على زر التشغيل / إيقاف التشغيل / الوضع 4 مرات في وضع SME، سترتج شفرة التقشير بتردد عال
5.	إيقاف التشغيل التلقائي	تنبيهان صوتيان، الضوء مطفأ، الجهاز مطفأ.
6.	إيقاف التشغيل اليدوي	اضغط على زر التشغيل / إيقاف التشغيل / الوضع لإيقاف تشغيل الجهاز.
7.	المستوى المنخفض للبطارية	3 تنبيهات صوتية، يتحول الزر إلى اللون الأحمر ويومض.
8.	شحن الجهاز	يتحول زر التشغيل / إيقاف التشغيل / الوضع إلى اللون الأحمر ويومض.
9.	شحن الجهاز	يتحول زر التشغيل / إيقاف التشغيل / الوضع إلى اللون الأخضر.

### تطهير البشرة (الموجات فوق الصوتية)

1. قبل البدء بالعلاج، نظفي البشرة جيدا وأزيلي المكياج.
2. قومي بترطيب بشرة الوجه بقطعة قطن أو بخاخ. لهذا الغرض، يمكنك استخدام محلول ملحي أو منشط أو ماء أو مادة مائية. أثناء العلاج، يجب أن يكون الجلد رطبا طوال الوقت. لا يمكن إجراء العلاج على الجلد الجاف.
3. قومي بتشغيل الجهاز وابدئي في وضع SONIC.
4. حركي الشفرة برفق من الأسفل إلى الأعلى على طول ملامح الوجه بزاوية 45 درجة. كرري العملية بعناية عدة مرات على كامل الوجه.

### تطهير البشرة بالتأين

#### (الموجات فوق الصوتية + التأين +)

1. قبل البدء بالعلاج، تذكري أن تحافظي على رطوبة الجلد طوال الوقت. لهذا الغرض، يمكنك استخدام محلول ملحي أو منشط أو ماء أو مادة مائية. لا يمكن إجراء العلاج على الجلد الجاف.
2. قومي بتشغيل الجهاز وابدئي وضع ION+.
3. حركي الملعقة برفق من الأسفل إلى الأعلى على طول ملامح الوجه بزاوية 54 درجة. كرري العملية بعناية عدة مرات على كامل الوجه.
4. امسحي وجهك بمنشط.

### إدخال العناصر الغذائية بالموجات فوق الصوتية (الموجات فوق الصوتية + التأين-)

1. بعد تنظيف بشرة الوجه، ضعي مستحضر للعناية بالبشرة (كريم، مصل، أمبولة، هلام).
2. قومي بتشغيل الجهاز وابدئي في وضع NOI-.
3. حركي الملعقة برفق من الأسفل إلى الأعلى، على طول محيط الوجه. يجب وضع الملعقة في الاتجاه المعاكس للخطوة الأولى. كرري العملية بعناية عدة مرات على كامل الوجه.

إذا كانت لديك أي شكوك حول كيفية حمل الجهاز بشكل صحيح، فيرجى زيارة قناتنا على منصة يوتيوب.



[/beautifyyou](https://www.youtube.com/beautifyyou)



## EMS (الموجات فوق الصوتية + تيارات EMS).

1. بعد العناية ببشرة وجهك، قومي بتشغيل الجهاز وابدئي في وضع EMS.
2. لتحسين مرونة الجلد، قومي بتحريك الملعقة لأعلى ولأسفل على طول ملامح وجهك بزاوية 45 درجة. كرري العملية بعناية عدة مرات على كامل الوجه.
3. سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً بعد 10 دقائق من التشغيل.
4. بعد استخدام الجهاز، امسحيه بقطعة قماش قطنية مبللة.

## تحذيرات

1. لا يستطيع الشخص الذي لديه جهاز تنظيم ضربات القلب إجراء العلاج بجهاز B-Scrub PRO Slim.
2. يمنع استخدامه من قبل الأشخاص بعد جراحة الجلد خلال شهر واحد أو مع حروق الجلد.
3. يمنع استخدامه من قبل الأشخاص المصابين بالتهاب الجلد والتندب والتلف والحساسية الكهرومغناطيسية.
4. قبل البدء في العمل، انزعي الساعات والنظارات والأشياء المعدنية الأخرى.
5. تجنبي ملامسة الرأسية للعين.
6. لا تعمل في نفس المنطقة لفترة طويلة.
7. لا يستخدم الجهاز من قبل النساء الحوامل.

## تحذيرات

1. حافظ على الجهاز جافاً ونظيفاً.
2. الابتعاد عن درجات الحرارة المرتفعة.
3. تبقي بعيداً عن تناول الأطفال.



Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegóły dowiadywać się w swojej gminie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie

i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

Electrical and electronic devices as well as batteries and accumulators must not be mixed with other household waste. This is indicated by the symbol of the crossed out basket on the packaging. Worn-out electric and electronic equipment as well as batteries and accumulators should be delivered to local separate waste collection points or to the seller, and for details inquire in your commune. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them may lead to health detriment or environmental pollution during further disposal or recycling of the equipment.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus dürfen nicht mit anderem Hausmüll vermischt werden. Dies ist durch das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Verpackung gekennzeichnet. Verschlossene Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien und Akkus sollten bei den örtlichen getrennten Sammelstellen oder beim Verkäufer abgegeben werden; Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus können gefährliche Stoffe, Gemische und Bestandteile enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Unsachgemäße Handhabung oder Beschädigung kann bei der Entsorgung oder Wiederverwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Umweltverschmutzung führen.



Электрические и электронные устройства и батареи, а также аккумуляторы нельзя смешивать с другими бытовыми отходами. На это указывает символ перечеркнутой корзины на упаковке. Изношенное электрическое и электронное оборудование, а также батарейки и аккумуляторы необходимо сдать в местные пункты раздельного сбора отходов или к продавцу, а подробности узнать в своей административной зоне

обслуживания. Электрическое и электронное оборудование, а также батареи и аккумуляторы могут содержать опасные вещества, смеси и компоненты, вредные для окружающей среды и здоровья человека. При дальнейшей утилизации или переработке оборудования, неправильное обращение или повреждение может привести к ущербу для здоровья или загрязнению окружающей среды.

Il est interdit d'éliminer les équipements électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs avec les déchets ménagers ordinaires. Ceci est indiqué par le symbole de la poubelle barrée sur l'emballage. Les déchets d'équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et accumulateurs, doivent être déposés aux points de collecte sélective locaux ou chez votre détaillant. Renseignez-vous auprès de votre collectivité locale. Les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et accumulateurs peuvent contenir des substances, mélanges et composants dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Une manipulation incorrecte ou des dommages sur l'appareil et ses composants peuvent entraîner des dommages à la santé ou à l'environnement lors de la mise au rebut ou du recyclage de l'équipement.

Los aparatos eléctricos y electrónicos, las pilas y los acumuladores no deben mezclarse con otros residuos domésticos. Lo indica el símbolo del contenedor con ruedas tachado en el envase. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y los acumuladores, deben entregarse en los puntos locales de recogida selectiva o en tiendas, donde fue comprado el aparato, cuyos datos deben solicitarse a su ayuntamiento. Los equipos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y los acumuladores, pueden contener sustancias, mezclas y componentes peligrosos para el medioambiente y la salud humana. El uso inadecuado o los daños en los aparatos pueden causar daños a la salud humana o al medioambiente durante su posterior eliminación o reciclaje.

يجب عدم خلط الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وكذلك البطاريات مع النفايات المنزلية الأخرى. يشار إلى ذلك من خلال رمز السلة المشطوبة على العبوة. يجب تسليم المعدات الكهربائية والإلكترونية البالية وكذلك البطاريات إلى نقاط تجميع النفايات المنفصلة المحلية أو إلى البائع، وللحصول على التفاصيل استفسر في مجتمعك. قد تحتوي المعدات الكهربائية والإلكترونية وكذلك البطاريات على مواد وخطاظ ومكونات خطيرة ضارة بالبيئة وصحة الإنسان. قد يؤدي التعامل غير السليم أو التلف الذي يلحق بهم إلى أضرار صحية أو تلوث بيئي أثناء التخلص من الجهاز أو إعادة تدويره مرة أخرى.



Deklaracja zgodności odnośnie do  
Dyrektywy RE 2014/30/UE  
Deklaracja zgodności odnośnie do  
Dyrektywy RoHS 2011/65/UE

### English

Hereby, Beautifly Sp. z o. o. declares that the device equipment Beautifly B-Scrub PRO Slim is in compliance with Directive 2014/30/UE.

### Polska

Niniejszym, Beautifly Sp. z o. o. deklaruje, że Beautifly B-Scrub PRO Slim jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE.

### Польша

Настоящим ООО «Beautifly» заявляет, что устройство Beautifly B-Scrub PRO Slim соответствует Директиве 2014/30/EC.

### Français

Par la présente, Beautifly Sp. z o. o. déclare que Beautifly B-Scrub PRO Slim est conforme à la directive 2014/30/EU.

### Deutsche

Hiermit erklärt Beautifly Sp. z o.o., dass das Produkt Beautifly B-Scrub PRO Slim mit den Anforderung der Richtlinie 2014/30/UE konform ist.

### Español

Por la presente, Beautifly Sp. z o. o. declara que Beautifly B-Scrub PRO Slim cumple con la Directiva 2014/30/UE.

عربي

بموجب هذا، فإن شركة Beautifly المحدودة تعلن بأن Beautifly B-Fresh Slim متوافق مع التوجيه 2014/30/EU

### Importer

Beautifly Sp. z o.o.  
Plac Bankowy 2  
00-095 Warszawa  
Assembled in China

## WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja na produkt jest ważna w okresie 24 miesięcy.
2. Gwarancja obejmuje okres od daty otrzymania urządzenia od firmy Beautifly Sp. z o. o. i obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w otrzymanym urządzeniu.
3. Naprawa urządzenia zostanie dokonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 21 dni roboczych od dnia przyjęcia urządzenia do naprawy przez Autoryzowany Zakład Serwisowy.
4. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli Autoryzowany Serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów.
5. Jeśli tylko część produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części produktu działającej prawidłowo, uprawnienia Klienta wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części produktu.

W celu skorzystania w warunków gwarancji, należy wysłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z kartą gwarancyjną na adres e-mail [serwis@rgmedia.pl](mailto:serwis@rgmedia.pl) bądź skontaktować się z serwisem telefonicznie pod numerem infolinii 41 306 70 71

## TERMS OF WARRANTY

1. The product warranty is valid for a period of 24 months.
2. The warranty covers the period from the date of receipt of the device from Beautifly Sp. z o. o. and covers defects resulting from causes inherent in the received device. The device will be repaired as soon as possible, not exceeding 21 working days from the date of acceptance of the device for repair by an Authorized Service Center.
3. The customer has the right to apply for replacement of equipment free from defects, if the Authorized Service finds that the removal of the defect is impossible or requires excessive costs.
4. If only part of the product is defective and can be detached from the part of the product working properly, the Customer's rights resulting from this warranty limit only to the defective part of the product.

In order to benefit from the warranty conditions, please send a complaint notification together with the warranty card to the e-mail address [serwis@rgmedia.pl](mailto:serwis@rgmedia.pl)

## ضمان

1. المنتج مشمول بالضمان لمدة 24 شهرا.
  2. يشمل الضمان الفترة من تاريخ استلام الجهاز من شركة Beautifly sp. z.o. o ويغطي العيوب الناتجة عن الأسباب الكامنة في الجهاز المستلم.
  3. سيتم إصلاح الجهاز في أسرع وقت ممكن، بما لا يتجاوز 21 يوم عمل من تاريخ قبول الجهاز للإصلاح من قبل مركز الخدمة المعتمد.
  4. يحق للعميل التقدم بطلب لاستبدال الجهاز بأخر غير معيب، إذا قرر مركز الخدمة المعتمد أن إزالة العيب أمر مستحيل أو يتطلب تكاليف باهظة.
  5. إذا كان جزء فقط من المنتج معيبا ويمكن فصله عن جزء يعمل بشكل صحيح من المنتج، فإن حقوق العميل بموجب هذا الضمان تقتصر فقط على الجزء المعيب من المنتج.
- للاستفادة من شروط الضمان، يرجى إرسال شكوى مع بطاقة الضمان إلى عنوان البريد الإلكتروني [serwis@beautifly.eu](mailto:serwis@beautifly.eu).



## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия на товар действует 24 месяца.
2. Гарантия охватывает период с даты получения устройства от ООО «Beautifly» и распространяется на дефекты, которые возникли вследствие причин, присущих полученному устройству.
3. Ремонт устройства будет произведен в кратчайшие сроки, но не более 21 рабочего дня с момента принятия устройства для проведения ремонтных работ в авторизованный сервисный центр.
4. Заказчик имеет право подать заявление о замене оборудования на исправное, если авторизованный сервисный центр определит, что устранение дефекта невозможно или требует чрезмерных затрат.
5. В случае, если неисправной является только часть изделия, которая может быть отсоединена от исправно функционирующей части прибора, права Заказчика по данной гарантии ограничиваются только дефектной частью изделия.

Для того, чтобы воспользоваться условиями гарантии, отправьте жалобу вместе с гарантийным талоном по следующему адресу e-mail: [serwis@rgmedia.pl](mailto:serwis@rgmedia.pl)

## CONDITIONS DE GARANTIE

1. La garantie du produit est valable pour une période de 24 mois.
2. La garantie couvre la période à partir de la date d'achat du produit acquis auprès de Beautifly Sp. z o. o. et couvre les défauts découlant de causes inhérentes à l'appareil reçu.
3. L'appareil sera réparé dans les meilleurs délais, sans dépasser 21 jours ouvrables à compter de la date de réception de l'appareil pour réparation par un centre de service agréé.
4. Le client a le droit de demander le remplacement de l'équipement par un équipement sans défaut si le centre de service agréé détermine que la réparation du défaut est impossible ou nécessite des coûts excessifs.
5. Si seule une partie du produit est défectueuse et qu'il s'agit de la pièce détachable d'une partie du produit qui fonctionne correctement, les droits du client dans le cadre de cette garantie sont limités à la partie défectueuse du produit.

Pour bénéficier des conditions de garantie, veuillez envoyer votre réclamation accompagnée de la carte de garantie à l'adresse électronique suivante : [serwis@rgmedia.pl](mailto:serwis@rgmedia.pl)

## Produktgarantie

1. Die Produktgarantie gilt für einen Zeitraum von 24 Monaten.
2. Die Garantie gilt ab dem Erhalt des Geräts von der Firma Beautifly Sp. z o.o. und umfasst Mängel, die durch das Gerät bedingt sind. Die Reparatur wird so schnell wie möglich durchgeführt, jedoch
3. maximal innerhalb von 21 Werktagen ab der Annahme zur Reparatur durch eine autorisierte Werkstatt.
4. Der Kunde ist berechtigt, den Austausch durch ein mängelfreies Gerät zu fordern, wenn die autorisierte Werkstatt feststellt, dass die Mängelbeseitigung unmöglich ist oder unverhältnismäßig teuer wäre.
5. Falls nur ein Teil des Produkts mangelbehaftet ist und die von dem korrekt funktionierenden Teil des Geräts entfernt werden kann, beschränken sich die Garantierechte des Kunden auf den mangelbehafteten Teil.

Zwecks Inanspruchnahme der Garantie muss die Reklamation einschließlich des Garantiescheins per E-Mail an [serwis@rgmedia.pl](mailto:serwis@rgmedia.pl)

## CONDITIONS DE GARANTIE

1. La garantía del producto es válida durante 24 meses.
2. La garantía cubre el período a partir de la fecha de recepción del producto de Beautifly Sp. z o. o. e incluye los defectos derivados de la construcción del dispositivo.
3. La reparación del equipo se llevará a cabo en el menor tiempo posible, sin exceder el plazo de 21 días hábiles desde la fecha de aceptación del dispositivo para su reparación por el Centro de Servicio Técnico Autorizado.
4. El cliente tiene derecho a solicitar la sustitución del dispositivo por uno libre de defectos si el Centro de Servicio Técnico Autorizado determine que la eliminación del defecto es imposible o requiere gastos excesivos.
5. Si sólo una parte del producto es defectuosa y es posible separarla de la parte del producto que funciona correctamente, los derechos del Cliente bajo esta garantía se limitarán sólo a la parte defectuosa del producto.

Para beneficiarse de las condiciones de la garantía, se debe enviar una reclamación junto con la tarjeta de garantía a la dirección de correo electrónico: [serwis@rgmedia.pl](mailto:serwis@rgmedia.pl)

# BEAUTIFLY

.....  
**NAZWA / ADRES SPRZEDAWCY**

NAME / ADDRESS OF THE SELLER

.....  
**NR DOWODU ZAKUPU**

NUMBER OF EVIDENCE OF PURCHASE

.....  
**DATA SPRZEDAŻY**

DATE OF SALE

.....  
**NAZWA URZĄDZENIA**

DEVICE NAME

.....  
**NR SERYJNY / MODEL**

SERIAL NUMBER / MODEL

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki zawarte w Karcie Gwarancyjnej.  
I represent that I have read and accepted the terms and conditions specified in the Warranty Certificate.

.....