



DE Anti-Aging Gesichtspflege Gebrauchsanweisung	2	IT Cura del viso anti-aging Istruzioni per l'uso.....	34
EN Pureo Ionic Skin Care Instructions for use	10	TR Yaşlanma önleyici yüz bakımı Kullanım kılavuzu	42
FR Soin du visage anti-âge Mode d'emploi.....	18	RU Прибор для ухода за кожей лица Инструкция по применению.....	50
ES Cuidado facial antiedad Instrucciones para el uso.....	26	PL Pielęgnacja twarzy Anti-Aging Instrukcja obsługi.....	57



Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf, machen Sie sie anderen Benutzern zugänglich und beachten Sie die Hinweise.



Warnung

- Das Gerät ist nur für den Einsatz im häuslichen/privaten Umfeld bestimmt, nicht im gewerblichen Bereich.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Gerät darf nicht von Personen mit medizinischen Implantaten (z.B. Herzschrittmacher) verwendet werden. Andernfalls kann deren Funktion beeinträchtigt sein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Schäden aufweist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Kontaktieren Sie in diesen Fällen den Kundendienst.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie entsorgt werden. Ist sie nicht abnehmbar, muss das Gerät entsorgt werden.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt unseres Sortimentes entschieden haben. Unser Name steht für hochwertige und eingehend geprüfte Qualitätsprodukte aus den Bereichen Wärme, Gewicht, Blutdruck, Körpertemperatur, Puls, Sanfte Therapie, Massage, Beauty, Luft und Baby.

Mit freundlicher Empfehlung
Ihr Beurer-Team

Zum Kennenlernen

Das FC 90 Pureo Ionic Skin Care eignet sich dank seiner multifunktionalen Ionentechnologie ideal zur Reinigungs- und Anti-Aging-Behandlung im Gesicht. Der Behandlungskopf wird wahlweise mit positiven oder negativen Ionen aufgeladen. Diese geladenen Ionen gelangen durch elektrochemische Reaktionen unter die Hautoberfläche in die tiefer gelegenen Hautschichten bzw. aus den tiefer gelegenen Hautschichten an die Hautoberfläche.

Reinigung durch Desincrustation:

Die negativ geladenen Bestandteile der Reinigungsmilch werden mittels negativer Ionen tief in die Haut eingeschleust. Dort lösen sie Unreinheiten, die anschließend durch die positive Ladung des Behandlungskopfs an die Hautoberfläche befördert werden.

Anti-Aging durch Iontophorese:

Ist der Behandlungskopf negativ geladen, werden die ebenfalls negativ geladenen Anti-Aging-Wirkstoffe der Advanced Hydro Lift Cream vom Behandlungskopf abgestoßen und tief in die Haut transportiert. Dort können sie ihre Anti-Aging-Wirkung optimal entfalten.

Kälte- und Wärmefunktion:

Das FC 90 Pureo Ionic Skin Care verfügt zusätzlich über eine Wärme- und Kältefunktion. Die Wärmefunktion entspannt die Gesichtshaut und fördert die Durchblutung. Sie lässt Ihre Haut geschmeidig werden. Mit der Kältefunktion können Schwellungen im Gesicht reduziert, Poren verschlossen und die Hautelastizität gestärkt werden.

Inhalt

1. Lieferumfang.....	3	8. Reinigung und Pflege	7
2. Zeichenerklärung	3	9. Zubehör- und Ersatzteile	7
3. Bestimmungsgemäße Verwendung	4	10. Was tun bei Problemen?	7
4. Warn- und Sicherheitshinweise.....	4	11. Entsorgen	8
5. Gerätebeschreibung	5	12. Technische Angaben	8
6. Inbetriebnahme	5	13. Garantie / Service	8
7. Anwendung	5		









1. Lieferumfang




Überprüfen Sie den Lieferumfang auf äußere Unversehrtheit der Kartonverpackung und auf die Vollständigkeit des Inhalts. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Gerät und Zubehör keine sichtbaren Schäden aufweisen und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wird. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Kundendienstadresse.

- 1 FC 90 Pureo Ionic Skin Care
- 1 Netzadapter
- 1 Intensive Cleansing Milk (30 ml) *(Sie können die speziell auf das FC 90 abgestimmte Reinigungsmilch über unseren Kundendienst unter der Bestellnummer 163.394 nachbestellen.)*
- 1 Advanced Hydro Lift Cream (15 ml) *(Sie können die speziell auf das FC 90 abgestimmte Advanced Hydro Lift Cream über unseren Kundendienst unter der Bestellnummer 163.392 nachbestellen.)*
- 1 Gebrauchsanweisung

2. Zeichenerklärung

Auf dem Gerät, in der Gebrauchsanweisung, auf der Verpackung und auf dem Typschild des Geräts werden folgende Symbole verwendet:

	Warnung Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren für Ihre Gesundheit		Anweisung lesen
	Produktinformation Hinweis auf wichtige Informationen		Verpackung umweltgerecht entsorgen
	Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronik-Altgeräte EG-Richtlinie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)		CE-Kennzeichnung Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.
	Nur in geschlossenen Räumen verwenden.		Die Produkte entsprechen nachweislich den Anforderungen der Technischen Regelwerke der EAWU

	Hersteller		Energieeffizienzklasse 6
	Polarität		

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das FC 90 Puroe Ionic Skin Care ausschließlich zur Behandlung im menschlichen Gesicht. Das Gerät ist nur für den in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck vorgesehen. Verwenden Sie das Gerät nur in der beschriebenen Weise. Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäßen oder leichtsinnigen Gebrauch entstehen.

Dieses Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch, nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

4. Warn- und Sicherheitshinweise



Warnung

Bevor Sie mit der Benutzung des FC 90 Puroe Ionic Skin Care beginnen, lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Ein Nichtbeachten der nachfolgenden Hinweise kann Personen- oder Sachschäden verursachen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf und machen Sie diese auch anderen Anwendern zugänglich. Übergeben Sie diese Gebrauchsanweisung bei Weitergabe des Geräts.

- Wenn Sie nach der Benutzung auf Ihrer Haut Verschlechterungen, unerwünschte Nebenwirkungen oder langanhaltende Rötungen feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, auf akut oder chronisch erkrankter (verletzter oder entzündeter) Haut, (z.B. bei schmerzhaften und schmerzlosen Entzündungen, Rötungen, Hautausschlägen (z.B. Allergien), Verbrennungen, Prellungen, Schwellungen und offenen sowie sich im Heilungsprozess befindlichen Wunden.)
- Halten Sie das Gerät von Wasser fern.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter.

Stromschlag



Warnung!

- Wie jedes elektrische Gerät ist das FC 90 Puroe Ionic Skin Care vorsichtig und umsichtig zu gebrauchen, um Gefahren durch elektrische Schläge zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzadapter und der auf dem Typenschild notierten Netzspannung.
- Stecken Sie immer nur den Netzadapter in die Steckdose, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Benutzen Sie das Gerät nie, wenn das Gerät oder Zubehör sichtbare Schäden aufweisen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, oder wenn Wasser ins Geräteinnere eingedrungen ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht während eines Gewitters.
- Schalten Sie das Gerät im Falle von Defekten oder Betriebsstörungen sofort aus. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel oder am Gerät, um den Netzadapter aus der Steckdose zu ziehen.
- Halten oder tragen Sie das Gerät niemals am Netzkabel.
- Klemmen Sie das Netzkabel nicht ein.
- Halten Sie Abstand zwischen dem Netzadapter und warmen Oberflächen.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und der Netzadapter nicht mit Wasser, Dampf oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Greifen Sie niemals nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzadapter aus der Steckdose.

Reparatur



Warnung!

- Das Gerät darf nicht geöffnet werden.
- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Wenden Sie sich bei Reparaturen an den Kundenservice oder an einen autorisierten Händler.

Brandgefahr



Warnung

Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch bzw. Missachtung der Gebrauchsanweisung besteht unter Umständen Brandgefahr!

- Benutzen Sie das Gerät nicht unter einer Abdeckung, wie z.B. Decke oder Kissen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entflammaren Stoffen.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt sind.
- Legen Sie das Gerät nie im eingeschalteten Zustand ab. Schalten Sie das Gerät immer vorher aus.
- Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen.

5. Gerätebeschreibung

1. Behandlungskopf
2. LCD-Display
3. AN/AUS-Taste
4. Negative-Ionen-Taste
5. Positive-Ionen-Taste
6. Wärme-Taste
7. Kälte-Taste



6. Inbetriebnahme



Warnung

Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

- Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und überprüfen Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Vollständigkeit und Beschädigungen.
- Stecken Sie das Netzkabel in die Unterseite des Geräts.
- Verlegen Sie das Netzkabel stolpersicher.
- Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.

7. Anwendung



Warnung

Führen Sie vor der Behandlung einen Hautverträglichkeitstest durch, um zu überprüfen, ob ihre Haut die Reinigungsmilch und die Advanced Hydro Lift Cream verträgt.

Hierzu wie folgt vorgehen:

- Eine Stelle innen an der Armbeuge gründlich mit Seife reinigen, etwas Reinigungsmilch und Advanced Hydro Lift Cream auf diese gereinigte Stelle auftragen und die Mittel einziehen und trocknen lassen.
- Zeigt die Haut innerhalb der nächsten 48 Stunden keinerlei Reaktionen, können Sie die getesteten Mittel bedenkenlos verwenden.
- Zeigen sich vor Ablauf der 48 Stunden Hautreaktionen, sollten Sie die getesteten Mittel nicht zur Gesichtsbildung verwenden.
- Führen Sie den Hautverträglichkeitstest nicht an den Augen durch.

Sie können mit dem Gerät sowohl Ihre Haut pflegen als auch reinigen.



Halten Sie das Gerät während der Behandlung so, dass Ihre Hand die beiden chromfarbenen Streifen an der Seite des Geräts umfasst. Bei Nichtbeachtung ist der Stromkreis nicht geschlossen und die Ionenfunktion ist nicht möglich.

Behandlungsanwendungen



Um eine optimale Wirkung zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen die Reinigungsanwendung und die Anti-Aging-Anwendung nur mit den beigelegten Produkten durchzuführen, da diese optimal auf die Anwendung mit dem FC 90 abgestimmt sind. Wir empfehlen morgens eine Pflegeanwendung und abends eine Kombination aus Reinigungs- und Pflegeanwendung durchzuführen.

7.1 Pflegeanwendung (morgens):



- Tragen Sie die Advanced Hydro Lift Cream auf die zu behandelnden Stellen Ihres Gesichts auf.
- Drücken Sie die An/Aus-Taste am Gerät.
- Drücken Sie zuerst die Wärme-Taste und anschließend die Negative-Ionen-Taste . Das Gerät befindet sich jetzt für 30 Sekunden in der Vorwärmphase. Das Display zeigt „WAITING“ an. Sobald „WAITING“ erlischt, ist das Gerät einsatzbereit.
- Führen Sie nun den Behandlungskopf mit sanften kreisenden Bewegungen über die Gesichtshaut.
- Drücken Sie nach zweiminütiger Behandlung die Kälte-Taste und die Negative-Ionen-Taste . Das Gerät befindet sich jetzt für 30 Sekunden in der Vorkühlphase. Das Display zeigt „WAITING“ an. Sobald „WAITING“ erlischt, ist das Gerät einsatzbereit. Führen Sie nun die Behandlung für zwei weitere Minuten fort.
- Um das Gerät wieder auszuschalten, drücken Sie die An/Aus-Taste .

7.2 Kombination aus Reinigungs- und Pflegeanwendung (abends):

Reinigung:







- Tragen Sie die Reinigungsmilch auf Ihre Gesichtshaut auf.
- Drücken Sie die An/Aus-Taste am Gerät.
- Drücken Sie zuerst die Wärme-Taste und anschließend die Negative-Ionen-Taste . Das Gerät befindet sich jetzt für 30 Sekunden in der Vorwärmphase. Das Display zeigt „WAITING“ an. Sobald „WAITING“ erlischt, ist das Gerät einsatzbereit.
- Führen Sie anschließend den Behandlungskopf mit sanften kreisenden Bewegungen über die Gesichtshaut.
- Drücken Sie nach drei Minuten die Positive-Ionen-Taste und führen Sie die Behandlung für eine weitere Minute fort. Waschen Sie Ihr Gesicht nach der Reinigungsbehandlung mit lauwarmen Wasser.

Pflege:

Nachdem Sie die die Reinigungsanwendung abgeschlossen haben, fahren Sie mit der Pflegeanwendung wie folgt fort:



- Reinigen Sie den Behandlungskopf mit einem fusselfreien Tuch, bis sich keine Reinigungsmilchrückstände mehr darauf befinden.
- Tragen Sie die Advanced Hydro Lift Cream auf die zu behandelnden Stellen Ihres Gesichts auf.
- Drücken Sie zuerst die Wärme-Taste  und anschließend die Negative-Ionen-Taste . Das Gerät befindet sich jetzt für 30 Sekunden in der Vorwärmphase. Das Display zeigt „WAITING“ an. Sobald „WAITING“ erlischt, ist das Gerät einsatzbereit.
- Führen Sie nun den Behandlungskopf mit sanften kreisenden Bewegungen über die Gesichtshaut.
- Drücken Sie nach einminütiger Behandlung die Kälte-Taste . Das Gerät befindet sich jetzt für 30 Sekunden in der Vorkühlphase. Das Display zeigt „WAITING“ an. Sobald „WAITING“ erlischt, ist das Gerät einsatzbereit. Führen Sie nun die Behandlung für eine weitere Minute fort.
- Wiederholen Sie anschließend diese Wärme- und Kältebehandlung wie eben beschrieben, jeweils für eine Minute. Tragen Sie wenn nötig nochmals etwas Advanced Hydro Lift Cream auf.
- Um das Gerät wieder auszuschalten, drücken Sie die An/Aus-Taste .

8. Reinigung und Pflege

- Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort auf.
- Reinigen Sie das Gerät nach jeder Anwendung vorsichtig mit einem Reinigungstuch. Bei Bedarf kann dieses auch leicht angefeuchtet werden. Achten Sie dabei darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangt.
- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel. Sie könnten das Gerät beschädigen.
- Halten Sie das Gerät auf keinen Fall unter Wasser, da sonst Flüssigkeit eindringen kann und das Gerät beschädigt wird.

9. Zubehör- und Ersatzteile

Für Nachkauf- / Zusatzartikel besuchen Sie www.beurer.com oder wenden Sie sich an die jeweilige Serviceadresse in ihrem Land (laut Serviceadresse).

Die Nachkauf-/ Zusatzartikel sind zusätzlich im Handel erhältlich.

Artikel	Artikel- bzw. Bestellnummer
Advanced Hydro Lift Cream (30 ml)	163.392
Intensive Cleansing Milk (200ml)	163.394

10. Was tun bei Problemen?

Problem	Ursache	Behebung
Auf dem Display des Geräts wird nichts angezeigt	Der Netzadapter ist nicht korrekt eingesteckt.	Überprüfen Sie, ob der Netzadapter korrekt eingesteckt ist.
	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Drücken Sie auf die An/Aus-Taste.
Die Wärme- und Kältefunktion funktionieren nicht	Das Netzkabel ist beschädigt.	Kontaktieren Sie Ihren Händler.
	Das Gerät ist beschädigt	

11. Entsorgen

Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.



12. Technische Angaben

Modell-Nr.	FC 90
Eingang	AC 100–240 V / 50–60 Hz / 0,5 A
Ausgang	DC 6.5 V / 2,3 A / 15,0 W
Maße	18,5 x 5,5 x 5,3 cm
Gewicht	Gerät: ca. 173 g Netzteil: ca. 90 g
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	≥ 85,99 %
Wirkungsgrad bei niedriger Last	81,05 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	≤ 0,047 W

13. Garantie / Service

Die Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (nachfolgend „Beurer“ genannt) gewährt unter den nachstehenden Voraussetzungen und in dem nachfolgend beschriebenen Umfang eine Garantie für dieses Produkt.

Die nachstehenden Garantiebedingungen lassen die gesetzlichen Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Käufer unberührt.

Die Garantie gilt außerdem unbeschadet zwingender gesetzlicher Haftungsvorschriften.

Beurer garantiert die mangelfreie Funktionstüchtigkeit und die Vollständigkeit dieses Produktes.

Die weltweite Garantiezeit beträgt 3 Jahre ab Beginn des Kaufes des neuen, ungebrauchten Produktes durch den Käufer.

Diese Garantie gilt nur für Produkte, die der Käufer als Verbraucher erworben hat und ausschließlich zu persönlichen Zwecken im Rahmen des häuslichen Gebrauchs verwendet.
Es gilt deutsches Recht.

Falls sich dieses Produkt während der Garantiezeit als unvollständig oder in der Funktionstüchtigkeit als mangelhaft gemäß der nachfolgenden Bestimmungen erweist, wird Beurer gemäß diesen Garantiebedingungen eine kostenfreie Ersatzlieferung oder Reparatur durchführen.

Wenn der Käufer einen Garantiefall melden möchte, wendet er sich zunächst an den Beurer Kundenservice:

Beurer GmbH, Servicecenter

Tel: +49 731 3989-144

Für eine zügige Bearbeitung nutzen Sie bitte unser Kontaktformular auf der Homepage www.beurer.com unter der Rubrik „Service“.

Der Käufer erhält dann nähere Informationen zur Abwicklung des Garantiefalles, z.B. wohin er das Produkt kostenfrei senden kann und welche Unterlagen erforderlich sind.

Eine Inanspruchnahme der Garantie kommt nur in Betracht, wenn der Käufer

- eine Rechnungskopie/Kaufquittung und
- das Original-Produkt

Beurer oder einem autorisierten Beurer Partner vorlegen kann.

Ausdrücklich ausgenommen von dieser Garantie sind

- Verschleiß, der auf normalem Gebrauch oder Verbrauch des Produktes beruht;
- zu diesem Produkt mitgelieferte Zubehörteile, die sich bei sachgemäßen Gebrauch abnutzen bzw. verbraucht werden (z.B. Batterien, Akkus, Manschetten, Dichtungen, Elektroden, Leuchtmittel, Aufsätze, Inhalatorzubehör);
- Produkte, die unsachgemäß und/oder entgegen der Bestimmungen der Bedienungsanleitung verwendet, gereinigt, gelagert oder gewartet wurden sowie Produkte, die vom Käufer oder einem nicht von Beurer autorisierten Servicecenter geöffnet, repariert oder umgebaut wurden;
- Schäden, die auf dem Transportweg zwischen Hersteller und Kunde bzw. zwischen Servicecenter und Kunde entstehen
- Produkte, die als 2.Wahl-Artikel oder als gebrauchte Artikel gekauft wurden;
- Folgeschäden, welche auf einem Mangel dieses Produktes beruhen (es können für diesen Fall jedoch Ansprüche aus Produkthaftung oder aus anderen zwingenden gesetzlichen Haftungsbestimmungen bestehen).

Reparaturen oder ein Komplettaustausch verlängern in keinem Fall die Garantiezeit.



Read these instructions for use carefully and keep them for later use, be sure to make them accessible to other users and observe the information they contain.



Warning

- The device is only intended for domestic/private use, not for commercial use.
- This device may be used by children over the age of eight and by people with reduced physical, sensory or mental skills or a lack of experience or knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to use the device safely, and are fully aware of the consequent risks of use.
- Children must not play with the device.
- Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless supervised.
- The device must not be used by persons with medical implants (e.g. heart pacemakers) Otherwise their function could be impaired.
- Do not use the device if it shows signs of damage or does not function properly. In these cases, contact Customer Services.
- If the mains connection cable of this device is damaged, it must be disposed of. If it cannot be removed, the device must be disposed of.

Dear customer,

Thank you for choosing a product from our range. Our name stands for high-quality, thoroughly tested products for applications in the areas of heat, weight, blood pressure, body temperature, pulse, gentle therapy, massage, beauty, air and baby.

With kind regards
Your Beurer team

Getting to know your instrument

Thanks to its multifunctional ionic technology, the FC 90 Pureo Ionic Skin Care is ideal for cleansing and anti-aging facial treatments. The treatment head can be charged with either positive or negative ions. Electrochemical reactions cause these charged ions to get under the skin's surface into the deeper layers of the skin or to move from the deeper layers of the skin to the skin's surface.

Desincrustation cleansing:

The negatively charged components in the cleansing milk are channelled deep into the skin with the aid of the negative ions. There, they loosen impurities, which are then drawn to the skin's surface by the positive charge of the treatment head.

Anti-aging by iontophoresis:

If the treatment head is negatively charged, the negatively charged anti-aging agents in the Advanced Hydro Lift Cream are pushed away from the treatment head and carried deep into the skin. There, the anti-aging agents have the best possible effect.

Cool and heat function:

The FC 90 Pureo Ionic Skin Care also has a cool and heat function. The heat function relaxes the skin on the face and promotes circulation. It leaves your skin feeling smooth. With the cool function, swellings on the face can be reduced, pores can be tightened and the skin elasticity can be improved.

Contents

1. Included in delivery.....	11	8. Cleaning and maintenance.....	15
2. Signs and symbols.....	11	9. Accessories and replacement parts.....	15
3. Intended use.....	12	10. What if there are problems?.....	15
4. Warnings and safety notes.....	12	11. Disposal.....	15
5. Device description.....	13	12. Technical specifications.....	16
6. Initial use.....	13	13. Warranty / Service.....	16
7. Usage.....	13		












1. Included in delivery

Check that the exterior of the cardboard delivery packaging is intact and make sure that all contents are present. Before use, ensure that there is no visible damage to the device or accessories and that all packaging material has been removed. If you have any doubts, do not use the device and contact your retailer or the specified Customer Service address.

- 1 FC 90 Pureo Ionic Skin Care
- 1 Mains adapter
- 1 Intensive Cleansing Milk (30 ml) *(You can reorder the cleansing milk specially designed for use with the FC 90 from our Customer Services by quoting the order number 163.394.)*
- 1 Advanced Hydro Lift Cream (15 ml) *(You can reorder the Advanced Hydro Lift Cream specially designed for use with the FC 90 from our Customer Services by quoting the order number 163.392.)*
- 1 Instructions for use

2. Signs and symbols

The following symbols are used on the device, in these instructions for use, on the packaging and on the type plate for the device:

	Warning Warning instruction indicating a risk of injury or damage to health		Read the instructions
	Product information Note on important information		Dispose of packaging in an environmentally friendly manner
	Disposal in accordance with the Waste Electrical and Electronic Equipment EC Directive – WEEE		CE labelling This product satisfies the requirements of the applicable European and national directives.
	Only use indoors		The products demonstrably meet the requirements of the Technical Regulations of the EAEU.
	Manufacturer		Energy efficiency class 6
	Polarity		

3. Intended use

The FC 90 Pureo Ionic Skin Care must only be used to treat human facial skin.

The device is only intended for the purpose described in these instructions for use. Use the device only according to the methods specified. The manufacturer is not liable for damage resulting from improper or careless use.

This device is intended for domestic use only, not for commercial purposes.

4. Warnings and safety notes

Warning

Before using the FC 90 Pureo Ionic Skin Care, read the safety notes through carefully. Non-observance of the following information may result in personal injury or material damage. Store these instructions for use and make them accessible to other users. Make sure you include these instructions for use when handing over the device to third parties.

- If, after using the device, you experience a worsening of the skin, undesired side effects or prolonged redness, stop using the device and consult your doctor.
- Do NOT use the device on acutely or chronically diseased (injured or irritated) skin (e.g. inflamed skin – whether painful or not, reddened skin, rashes, e.g. allergies, burns, bruises, swellings, as well as open and healing wounds).
- Keep the device away from water.
- Only use with the supplied mains adapter.

Electric shock

Warning!

- As with every electrical device, the FC 90 Pureo Ionic Skin Care must be used carefully and cautiously in order to avoid hazards due to electric shock.
- Only use the device with the mains adapter supplied and at the mains voltage specified on the type plate.
- Only plug the mains adapter into the socket when the device is switched off.
- Never use the device if it or any of its accessories are visibly damaged.
- Do not use the device if it has sustained a fall or if water has penetrated the device interior.
- Do not use the device during a storm.
- In the event of defects or operational faults, switch off the device immediately. Pull the plug out of the mains socket.
- Do not pull on the mains cable or on the device to disconnect the mains adapter from the socket.
- Never hold or carry the device by the mains cable.
- Do not clamp or pinch the mains cable.
- Keep the mains adapter away from hot surfaces.
- Ensure that the mains cable and mains adapter do not come into contact with water, steam or other liquids.
- Never reach for a device that has been submerged in water. Pull the mains adapter out of the mains socket immediately.

Repairs

Warning!

- Do not open the device.
- Only specialist personnel may perform repairs on electrical devices. Improper repairs may subject users to considerable danger. For repairs, please contact Customer Services or an authorised retailer.

Risk of fire



Warning

There is a risk of fire if the device is used improperly or these instructions for use are ignored.

- Never use the device underneath a cover, such as a blanket or pillow.
- Never use the device near highly flammable substances.
- Make sure that the vents are not covered.
- Never store the device while it is still switched on. Always switch the device off before storing it.
- Do not expose the device to high temperatures.

5. Device description

1. Treatment head
2. LCD display
3. ON/OFF button
4. Negative ions button
5. Positive ions button
6. Heat button
7. Cool button



6. Initial use



Warning

Keep packaging material away from children! There is a choking hazard.

- Remove the device from the packaging and check that the device and all accessories are included and not damaged.
- Plug the mains cable into the bottom of the device.
- Ensure that the mains cable does not pose a trip hazard.
- Plug the mains adapter into the socket.

7. Usage



Warning

Before starting the treatment, carry out a skin sensitivity test to check whether your skin is sensitive to the cleansing milk and the Advanced Hydro Lift Cream. To do this, proceed as follows:

- Clean a patch of skin in the crook of your arm thoroughly, apply a little of the cleansing milk and Advanced Hydro Lift Cream to this cleaned patch of skin and allow the product to soak in and dry.
- If the skin shows no reactions within the next 48 hours, you can use the tested products without hesitation.
- If the skin appears to react before the end of the 48-hour period, you should not use the tested products for facial treatment.
- Do not carry out the skin sensitivity test around the eye area.

You can use the device to care for your skin as well as to cleanse it.



During the treatment, hold the device so that your hand covers both chrome-coloured stripes on the side of the device. If you do not do this, the electric circuit will be open and the ionic function will not be possible.


Treatment applications



To ensure the best possible effect, we recommend that you only use the products provided when using the cleansing treatment function and anti-aging treatment function, as these have been perfectly adapted for use with the FC 90.

We recommend using the care treatment function in the morning and a combination of the cleansing and care treatment functions in the evening.


7.1 Care treatment function (mornings):



- Apply the Advanced Hydro Lift Cream to the area of your face that you wish to treat.
- Press the ON/OFF button on the device.
- Press the heat button first and then press the negative ions button . The device is now in the pre-heating phase for 30 seconds. "WAITING" is shown in the display. As soon as the "WAITING" display turns off, the device is ready to use.
- Now use the treatment head to gently massage your face in circular motions.
- After two minutes of treatment, press the cool button and the negative ions button . The device is now in the precooling phase for 30 seconds. "WAITING" is shown in the display. As soon as the "WAITING" display turns off, the device is ready to use. Continue with the treatment for another two minutes.
- To switch the device off again, press the ON/OFF button .

7.2 Combination of cleansing and care treatment functions (evenings):


Cleansing:





- Apply the cleansing milk to your face.
- Press the ON/OFF button on the device.
- Press the heat button first and then press the negative ions button . The device is now in the pre-heating phase for 30 seconds. "WAITING" is shown in the display. As soon as the "WAITING" display turns off, the device is ready to use.
- Now use the treatment head to gently massage your face in circular motions.
- After three minutes, press the positive ions button and continue the treatment for another minute. After the cleansing treatment, wash your face with lukewarm water.

Care:

After you have completed the cleansing treatment function, continue with the care treatment as follows:



- Clean the treatment head with a lint-free cloth until there is no trace of cleansing milk left on the head.
- Apply the Advanced Hydro Lift Cream to the area of your face that you wish to treat.
- Press the heat button first and then press the negative ions button . The device is now in the pre-heating phase for 30 seconds. "WAITING" is shown in the display. As soon as the "WAITING" display turns off, the device is ready to use.
- Now use the treatment head to gently massage your face in circular motions.

- After one minute of treatment, press the cool button . The device is now in the precooling phase for 30 seconds. "WAITING" is shown in the display. As soon as the "WAITING" display turns off, the device is ready to use. Continue with the treatment for another minute.
- Repeat this heat and cool treatment as described above for one minute each. If necessary, apply a little more Advanced Hydro Lift Cream.
- To switch the device off again, press the ON/OFF button .

8. Cleaning and maintenance

- When you are not using the device, store it in a cool, dry place away from direct light.
- Carefully clean the device after every use with a cleaning cloth. If necessary, use a slightly damp cloth. Ensure that no water gets inside the device while cleaning it.
- Do not use any cleaning agents or solvents, as they could damage the device.
- Under no circumstances should you hold the device under water, as this can cause liquid to enter and damage the device.

9. Accessories and replacement parts

For replacement parts and additional items visit www.beurer.com or contact the corresponding service address in your country (according to the service address list).

Replacement parts and additional items are also available from retailers.

Item	Item number and/or order number
Advanced Hydro Lift Cream (30 ml)	163.392
Intensive Cleansing Milk (200 ml)	163.394

10. What if there are problems?

Problem	Cause	Solution
There is nothing shown in the device display.	The mains adapter is not plugged in correctly.	Check that the mains adapter is correctly plugged in.
	The device is not switched on.	Press the ON/OFF button.
The heat and cool function is not working.	The mains cable is damaged.	Contact your retailer.
	The device is damaged	

11. Disposal

For environmental reasons, do not dispose of the device in the household waste at the end of its useful life. Dispose of the unit at a suitable local collection or recycling point. Dispose of the device in accordance with EC Directive – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.



12. Technical specifications

Model no.	FC 90
Input	AC 100–240 V / 50–60 Hz / 0.5 A
Output	DC 6.5 V / 2.3 A / 15.0 W
Dimensions	18.5 x 5.5 x 5.3 cm
Weight	Hand-held device: approx. 173 g Mains adapter: approx. 90 g
Average active efficiency	≥ 85.99 %
Efficiency low load	81.05 %
No-load power consumption	≤ 0.047 W

13. Warranty / Service

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany (hereinafter referred to as “Beurer”) provides a warranty for this product, subject to the requirements below and to the extent described as follows.

The warranty conditions below shall not affect the seller’s statutory warranty obligations which ensue from the sales agreement with the buyer.

The warranty shall apply without prejudice to any mandatory statutory provisions on liability.

Beurer guarantees the perfect functionality and completeness of this product.

The worldwide warranty period is 3 years, commencing from the purchase of the new, unused product from the seller.

The warranty only applies to products purchased by the buyer as a consumer and used exclusively for personal purposes in the context of domestic use.
German law shall apply.

During the warranty period, should this product prove to be incomplete or defective in functionality in accordance with the following provisions, Beurer shall carry out a repair or a replacement delivery free of charge, in accordance with these warranty conditions.

If the buyer wishes to make a warranty claim, they should approach their local retailer in the first instance: see the attached “International Service” list of service addresses.

The buyer will then receive further information about the processing of the warranty claim, e.g. where they can send the product and what documentation is required.

A warranty claim shall only be considered if the buyer can provide Beurer, or an authorised Beurer partner, with

- a copy of the invoice/purchase receipt, and
- the original product.

The following are explicitly excluded from this warranty:

- deterioration due to normal use or consumption of the product;
- accessories supplied with this product which are worn out or used up through proper use (e.g. batteries, rechargeable batteries, cuffs, seals, electrodes, light sources, attachments and nebuliser accessories);
- products that are used, cleaned, stored or maintained improperly and/or contrary to the provisions of the instructions for use, as well as products that have been opened, repaired or modified by the buyer or by a service centre not authorised by Beurer;

- damage that arises during transport between manufacturer and customer, or between service centre and customer;
- products purchased as seconds or as used goods;
- consequential damage arising from a fault in this product (however, in this case, claims may exist arising from product liability or other compulsory statutory liability provisions).

Repairs or an exchange in full do not extend the warranty period under any circumstances.



Lisez attentivement ce mode d'emploi, conservez-le pour un usage ultérieur, mettez-le à disposition des autres utilisateurs et suivez les consignes qui y figurent.



Avertissement

- L'appareil ne doit être utilisé que dans un environnement domestique/privé et pas dans un cadre professionnel.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans ainsi que les déficients physiques, sensoriels ou mentaux et les personnes ayant peu de connaissances ou d'expérience à la condition qu'ils soient surveillés ou sachent comment l'utiliser en toute sécurité et en comprennent les risques.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes portant des implants médicaux (par ex. stimulateur cardiaque). Ces appareils risqueraient alors de ne pas fonctionner correctement.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est visiblement endommagé ou ne fonctionne pas correctement. Si l'une ou l'autre des situations se présente, contactez le service client.
- Si le câble d'alimentation électrique de l'appareil est endommagé, il doit être mis au rebut. S'il n'est pas détachable, l'appareil doit être mis au rebut.

Chère cliente, cher client,

nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos produits. Notre société est réputée pour l'excellence de ses produits et les contrôles de qualité auxquels ils sont soumis. Nos produits couvrent les domaines de la chaleur, du poids, de la pression sanguine, de la température corporelle, de la thérapie douce, des massages, de la beauté, des soins pour bébé et de l'amélioration de l'air.

Sincères salutations,
Votre équipe Beurer

Familiarisation avec l'appareil

Grâce à sa technologie à ions multifonctions, le FC 90 Pureo Ionic Skin Care est idéal pour le nettoyage et les soins anti-âge du visage. La tête de traitement est chargée au choix en ions positifs ou négatifs. Grâce à des réactions électrochimiques, ces ions chargés passent sous la surface de la peau dans les couches profondes ou passent des couches profondes à la surface de la peau.

Nettoyage par désincrustation :

Les composants du lait nettoyant chargés négativement pénètrent la peau en profondeur à l'aide d'ions négatifs. Ils y dissolvent les impuretés, qui sont ensuite entraînées à la surface de la peau grâce à la charge positive de la tête de traitement.

Anti-âge par iontophorèse :

Si la tête de traitement est chargée négativement, les principes actifs anti-âge, également chargés négativement de l'Advanced Hydro Lift Cream sont repoussés par la tête de traitement et pénètre en profondeur sous la peau. Leur action anti-âge est alors optimale.

Diffusion de froid et de chaleur :

Le FC 90 Pureo Ionic Skin Care diffuse également de la chaleur et du froid. La diffusion de chaleur détend la peau du visage et améliore la circulation sanguine. Elle rend votre peau souple. La diffusion de froid permet de réduire les gonflements, de fermer les pores et de renforcer l'élasticité de la peau.

Sommaire

1. Contenu.....	19	7. Utilisation	21
2. Symboles utilisés.....	19	8. Nettoyage et entretien	23
3. Utilisation conforme aux recommandations.....	20	9. Accessoires et pièces de rechange.....	23
4. Consignes d'avertissement et de mise en garde.....	20	10. Que faire en cas de problèmes?	23
5. Description de l'appareil.....	21	11. Élimination	24
6. Mise en service.....	21	12. Caractéristiques techniques.....	24
		13. Garantie / Maintenance	24

1. Contenu




Vérifiez si l'emballage carton extérieur du kit est intact et si tous les éléments sont inclus. Avant l'utilisation, assurez-vous que l'appareil et les accessoires ne présentent aucun dommage visible et que la totalité de l'emballage a bien été retirée. En cas de doute, ne l'utilisez pas et adressez-vous à votre revendeur ou au service client indiqué.

- 1 FC 90 Pureo Ionic Skin Care
- 1 Adaptateur secteur
- 1 Intensive Cleansing Milk (30 ml) (Vous pouvez commander le lait nettoyant spécialement conçu pour le FC 90 par le biais de notre service client sous la référence 163.394.)
- 1 Advanced Hydro Lift Cream (15 ml) (Vous pouvez commander l'Advanced Hydro Lift Cream spécialement conçue pour le FC 90 par le biais de notre service client sous la référence 163.392.)
- 1 Mode d'emploi

2. Symboles utilisés

Les symboles suivants sont utilisés sur le mode d'emploi, sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil:

	Avertissement Ce symbole vous avertit des risques de blessures ou des dangers pour votre santé		Lire les consignes
	Information sur le produit Indication d'informations importantes		Éliminer l'emballage dans le respect de l'environnement
	Élimination conformément à la directive européenne WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques		Signe CE Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.
	Utiliser uniquement en intérieur.		Les produits sont complètement conformes aux exigences des règlements techniques de l'UEEA.

	Fabricant		Classe d'efficacité énergétique 6
	Polarité		

3. Utilisation conforme aux recommandations

Utilisez le FC 90 Pureo Ionic Skin Care exclusivement pour le traitement du visage humain. L'appareil est conçu uniquement pour l'utilisation décrite dans ce mode d'emploi. N'utilisez l'appareil que conformément aux instructions. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou non conforme. Cet appareil est réservé à un usage personnel et n'est pas prévu pour une utilisation commerciale.

4. Consignes d'avertissement et de mise en garde

Avertissement

Avant de commencer à utiliser la FC 90 Advanced Hydro Lift Cream, lisez les consignes de sécurité avec attention. Le non-respect des instructions suivantes est susceptible d'entraîner des dommages corporels ou matériels. Conservez ce mode d'emploi et tenez-le à la disposition de tous les autres utilisateurs. Si vous transmettez l'appareil à quelqu'un, remettez-lui également ce mode d'emploi.

- Après avoir utilisé l'appareil, si vous constatez une dégradation de votre peau, l'apparition d'effets secondaires indésirables ou de rougeurs persistantes, n'utilisez plus l'appareil et consultez votre médecin.
- N'utilisez PAS l'appareil sur une peau atteinte d'une maladie chronique ou aiguë (blessure ou inflammation) (par ex. en cas d'inflammations douloureuses ou indolores, de rougeurs, d'éruptions cutanées (par ex. allergies), de brûlures, de contusions, de gonflements ou blessures ouvertes ou en cours de guérison).
- Maintenez l'appareil à l'écart de l'eau.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.

Choc électrique

Avertissement !

- Comme tout appareil électrique, le FC 90 Pureo Ionic Skin Care doit être utilisé avec précaution et prudence afin d'éviter tout choc électrique.
- Ne l'utilisez qu'avec l'adaptateur secteur fourni, et uniquement à la tension indiquée sur la plaque signalétique.
- Ne branchez l'adaptateur dans la prise que lorsque l'appareil est éteint.
- N'utilisez jamais l'appareil si ce dernier ou ses accessoires sont visiblement endommagés.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou si de l'eau s'est infiltrée à l'intérieur.
- N'utilisez pas l'appareil pendant un orage.
- En cas de défaut ou de panne, arrêtez immédiatement l'appareil. Déconnectez la fiche de la prise.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation ni sur l'appareil pour débrancher l'adaptateur secteur de la prise.
- Ne tenez ou ne portez jamais l'appareil par le câble d'alimentation.
- Ne coincez pas le câble.
- Gardez l'adaptateur secteur à l'écart des surfaces chaudes.
- Assurez vous que le câble d'alimentation et l'adaptateur secteur ne soient pas en contact avec de l'eau, de la vapeur ou d'autres liquides.
- Ne saisissez jamais un appareil qui est tombé dans l'eau. Déconnectez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise.

Réparation



Avertissement !

- L'appareil ne doit pas être ouvert.
- Seul un spécialiste peut réparer des appareils électriques. Toute réparation inappropriée peut engendrer un danger important pour l'utilisateur. Pour toute réparation, adressez-vous au service-client ou à un revendeur agréé.

Risque d'incendie



Avertissement

Toute utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions d'utilisation entraîne un risque d'incendie !

- N'utilisez pas l'appareil dans un endroit couvert, sous une couverture ou des coussins par exemple.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de matières inflammables.
- Veillez à ce que les fentes d'aération ne soient pas couvertes.
- Ne débranchez jamais l'appareil allumé. Arrêtez-le toujours au préalable.
- N'exposez pas l'appareil à des températures élevées.

5. Description de l'appareil

1. Tête de traitement
2. Affichage LCD
3. Touche MARCHE/ARRÊT
4. Touche d'ions négatifs
5. Touche d'ions positifs
6. Touche de chaleur
7. Touche de froid



6. Mise en service



Avertissement

Maintenez les emballages hors de la portée des enfants. Ils pourraient s'étouffer.

- Sortez l'appareil de l'emballage et vérifiez la présence et le bon état de l'appareil et de tous les accessoires.
- Branchez le câble d'alimentation sous l'appareil.
- Placez le câble de manière à ne pas trébucher dessus.
- Branchez l'adaptateur secteur sur la prise.

7. Utilisation




Avertissement

Effectuez un test de tolérance cutanée avant le traitement afin de vérifier si votre peau supporte le lait nettoyant et l'Advanced Hydro Lift Cream. Suivez les instructions suivantes :


- Nettoyez bien une zone située à l'intérieur de votre bras au savon, déposez-y un peu de lait nettoyant et d'Advanced Hydro Lift Cream. Laissez-les pénétrer et sécher.
- Si vous ne constatez pas de réaction cutanée dans un délai de 48 heures, vous pouvez utiliser sans inquiétude les produits testés.

- Si vous constatez une réaction cutanée dans un délai de 48 heures, n'utilisez pas les produits testés sur la peau de votre visage.
- N'effectuez pas le test de tolérance cutanée au niveau des yeux.

Cet appareil permet à la fois de nettoyer et de prendre soin de votre peau.

 Au cours du traitement, tenez l'appareil de manière à ce que votre main entoure les deux bandes chromées sur le côté de l'appareil. Dans le cas contraire, le circuit électrique ne sera pas fermé et la fonction ionisante ne fonctionnera pas.







Applications d'un traitement

 Pour assurer un effet optimal, nous vous recommandons d'utiliser les fonctions de nettoyage et anti-âge uniquement avec les produits fournis. Ceux-ci sont spécialement conçus pour être utilisés avec le FC 90.

Nous vous recommandons d'appliquer un soin le matin et d'associer le nettoyage et le soin le soir.

7.1 Soin (le matin):







- Appliquez l'Advanced Hydro Lift Cream sur les zones à traiter de votre visage.
- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt  de l'appareil.
- Appuyez d'abord sur la touche de chaud  puis sur la touche d'ions négatifs . L'appareil préchauffe pendant 30 secondes. Le message « WAITING » apparaît à l'écran. Dès que « WAITING » disparaît, l'appareil est prêt à l'emploi.
- Passez à présent la tête de traitement sur la peau du visage en décrivant des mouvements circulaires doux.
- Après deux minutes de traitement, appuyez sur la touche de froid  et la touche d'ions négatifs . L'appareil subit une phase de refroidissement préalable de 30 secondes. Le message « WAITING » apparaît à l'écran. Dès que « WAITING » disparaît, l'appareil est prêt à l'emploi. Poursuivez le traitement deux minutes de plus.
- Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt .

7.2 Association du nettoyage et du soin (le soir):


Nettoyage :



- Appliquez le lait nettoyant sur la peau de votre visage.
- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt  de l'appareil.
- Appuyez d'abord sur la touche de chaud  puis sur la touche d'ions négatifs . L'appareil préchauffe pendant 30 secondes. Le message « WAITING » apparaît à l'écran. Dès que « WAITING » disparaît, l'appareil est prêt à l'emploi.
- Passez ensuite la tête de traitement sur la peau du visage en décrivant des mouvements circulaires doux.
- Après trois minutes, appuyez sur la touche d'ions positifs  et poursuivez le traitement pendant une minute. Après le nettoyage, lavez votre visage à l'eau tiède.

Soin :

Après avoir terminé le nettoyage, poursuivez avec le soin de la manière suivante:



- Nettoyez la tête de traitement avec un chiffon non pelucheux jusqu'à ne plus retrouver de résidus de lait nettoyant.
- Appliquez l'Advanced Hydro Lift Cream sur les zones à traiter de votre visage.
- Appuyez d'abord sur la touche de chaud ☀ puis sur la touche d'ions négatifs ⊖. L'appareil préchauffe pendant 30 secondes. Le message « WAITING » apparaît à l'écran. Dès que « WAITING » disparaît, l'appareil est prêt à l'emploi.
- Passez à présent la tête de traitement sur la peau du visage en décrivant des mouvements circulaires doux.
- Après une minute de traitement, appuyez sur la touche de froid ❄. L'appareil subit une phase de refroidissement préalable de 30 secondes. Le message « WAITING » apparaît à l'écran. Dès que « WAITING » disparaît, l'appareil est prêt à l'emploi. Poursuivez le traitement une minute de plus.
- Répétez ensuite le traitement par la chaleur et le froid comme décrit, pendant une minute chacun. Si nécessaire, appliquez encore un peu d'Advanced Hydro Lift Cream.
- Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ⊕.

8. Nettoyage et entretien

- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, rangez-le dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.
- Nettoyez l'appareil soigneusement après chaque utilisation avec un chiffon de nettoyage. Celui-ci peut être légèrement humidifié au besoin. Assurez-vous que l'eau ne s'est pas infiltrée à l'intérieur.
- N'utilisez pas de détergent ni de solvant. Vous pourriez endommager l'appareil.
- Ne passez jamais l'appareil sous l'eau ; elle pourrait s'infiltrer à l'intérieur de l'appareil et l'endommager.

9. Accessoires et pièces de rechange

Pour commander des consommables/articles supplémentaires, rendez-vous sur le site www.beurer.com ou contactez le service après-vente concerné dans votre pays (cf. la liste des adresses du service après-vente).

Les consommables/articles supplémentaires sont disponibles à la vente.

Article	Numéro d'article et référence
Advanced Hydro Lift Cream (30 ml)	163.392
Intensive Cleansing Milk (200 ml)	163.394

10. Que faire en cas de problèmes?

Problème	Cause	Solution
Rien ne s'affiche sur l'écran de l'appareil.	L'adaptateur secteur n'est pas correctement branché.	Assurez que l'adaptateur secteur est bien branché.
	L'appareil n'est pas allumé.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
Les fonctions de chaleur et de froid ne fonctionnent pas.	Le câble d'alimentation est endommagé.	Contactez votre revendeur.
	L'appareil est endommagé.	

11. Élimination

Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de service. L'élimination doit se faire par le biais des points de collecte compétents dans votre pays. Veuillez éliminer l'appareil conformément à la directive européenne – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés. Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits.



12. Caractéristiques techniques

No du modèle	FC 90
Entrée	AC 100–240 V / 50–60 Hz / 0,5 A
Sortie	DC 6.5 V / 2,3 A / 15,0 W
Dimensions	18,5 x 5,5 x 5,3 cm
Poids	Appareil portatif : env. 173 g Adaptateur secteur : env. 90 g
Efficacité moyenne en fonctionnement	≥ 85,99 %
Efficacité à faible charge	81,05 %
Consommation électrique hors charge	≤ 0,047 W

13. Garantie / Maintenance

La société Beurer GmbH, sise Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Allemagne, (ci-après désignée « Beurer ») propose une garantie pour ce produit dans les conditions suivantes et dans la mesure prévue ci-après.

Les conditions de garantie suivantes n'affectent en rien les obligations de garantie du vendeur découlant du contrat de vente conclu avec l'acheteur.

La garantie s'applique également sans préjudice de la responsabilité légale obligatoire.

Beurer garantit le bon fonctionnement et l'intégrité de ce produit.

La période de garantie mondiale est de 3 ans à compter de la date d'achat par l'acheteur du produit neuf et non utilisé.

Cette garantie ne s'applique qu'aux produits achetés par l'acheteur en tant que consommateur et utilisés uniquement à des fins personnelles dans le cadre d'une utilisation domestique.

Le droit allemand s'applique.

Si, au cours de la période de garantie, ce produit s'avère incomplet ou défectueux conformément aux dispositions suivantes, Beurer s'engage à proposer gratuitement un remplacement ou une réparation conformément aux présentes Conditions de garantie.

Si l'acheteur souhaite faire valoir la garantie, il doit d'abord s'adresser au revendeur local : cf. liste « Service client à l'international » ci-jointe pour connaître les adresses du service après-vente.

L'acheteur recevra ensuite des informations complémentaires concernant le déroulement de la demande de garantie, par exemple, l'adresse à laquelle envoyer le produit et les documents requis.

Une demande de garantie ne peut être prise en compte que si l'acheteur présente

- une copie de la facture/du reçu et

- le produit d'origine

à Beurer ou à un partenaire autorisé de Beurer.

La présente Garantie exclut expressément

- toute usure découlant de l'utilisation ou de la consommation normale du produit ;
- les accessoires fournis avec le produit qui s'usent ou qui sont consommés dans le cadre d'une utilisation normale du produit (par exemple, piles, piles rechargeables, manchettes, joints, électrodes, ampoules, embouts et accessoires pour inhalateur) ;
- les produits utilisés, nettoyés, stockés ou entretenus de manière inappropriée et/ou contraire aux conditions d'utilisation, ainsi que les produits ouverts, réparés ou modifiés par l'acheteur ou par un service client non agréé par Beurer ;
- les dommages survenus lors du transport entre le fabricant et le client ou entre le service client et le client ;
- les produits achetés en tant qu'article de second choix ou d'occasion ;
- les dommages consécutifs qui résultent d'une défaillance du produit (dans ce cas, toutefois, des réclamations peuvent être soulevées relatives à la responsabilité du fait des produits ou à d'autres dispositions légales obligatoires relatives à la responsabilité).

Les réparations ou le remplacement complet ne prolongent en aucun cas la période de garantie.



Lea atentamente estas instrucciones de uso, consérvelas para su futura utilización, póngalas a disposición de otros usuarios y respete las indicaciones.



Advertencia

- Este aparato está diseñado exclusivamente para su uso privado o en el hogar y no para uso industrial.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, así como por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o con poca experiencia o conocimientos, siempre que estén vigilados o se les indique cómo usarlo de forma segura y entiendan los peligros que conlleva.
- Los niños no deberán jugar nunca con el aparato.
- Las tareas de limpieza y de mantenimiento ordinario no deberán ser realizadas por niños sin supervisión.
- Las personas con implantes médicos (como marcapasos) no pueden utilizar el aparato. De lo contrario se puede ver dañado su funcionamiento.
- No utilice el aparato si detecta algún daño o si no funciona correctamente. En estos casos, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Si el cable de alimentación de red de este aparato se daña, deberá sustituirse. Si el cable no se puede extraer, el aparato deberá sustituirse.

Estimada clienta, estimado cliente:

nos alegramos de que haya elegido un producto de nuestra colección. Nuestro nombre es sinónimo de productos de alta y comprobada calidad en el ámbito de aplicación de calor, peso, presión arterial, temperatura corporal, pulso, tratamiento suave, masaje, belleza, aire y bebés.

Atentamente,

El equipo de Beurer

Información general

El Pureo Ionic Skin Care FC 90 es ideal para el tratamiento facial de limpieza y antiedad gracias a su tecnología de iones multifuncional. El cabezal de tratamiento se carga opcionalmente con iones positivos o negativos. Estos iones cargados penetran mediante reacciones electroquímicas en la piel hasta las capas cutáneas profundas o estimulan el transporte desde las capas cutáneas más profundas a la capa superficial de la piel.

Limpieza mediante desincrustación:

Los componentes con carga negativa de la leche limpiadora penetran profundamente en la piel gracias al efecto de los iones negativos. En estas capas cutáneas, diluyen las impurezas y las transportan seguidamente con ayuda de la carga positiva del cabezal de tratamiento a la superficie de la piel.

Antiedad con iontoforesis:

Cuando el cabezal de tratamiento está cargado negativamente, impulsa las sustancias activas antiedad de la Advanced Hydro Lift Cream, también provistas de carga negativa, y las transporta a las capas profundas de la piel, donde pueden ejercer su acción antiedad con la máxima eficacia.

Función de frío y calor:

El Puroo Ionic Skin Care FC 90 ofrece también una función de frío y calor. La función de calor relaja el cutis y estimula la circulación, volviéndolo más terso. La función de frío puede reducir la hinchazón del rostro, cerrar poros y reforzar la elasticidad de la piel.

Índice

1. Artículos suministrados	27	8. Limpieza y cuidado	31
2. Explicación de los símbolos	27	9. Accesorios y piezas de repuesto.....	31
3. Uso correcto.....	28	10. Resolución de problemas.....	31
4. Indicaciones de advertencia y de seguridad...28		11. Eliminación	32
5. Descripción del aparato	29	12. Datos técnicos.....	32
6. Puesta en funcionamiento	29	13. Garantía / Asistencia	32
7. Aplicación	29		

1. Artículos suministrados




Compruebe que el embalaje de los artículos suministrados esté intacto y que su contenido esté completo. Antes de utilizar el aparato deberá asegurarse de que ni este ni los accesorios presentan daños visibles y de que se retira el material de embalaje correspondiente. En caso de duda, no lo use y póngase en contacto con su distribuidor o con la dirección de atención al cliente indicada.

- 1 Puroo Ionic Skin Care FC 90
- 1 Adaptador de red
- 1 Intensive Cleansing Milk (30 ml) *(la leche limpiadora especial para el FC 90 se puede pedir posteriormente a través de nuestro servicio de atención al cliente indicando el número de pedido 163.394).*
- 1 Advanced Hydro Lift Cream (15 ml) *(la crema Advanced Hydro Lift Cream especial para el FC 90 se puede solicitar posteriormente a través de nuestro servicio de atención al cliente indicando el número de pedido 163.392).*
- 1 Instrucciones de uso

2. Explicación de los símbolos

En el aparato, en las instrucciones de uso, en el embalaje y en la placa de características del aparato se utilizan los siguientes símbolos:

	Advertencia Indicación de advertencia sobre peligro de lesiones o riesgos para su salud		Leer las instrucciones
	Información sobre el producto Indicación de información importante		Eliminar el embalaje respetando el medio ambiente
	Eliminación según la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)		Marcado CE Este producto cumple los requisitos de las directivas europeas y nacionales vigentes.
	Utilizar únicamente en habitaciones cerradas		Está demostrado que los productos cumplen los requisitos de las normas técnicas de la Unión Económica Euroasiática.

	Fabricante		Clase de eficiencia energética 6
	Polaridad		

3. Uso correcto

Utilice el Pureo Ionic Skin Care FC 90 exclusivamente para el tratamiento del rostro humano.

Este aparato está diseñado única y exclusivamente para el fin descrito en las instrucciones de uso. Utilice el aparato únicamente de la forma descrita. El fabricante no se responsabiliza de los daños derivados de un uso indebido o irresponsable.

Este aparato está previsto únicamente para un uso en el hogar, no para uso comercial.

4. Indicaciones de advertencia y de seguridad

Advertencia

Lea detenidamente las indicaciones de seguridad antes de utilizar el Pureo Ionic Skin Care FC 90. La inobservancia de las siguientes indicaciones podría ocasionar daños personales o materiales. Conserve estas instrucciones de uso y asegúrese de que se encuentren disponibles para los demás usuarios. Si entrega el aparato a un tercero, incluya las instrucciones con el aparato.

- En caso de que tras el uso detecte un empeoramiento, efectos secundarios no deseados o un enrojecimiento persistente de la piel, interrumpa el tratamiento con el aparato y consulte a su médico.
- NO utilice el aparato sobre piel con enfermedades agudas o crónicas, o si está dañada o inflamada [p. ej., con inflamaciones dolorosas o indoloras, enrojecimiento, erupciones cutáneas (como alergias), quemaduras, contusiones, hinchazones, heridas abiertas o en proceso de curación].
- Mantenga el aparato alejado del agua.
- Utilice solamente el adaptador de red incluido en el suministro.

Descarga eléctrica

Advertencia

- Como todos los aparatos eléctricos, el Pureo Ionic Skin Care FC 90 debe utilizarse con precaución y cuidado para evitar peligros por descargas eléctricas.
- Utilice el aparato únicamente con el adaptador de red suministrado y con la tensión de red indicada en la placa de características.
- Únicamente debe enchufar el adaptador de red a la toma de corriente si el aparato está apagado.
- No use el aparato si este o sus accesorios muestran daños visibles.
- No use el aparato si se ha caído o si ha penetrado agua en su interior.
- No use el aparato durante una tormenta eléctrica.
- Desconecte el aparato de inmediato en caso de defectos o fallos de funcionamiento. Desenchúfelo de la toma de corriente.
- No tire del cable de red o del aparato para desenchufar el adaptador de red.
- No sujete ni transporte el aparato cogiéndolo por el cable de red.
- No pille el cable de red.
- Mantenga el adaptador de red alejado de las superficies calientes.
- Asegúrese de que el cable de red y el adaptador de red no entren en contacto con agua, vapor u otros líquidos.
- No toque un aparato que se haya caído al agua; Desenchúfelo de inmediato de la toma de corriente.

Reparación



Advertencia

- No debe abrirse el aparato.
- Las reparaciones de los aparatos eléctricos solo debe llevarlas a cabo personal especializado, ya que una reparación inadecuada puede originar peligros considerables para el usuario. Para llevar a cabo las reparaciones, diríjase al servicio de atención al cliente o a un distribuidor autorizado.

Peligro de incendio



Advertencia

En determinadas circunstancias, el uso indebido del aparato o el incumplimiento de las instrucciones de uso puede ocasionar peligro de incendio.

- No use el aparato si hay algún objeto que lo cubre, como una manta o un cojín.
- No use el aparato cerca de sustancias que se inflamen con facilidad.
- Asegúrese de que las ranuras de ventilación no estén cubiertas.
- No deposite nunca el aparato conectado. Desconéctelo siempre antes de hacerlo.
- Proteja el aparato de las temperaturas elevadas.

5. Descripción del aparato

1. Cabezal de tratamiento
2. Pantalla LCD
3. Tecla ON/OFF
4. Tecla de iones negativos
5. Tecla de iones positivos
6. Tecla de calor
7. Tecla de frío



6. Puesta en funcionamiento



Advertencia

No deje que los niños se acerquen al material de embalaje; existe peligro de asfixia.

- Saque el aparato del embalaje y compruebe si el contenido está completo y si el aparato o los accesorios presentan daños.
- Enchufe el cable de red en la parte inferior del aparato.
- Coloque el cable de red de forma que no se pueda tropezar con él.
- Conecte el adaptador de red a la toma de corriente.

7. Aplicación




Advertencia


Antes del tratamiento, haga una prueba de tolerancia para comprobar la reacción de su piel a la leche limpiadora y a la Advanced Hydro Lift Cream. Para ello, proceda del siguiente modo:

- Lave a fondo con jabón un punto del pliegue del codo, aplique un poco de leche limpiadora y de Advanced Hydro Lift Cream sobre ese trozo de piel y deje que los productos se absorban y se sequen.
- Si en las siguientes 48 horas la piel no muestra ningún tipo de reacción, puede utilizar estos cosméticos sin vacilar.
- Si aparecen reacciones durante esas 48 horas, no debe usar los cosméticos que ha probado para el tratamiento facial.
- Evite los ojos al realizar la prueba de tolerancia de la piel.


Este aparato está pensado tanto para el cuidado como para la limpieza de la piel.







 Sostenga el aparato durante el tratamiento de forma que su mano rodee las dos líneas cromadas en los laterales. Si no lo mantiene en esta posición, el circuito de corriente no se cierra, de modo que la función de los iones no se activa.

Aplicaciones

 Para garantizar unos óptimos resultados, el fabricante recomienda realizar las aplicaciones de limpieza y antiedad solamente con los productos suministrados, ya que estos han sido adaptados específicamente para la aplicación con el FC 90. Se recomienda realizar una aplicación de cuidado facial por las mañanas, y por la noche una combinación de cuidado y limpieza facial.


7.1 Aplicación de cuidado facial (por las mañanas):







- Aplique la Advanced Hydro Lift Cream sobre las zonas del cutis que desea tratar.
- Pulse la tecla ON/OFF  del aparato.
- Pulse en primer lugar la tecla de calor  y seguidamente la tecla de iones negativos . El aparato ejecuta durante los siguientes 30 segundos la fase de precalentamiento. En la pantalla se indica "WAITING". Tan pronto como desaparezca la indicación "WAITING", el aparato estará listo para funcionar.
- A continuación, pase el cabezal de tratamiento con suaves movimientos circulares por el rostro.
- Después de dos minutos de tratamiento, pulse la tecla de frío  y la tecla de iones negativos . El aparato ejecuta durante los siguientes 30 segundos la fase de preenfriamiento. En la pantalla se indica "WAITING". Tan pronto como desaparezca la indicación "WAITING", el aparato estará listo para funcionar. Prosiga con el tratamiento durante dos minutos más.
- Para volver a apagar el aparato pulse la tecla ON/OFF .

7.2 Combinación de limpieza y cuidado facial (por la noche):

Limpieza:



- Aplíquese la leche limpiadora sobre la piel del rostro.
- Pulse la tecla ON/OFF  del aparato.
- Pulse en primer lugar la tecla de calor  y seguidamente la tecla de iones negativos . El aparato ejecuta durante los siguientes 30 segundos la fase de precalentamiento. En la pantalla se indica "WAITING". Tan pronto como desaparezca la indicación "WAITING", el aparato estará listo para funcionar.
- A continuación, pase el cabezal de tratamiento con suaves movimientos circulares por el rostro.
- Después de tres minutos, pulse la tecla de iones positivos  y prosiga con el tratamiento durante un minuto más. Lávese el rostro después del tratamiento de limpieza con agua templada.

Cuidado:

Una vez finalizada la aplicación de limpieza, prosiga con el tratamiento de cuidado como se indica a continuación:

Fase de
precalentamiento
30 segundos







1 min.

Fase de
preenfriamiento
30 segundos



1 min.

Repetir el procedimiento una vez desde el principio

- Limpie el cabezal de tratamiento con un paño sin pelusas hasta que no queden restos de leche limpiadora.
- Aplique la Advanced Hydro Lift Cream sobre las zonas del cutis que desea tratar.
- Pulse en primer lugar la tecla de calor  y seguidamente la tecla de iones negativos . El aparato ejecuta durante los siguientes 30 segundos la fase de precalentamiento. En la pantalla se indica "WAITING". Tan pronto como desaparezca la indicación "WAITING", el aparato estará listo para funcionar.
- A continuación, pase el cabezal de tratamiento con suaves movimientos circulares por el rostro.
- Después de un minuto de tratamiento, pulse la tecla de frío . El aparato ejecuta durante los siguientes 30 segundos la fase de preenfriamiento. En la pantalla se indica "WAITING". Tan pronto como desaparezca la indicación "WAITING", el aparato estará listo para funcionar. Prosiga con el tratamiento durante un minuto más.
- Repita a continuación este tratamiento de calor y frío, tal y como se ha descrito, durante un minuto respectivamente. Si es necesario, aplique de nuevo Advanced Hydro Lift Cream.
- Para volver a apagar el aparato pulse la tecla ON/OFF .

8. Limpieza y cuidado

- Si no va a utilizar el aparato, consérvelo en un lugar fresco y seco y protegido de la luz.
- Limpie el aparato después de cada aplicación con cuidado utilizando un paño de limpieza. Si es necesario, puede humedecer el paño ligeramente. Tenga cuidado de que no entre agua al interior del aparato.
- No use limpiadores ni disolventes. Podrían dañar el aparato.
- No sumerja el aparato en agua en ningún caso, ya que puede penetrar líquido en él y dañarlo.

9. Accesorios y piezas de repuesto

Para artículos de reposición y complementos visite www.beurer.com o diríjase a la dirección de servicio técnico de su país (indicada en la lista de direcciones de servicio técnico).

Los artículos de reposición y complementos también pueden adquirirse en establecimientos comerciales.

Artículo	Número de artículo o de pedido
Advanced Hydro Lift Cream (30 ml)	163.392
Intensive Cleansing Milk (200 ml)	163.394

10. Resolución de problemas

Problema	Causa	Solución
No se visualiza ninguna indicación en la pantalla.	El adaptador de red no está enchufado correctamente.	Compruebe si el adaptador de red está conectado correctamente.
	El aparato no está encendido.	Pulse la tecla de encendido y apagado.
Las funciones de calor y frío no funcionan.	El cable de red está dañado.	Póngase en contacto con su distribuidor.
	El aparato está averiado	

11. Eliminación

A fin de preservar el medio ambiente, cuando el aparato cumpla su vida útil no lo tire con la basura doméstica. Se puede desechar en los puntos de recogida adecuados disponibles en su zona. Deseche el aparato según la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Para más información, póngase en contacto con la autoridad municipal competente en materia de eliminación de residuos.



12. Datos técnicos

Nº de modelo	FC 90
Entrada	AC 100–240 V / 50–60 Hz / 0,5 A
Salida	DC 6.5 V / 2,3 A / 15,0 W
Dimensiones	18,5 x 5,5 x 5,3 cm
Peso	Aparato: aprox.173 g Adaptador de red: aprox. 90 g
Eficiencia media en funcionamiento	≥ 85,99 %
Eficiencia con baja carga	81,05 %
Consumo eléctrico sin carga	≤ 0,047 W

13. Garantía / Asistencia

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (en lo sucesivo, «Beurer») concede una garantía para este producto. La garantía está sujeta a las siguientes condiciones y el alcance de la misma se describe a continuación.

Las siguientes condiciones de garantía no afectan a las obligaciones de garantía que la ley prescribe para el vendedor y que emanan del contrato de compra celebrado con el comprador. La garantía se aplicará además sin perjuicio de las normas legales preceptivas.

Beurer garantiza el perfecto funcionamiento y la integralidad de este producto.

La garantía mundial tiene una validez de 3 años a partir de la fecha de compra del producto nuevo y sin utilizar por parte del comprador.

Esta garantía se ofrece solo para productos que el comprador haya adquirido en tanto que consumidor con fines exclusivamente personales en el marco de una utilización privada en el hogar. Se aplica la legislación alemana.

En el caso de que, durante el periodo de garantía, este producto resultara estar incompleto o no funcionara correctamente conforme a lo dispuesto en las siguientes disposiciones, Beurer se compromete a sustituir el producto o a repararlo según las presentes condiciones de garantía.

Cuando el comprador desee recurrir a la garantía lo hará dirigiéndose en primera instancia al distribuidor local: véase la lista adjunta «Servicio internacional» que contiene las distintas direcciones de servicio técnico.

A continuación, el comprador recibirá información pormenorizada sobre la tramitación de la garantía, como el lugar al que debe enviar el producto y qué documentos deberá adjuntar.

El comprador solo podrá invocar la garantía cuando pueda presentar:

- una copia de la factura o del recibo de compra y
- el producto original

a Beurer o a un socio autorizado por Beurer.

Quedan excluidos explícitamente de la presente garantía

- el desgaste que se produce por el uso o el consumo normal del producto;
- los accesorios suministrados con el producto que se desgastan o consumen durante un uso normal (p. ej., pilas, baterías, brazaletes, juntas, electrodos, luminarias, cabezales y accesorios de inhalación);
- productos cuyo uso, limpieza, almacenamiento o mantenimiento sea indebido o vaya contra lo dispuesto en las instrucciones de uso, así como productos que hayan sido abiertos, reparados o modificados por el comprador o por un centro de servicio técnico no autorizado por Beurer;
- daños que se hayan producido durante el transporte entre las instalaciones del fabricante y las del cliente o bien entre el centro de servicio técnico y el cliente;
- productos que se hayan adquirido como productos de calidad inferior o de segunda mano;
- daños derivados que resulten de una falta del producto. En este caso, podrían invocarse eventualmente derechos derivados de la normativa de responsabilidad de productos o de otras disposiciones de responsabilidad legal preceptiva.

Las reparaciones o la sustitución del producto no prolongarán en ningún caso el periodo de garantía.



Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso, conservarle per impieghi futuri, renderle accessibili ad altri utenti e attenersi alle indicazioni.



Pericolo

- L'apparecchio è destinato solo a uso domestico/privato e non commerciale.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da ragazzi di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, percettive o mentali, o non in possesso della necessaria esperienza e conoscenza, esclusivamente sotto supervisione oppure se sono stati istruiti in merito alle misure di sicurezza e comprendono i rischi ad esse correlati.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
- L'apparecchio non deve essere utilizzata da portatori di dispositivi medici impiantati (ad. es pacemaker), in quanto se ne potrebbe pregiudicare il funzionamento.
- Non utilizzare l'apparecchio se appare danneggiato o se non funziona correttamente. In questi casi contattare il servizio clienti.
- Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio è danneggiato, è necessario smaltirlo. Nel caso non sia rimovibile, è necessario smaltire l'apparecchio.

Gentile cliente,

siamo lieti che Lei abbia scelto un prodotto del nostro assortimento. Il nostro marchio è garanzia di prodotti di elevata qualità, controllati nei dettagli, relativi ai settori calore, peso, pressione, temperatura corporea, pulsazioni, terapia dolce, massaggio, Beauty, aria e Baby.

Cordiali saluti
Il Team Beurer

Introduzione

Grazie alla tecnologia a ioni multifunzionale, FC 90 Pureo Ionic Skin Care è ideale per la pulizia e il trattamento anti-aging del viso. La testina di trattamento può essere caricata con ioni positivi o negativi. Tramite una reazione chimica, gli ioni caricati penetrano al di sotto della superficie cutanea fino agli strati epidermici profondi oppure risalgono dagli strati epidermici profondi fino alla superficie cutanea.

Pulizia tramite disincrostazione:

I componenti del latte detergente caricati negativamente penetrano in profondità nella pelle attraverso gli ioni negativi. Qui eliminano le impurità, che vengono infine trasportate in superficie tramite la carica positiva della testina di trattamento.

Trattamento anti-aging tramite ionoforesi:

Se la testina di trattamento è caricata negativamente, i principi attivi anti-aging dell'Advanced Hydro Lift Cream caricati negativamente vengono trasportati dalla testina di trattamento fino in profondità nella pelle, dove possono svolgere la loro funzione anti-aging in modo ottimale.

Funzione di raffreddamento e riscaldamento:

FC 90 Pureo Ionic Skin Care dispone anche di una funzione di raffreddamento e riscaldamento. La funzione di riscaldamento rilassa la pelle del viso e favorisce la circolazione. Rende la pelle liscia e morbida. La funzione di raffreddamento può ridurre i gonfiori, chiudere i pori e favorire l'elasticità della pelle.

Indice

1. Fornitura	35	8. Pulizia e cura	39
2. Spiegazione dei simboli.....	35	9. Accessori e parti di ricambio	39
3. Uso conforme.....	36	10. Che cosa fare in caso di problemi?	39
4. Avvertenze e indicazioni di sicurezza	36	11. Smaltimento	39
5. Descrizione dell'apparecchio	37	12. Dati tecnici.....	40
6. Messa in funzione.....	37	13. Garanzia / Assistenza	40
7. Utilizzo	37		

1. Fornitura

Controllare l'integrità esterna della confezione e la completezza del contenuto. Prima dell'uso assicurarsi che l'apparecchio e gli accessori non presentino nessun danno palese e che il materiale di imballaggio sia stato rimosso. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e consultare il proprio rivenditore o contattare il Servizio clienti indicato.

- 1 FC 90 Pureo Ionic Skin Care
- 1 Adattatore
- 1 Intensive Cleansing Milk (30 ml) *(per ordinare il latte detergente specifico per l'apparecchio FC 90, rivolgersi al nostro servizio clienti e indicare il codice d'ordine 163.394)*
- 1 Advanced Hydro Lift Cream (15 ml) *(per ordinare l'Advanced Hydro Lift Cream specifica per l'apparecchio FC 90, rivolgersi al nostro servizio clienti e indicare il codice d'ordine 163.392)*
- 1 Manuale di istruzioni

2. Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli sono utilizzati nelle istruzioni per l'uso, sull'imballo e sulla targhetta dell'apparecchio:

	Avvertenza Avvertimento di pericolo di lesioni o di pericoli per la salute		Leggere le istruzioni
	Informazioni sul prodotto Indicazione di informazioni importanti		Smaltire la confezione nel rispetto dell'ambiente
	Smaltimento secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)		Marchio CE Il presente prodotto soddisfa i requisiti delle direttive europee e nazionali vigenti.
	Utilizzare esclusivamente in locali chiusi.		I prodotti sono comprovatamente conformi ai requisiti delle normative tecniche dell'UEE.
	Produttore		Classe di efficienza energetica 6
	Polarità		

3. Uso conforme

Utilizzare FC 90 Puro Ionic Skin Care esclusivamente per il trattamento del viso umano. L'apparecchio è concepito solo per l'uso descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Utilizzare l'apparecchio solo nella modalità descritta. Il produttore non è da ritenersi responsabile in caso di danni riconducibili a uso non conforme o sconsiderato. Questo apparecchio è concepito solo per l'uso domestico e non è adatto per l'uso commerciale.

4. Avvertenze e indicazioni di sicurezza



Pericolo

Prima di utilizzare FC 90 Puro Ionic Skin Care, leggere attentamente le indicazioni di sicurezza. Il mancato rispetto delle seguenti indicazioni può provocare danni alle persone e alle cose. Conservare le istruzioni per l'uso e fare in modo che siano accessibili anche agli altri utilizzatori. Consegnare le presenti istruzioni in caso di cessione dell'apparecchio.

- Se dopo l'utilizzo la pelle presenta un peggioramento o compaiono effetti collaterali indesiderati o arrossamenti prolungati, interrompere l'utilizzo dell'apparecchio e consultare il medico.
- NON utilizzare l'apparecchio sulla pelle affetta da patologie acute o croniche (lesioni o infiammazioni), ad esempio, in caso di infiammazioni dolorose e indolori, arrossamenti, eruzioni cutanee (ad es. allergie), ustioni, contusioni, gonfiori e ferite aperte o in via di guarigione.
- Tenere l'apparecchio lontano dall'acqua.
- Utilizzare esclusivamente l'adattatore fornito in dotazione.

Scossa elettrica



Pericolo!

- Come qualsiasi apparecchio elettrico, anche FC 90 Puro Ionic Skin Care deve essere manipolato con attenzione e cautela al fine di evitare il rischio di scosse elettriche.
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente con l'adattatore fornito in dotazione e con la tensione di rete indicata sulla targhetta.
- Inserire l'adattatore nella presa sempre solo ad apparecchio spento.
- Non utilizzare mai l'apparecchio o gli accessori se presentano danni visibili.
- Non utilizzare l'apparecchio se è caduto o se è penetrata acqua al suo interno.
- Non utilizzare l'apparecchio in caso di temporale.
- In caso di difetti o malfunzionamenti, spegnere immediatamente l'apparecchio. Estrarre la spina dalla presa.
- Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio per estrarre l'adattatore dalla presa.
- Non usare il cavo di alimentazione né per tenere l'apparecchio né per trasportarlo.
- Non incastrare il cavo di alimentazione.
- Tenere l'adattatore lontano dalle superfici calde.
- Accertarsi che il cavo di alimentazione e l'adattatore non entrino in contatto con acqua, vapore o altri liquidi.
- Non recuperare mai un apparecchio che è caduto in acqua. Estrarre subito l'adattatore dalla presa.

Riparazione



Pericolo!

- Non aprire l'apparecchio.
- Le riparazioni degli apparecchi elettrici devono essere effettuate esclusivamente da personale specializzato. Riparazioni non conformi possono provocare danni consistenti per gli utilizzatori. Per le riparazioni rivolgersi al Servizio clienti o a un rivenditore autorizzato.

Pericolo d'incendio



Pericolo

In caso di uso non conforme o mancato rispetto delle istruzioni per l'uso sussiste pericolo d'incendio!

- Non coprire l'apparecchio durante l'uso, ad esempio con una coperta o un cuscino.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di sostanze facilmente infiammabili.
- Accertarsi che le fessure dell'aria non siano ostruite.
- Non riporre mai l'apparecchio mentre è acceso. Spegnerlo sempre prima.
- Proteggere l'apparecchio dalle temperature elevate.

5. Descrizione dell'apparecchio

1. Testina di trattamento
2. Display LCD
3. Pulsante On/Off
4. Pulsante ioni negativi
5. Pulsante ioni positivi
6. Pulsante riscaldamento
7. Pulsante raffreddamento



6. Messa in funzione



Pericolo

Tenere lontani i bambini dal materiale d'imballaggio. Pericolo di soffocamento.

- Estrarre l'apparecchio dall'imballo e verificare che l'apparecchio e gli accessori siano integri e che non manchino dei componenti.
- Inserire il cavo di alimentazione nella parte inferiore dell'apparecchio.
- Posare il cavo di alimentazione in modo da evitare cadute.
- Inserire l'adattatore nella presa.

7. Utilizzo



Pericolo

Prima del trattamento, eseguire un test di tolleranza cutanea per verificare che la propria pelle tolleri il latte detergente e l'Advanced Hydro Lift Cream. Procedere come segue:

- Pulire un punto accuratamente con sapone, applicare nella zona una piccola quantità di latte detergente e Advanced Hydro Lift Cream e lasciarli assorbire e asciugare.
- Se nelle successive 48 ore non si rilevano reazioni della pelle, è possibile utilizzare i prodotti testati senza alcun problema.
- Se nelle successive 48 ore si dovessero constatare delle reazioni della pelle, non utilizzare i prodotti testati per il trattamento del viso.
- Non eseguire il test di tolleranza cutanea sugli occhi.

Con questo apparecchio è possibile pulire e curare la pelle.




Durante il trattamento, tenere l'apparecchio in modo che la mano afferri entrambe le strisce crociate sul lato dell'apparecchio. In caso contrario, il circuito non è chiuso e non è possibile utilizzare la funzione degli ioni.

Trattamenti



Per risultati ottimali, si consiglia di effettuare il trattamento di pulizia e di anti-aging solo con i prodotti forniti in dotazione, in quanto sono pensati specificamente per l'uso in combinazione con FC 90. Si consiglia di effettuare al mattino un trattamento di cura e alla sera una combinazione di pulizia e cura.

7.1 Trattamento di cura (mattino):



- Applicare l'Advanced Hydro Lift Cream sui punti del viso da trattare.
- Premere il pulsante On/Off sull'apparecchio.
- Premere prima il pulsante di riscaldamento e quindi il pulsante ioni negativi . Viene avviata la fase di pre-riscaldamento, che dura 30 secondi. Sul display viene visualizzata la scritta „WAITING“. Quando la scritta scompare, l'apparecchio è pronto per l'uso.
- Muovere la testina di trattamento sulla pelle del viso con movimenti delicati e circolari.
- Dopo due minuti di trattamento, premere il pulsante di raffreddamento e il pulsante ioni negativi . Viene avviata la fase di pre-raffreddamento, che dura 30 secondi. Sul display viene visualizzata la scritta „WAITING“. Quando la scritta scompare, l'apparecchio è pronto per l'uso. Continuare il trattamento per altri due minuti.
- Per spegnere l'apparecchio, premere il pulsante On/Off .

7.2 Combinazione del trattamento di pulizia e cura (sera):


Pulizia:



- Applicare il latte detergente sulla pelle del viso.
- Premere il pulsante On/Off sull'apparecchio.
- Premere prima il pulsante di riscaldamento e quindi il pulsante ioni negativi . Viene avviata la fase di pre-riscaldamento, che dura 30 secondi. Sul display viene visualizzata la scritta „WAITING“. Quando la scritta scompare, l'apparecchio è pronto per l'uso.
- Muovere la testina di trattamento sulla pelle del viso con movimenti delicati e circolari.
- Dopo tre minuti, premere il pulsante ioni positivi e continuare il trattamento per un altro minuto. Al termine del trattamento, lavare il viso con acqua tiepida.

Cura:

Al termine del trattamento di pulizia, procedere con il trattamento di cura come indicato di seguito:



- Pulire la testina di trattamento con un panno privo di pelucchi, eliminando ogni residuo di latte detergente.
- Applicare l'Advanced Hydro Lift Cream sui punti del viso da trattare.
- Premere prima il pulsante di riscaldamento e quindi il pulsante ioni negativi . Viene avviata la fase di pre-riscaldamento, che dura 30 secondi. Sul display viene visualizzata la scritta „WAITING“. Quando la scritta scompare, l'apparecchio è pronto per l'uso.
- Muovere la testina di trattamento sulla pelle del viso con movimenti delicati e circolari.

- Dopo un minuto di trattamento, premere il pulsante di raffreddamento ✱. Viene avviata la fase di preraffreddamento, che dura 30 secondi. Sul display viene visualizzata la scritta „WAITING“. Quando la scritta scompare, l'apparecchio è pronto per l'uso. Continuare il trattamento per un altro minuto.
- Ripetere il trattamento di riscaldamento e raffreddamento come descritto per un minuto. Applicare, se necessario, altra Advanced Hydro Lift Cream.
- Per spegnere l'apparecchio, premere il pulsante On/Off ①.

8. Pulizia e cura

- Quando l'apparecchio non viene utilizzato, conservarlo in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.
- Pulire con cura l'apparecchio dopo ogni utilizzo con un panno per la pulizia. Se necessario, è possibile anche inumidirlo leggermente. Accertarsi che non penetri acqua all'interno dell'apparecchio.
- Non utilizzare detersivi o solventi. Potrebbero danneggiare l'apparecchio.
- L'apparecchio non deve per nessun motivo essere immerso nell'acqua, in quanto potrebbe infiltrarsi dell'umidità e danneggiarlo.

9. Accessori e parti di ricambio

Per articoli di postvendita/aggiuntivi visitare www.beurer.com o rivolgersi al Servizio clienti del proprio Paese (consultare l'elenco con gli indirizzi).

Gli articoli di postvendita/aggiuntivi sono disponibili anche in commercio.

Articolo	Cod. articolo o cod. ordine
Advanced Hydro Lift Cream (30 ml)	163.392
Intensive Cleansing Milk (200 ml)	163.394

10. Che cosa fare in caso di problemi?

Problema	Causa	Soluzione
Sul display dell'apparecchio non viene visualizzata nessuna scritta.	L'adattatore non è inserito correttamente.	Verificare che l'adattatore sia inserito correttamente.
	L'apparecchio non è acceso.	Premere il pulsante On/Off.
Raffreddamento e riscaldamento non funzionano.	Il cavo di alimentazione è danneggiato.	Rivolgersi al rivenditore.
	L'apparecchio è danneggiato	

11. Smaltimento

Per motivi ecologici, l'apparecchio non deve essere smaltito tra i normali rifiuti quando viene buttato via. Lo smaltimento deve essere effettuato negli appositi centri di raccolta. Smaltire l'apparecchio secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alle autorità comunali competenti per lo smaltimento.



12. Dati tecnici

Codice	FC 90
Ingresso	AC 100–240 V / 50–60 Hz / 0,5 A
Uscita	DC 6.5 V / 2,3 A / 15,0 W
Dimensioni	18,5 x 5,5 x 5,3 cm
Peso	Apparecchio: circa 173 g Adattatore di rete: circa 90 g
Efficienza media in funzionamento	≥ 85,99 %
Efficienza a bassa carica	81,05 %
Potenza assorbita in assenza di carico	≤ 0,047 W

13. Garanzia / Assistenza

Beurer GmbH, Söflinger Strasse 218, D-89077 Ulm (di seguito denominata „Beurer“) offre una garanzia per questo prodotto, nel rispetto delle seguenti condizioni e nella misura descritta di seguito.

Le seguenti condizioni di garanzia lasciano invariati gli obblighi di garanzia di legge del venditore stabiliti nel contratto di acquisto con l'acquirente.

La garanzia si applica inoltre fatte salve le prescrizioni di legge obbligatorie in materia di responsabilità.

Beurer garantisce la perfetta funzionalità e la completezza di questo prodotto.

La garanzia mondiale è di 3 anni a partire dall'acquisto del prodotto nuovo, non usato, da parte dell'acquirente.

Questa garanzia copre solo i prodotti che l'acquirente ha acquistato come consumatore e che utilizza esclusivamente a scopo personale, in ambito domestico.

Vale il diritto tedesco.

Nel caso in cui il prodotto, durante il periodo di garanzia, si dimostrasse incompleto o presentasse difetti di funzionamento in linea con le seguenti disposizioni, Beurer provvederà a sostituire o riparare gratuitamente il prodotto in base alle presenti condizioni di garanzia.

Per segnalare un caso di garanzia, l'acquirente deve rivolgersi innanzitutto al proprio rivenditore locale: vedere l'elenco „Service International“ in cui sono riportati gli indirizzi dei centri di assistenza.

L'acquirente riceverà quindi informazioni più dettagliate sulla gestione del caso di garanzia, ad esempio dove deve inviare il prodotto e quali documenti sono necessari.

L'attivazione della garanzia viene presa in considerazione solo se l'acquirente può presentare

- una copia della fattura/prova d'acquisto e
- il prodotto originale

a Beurer o a un partner Beurer autorizzato.

Sono espressamente esclusi dalla presente garanzia

- l'usura dovuta al normale utilizzo o al consumo del prodotto;
- gli accessori forniti assieme a questo prodotto che, in caso di utilizzo conforme, si consumano o si esauriscono (ad es. batterie, batterie ricaricabili, manicotti, guarnizioni, elettrodi, lampadine, accessori e accessori per inalatore);
- i prodotti che sono stati utilizzati, puliti, conservati o sottoposti a manutenzione in modo improprio e/o senza rispettare le disposizioni riportate nelle istruzioni per l'uso, nonché i prodotti che sono stati aperti, riparati o smontati e rimontati dall'acquirente o da un centro di assistenza non autorizzato da Beurer;
- i danni occorsi nel trasporto dal produttore al cliente o tra il centro di assistenza e il cliente;

- i prodotti acquistati come articoli di seconda scelta o usati;
- i danni conseguenti che dipendono da un difetto del prodotto (in questo caso possono tuttavia esistere diritti derivanti dalla responsabilità per i prodotti o da altre disposizioni di legge obbligatorie in materia di responsabilità).

Le riparazioni o la sostituzione completa non prolungano in alcun caso il periodo di garanzia.



Bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun, ileride gerekebileceği için saklayın, diğer kullanıcıların erişebilmesini sağlayın ve içindeki yönergelere uyun.



Uyarı

- Cihaz ticari kullanım için değil, yalnızca evde/kişisel amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve akli becerileri kısıtlı veya tecrübesi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından ancak gözetim altında veya cihazın emniyetli kullanımı hakkında bilgilendirilmiş olmaları ve cihazın kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek tehlikelerin bilincinde olmaları koşuluyla kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu cihaz tıbbi implant kullanan kişilerce (örneğin kalp pili) kullanılmamalıdır. Aksi takdirde fonksiyonu zarar görebilir.
- Hasarlıysa veya düzgün çalışmıyorsa cihazı kullanmayın. Bu durumlarda müşteri hizmetlerine başvurun.
- Bu cihazın elektrik bağlantı kablosu hasar gördüğünde bertaraf edilmelidir. Çıkarılmıyorsa, cihaz bertaraf edilmelidir.

Sayın müşterimiz,

Ürünlerimizden birini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Isı, ağırlık, kan basıncı, vücut sıcaklığı, nabız, yumuşak terapi, masaj, güzellik, hava ve bebek alanlarına yönelik yüksek kaliteli ve titizlikle test edilmiş ürünlerimiz, dünyanın her tarafında tercih edilmektedir.

Yeni cihazınızı iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Beurer Ekibiniz

Ürün özellikleri

FC 90 Pureo Ionic Skin Care çok işlevli iyon teknolojisi sayesinde yüzde temizleme ve yaşlanma önleyici tedavi için idealdir. Tedavi başlığı isteğe bağlı olarak pozitif veya negatif iyonlarla yüklenir. Bu yüklenen iyonlar elektrokimyasal reaksiyonlarla cilt yüzeyinin altına derinde yer alan cilt katmanlarına ve derinde yer alan cilt katmanlarından cilt yüzeyine doğru gider.

Desincrustation (kireç çözme) ile temizleme:

Temizleme sütününün negatif yüklenen bileşenleri, negatif iyonlar aracılığıyla cildin derinine nüfuz eder. Burada kirleri çözer ve bu kirler daha sonra tedavi başlığının pozitif yüklenmesiyle cilt yüzeyine taşınır.

İyontofrez ile yaşlanmayı önleme:

Tedavi başlığı negatif yüklenmişse, Advanced Hydro Lift Cream'in aynı şekilde negatif yüklenen yaşlanma önleyici etken maddeleri tedavi başlığından tetiklenir ve cildin derinine taşınır. Burada yaşlanma önleyici etkisi optimal olarak ortaya çıkabilir.

Soğutma ve ısıtma işlevi:

FC 90 Pureo Ionic Skin Care, ek olarak ısıtma ve soğutma işlevi de sağlar. Isıtma işlevi yüz cildini gevşetir ve kan akışını kolaylaştırır. Cildinizin ipeksi olmasını sağlar. Soğutma işlevi ile yüzdeki şişler azalır, gözenekler kapanır ve cildin esnekliği güçlendirilir.

İçerik

1. Teslimat kapsamı.....	43	8. Temizlik ve bakım	47
2. İşaretlerin açıklaması	43	9. Aksesuarlar ve yedek parçalar.....	47
3. Amacına uygun kullanım	44	10. Sorunların giderilmesi	47
4. Uyarılar ve güvenlik bilgileri	44	11. Bertaraf etme.....	47
5. Cihaz açıklaması.....	45	12. Teknik veriler.....	48
6. İlk çalıştırma.....	45	13. Garanti / Servi.....	48
7. Kullanım.....	45		

1. Teslimat kapsamı

Teslimat kapsamını kontrol ederek karton ambalajın dıştan hasar görmemiş ve içeriğin eksiksiz olduğundan emin olun. Cihazı kullanmadan önce, cihazda ve aksesuarlarında görünür hasarlar olmadığından ve tüm ambalaj malzemelerinin çıkarıldığından emin olun. Şüpheli durumlarda kullanmayın ve satıcınıza veya belirtilen müşteri hizmetleri adresine başvurun.

- 1 FC 90 Pureo Ionic Skin Care
- 1 Adaptör
- 1 Intensive Cleansing Milk (30 ml) (Özel olarak FC 90 için olan temizleme sütünü müşteri hizmetlerimizden 163.394 sipariş numarası ile sipariş edebilirsiniz.)
- 1 Advanced Hydro Lift Cream (15 ml) (Özel olarak FC 90 için olan Advanced Hydro Lift Cream'i müşteri hizmetlerimizden 163.392 sipariş numarası ile sipariş edebilirsiniz.)
- 1 Kullanım kılavuzu

2. İşaretlerin açıklaması

Cihazın üzerinde, kullanım kılavuzunda, ambalajında ve model etiketinde aşağıdaki simgeler kullanılmıştır:

	Uyarı Yaralanma tehlikelerine veya sağlığınızla ilgili tehlikelere yönelik uyarı		Talimatı okuyun
	Ürün bilgisi Önemli bilgilere yönelik uyarı		Ambalaj çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmelidir
	Elektrikli ve elektronik atık cihazlarla ilgili AB direktifine (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde bertaraf edilmelidir		CE işareti Bu ürün gerekli Avrupa direktiflerinin ve ulusal direktiflerin gerekliliklerini karşılar.
	Sadece kapalı yerlerde kullanınız.		Ürünler, AEB'nin belirlediği teknik kuralların gerektirdiği şartlara kesin bir şekilde uymaktadır.
	Üretici		Enerji verimlilik sınıfı 6
	Polarite		

3. Amacına uygun kullanım

FC 90 Pureo Ionic Skin Care ürününü yalnızca insan yüzünün tedavisi için kullanın.

Cihaz sadece kullanım kılavuzunda açıklanan şekilde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihazı yalnızca belirtilen şekilde kullanın. Nizami olmayan ve dikkatsiz kullanımdan ötürü oluşacak hasarlardan üretici firma sorumlu değildir.

Cihaz sadece evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır; ticari kullanıma uygun değildir.

4. Uyarılar ve güvenlik bilgileri



Uyarı

FC 90 Pureo Ionic Skin Care ürününü kullanmaya başlamadan önce güvenlik talimatlarını özenle okuyun. Aşağıdaki yönergelerin dikkate alınmaması, kişisel yaralanmaya veya maddi hasara neden olabilir. Kullanım kılavuzunu ileride kullanmak üzere saklayın ve diğer kullanıcıların da erişebilmesini sağlayın. Cihazı devretmeniz durumunda bu kullanım kılavuzunu da verin.

- Eğer kullanımdan sonra cildinizde kötüleşme, istenmeyen yan etkiler veya uzun süreli kızamıklar görüyorsanız, cihazı artık kullanmayın ve doktorunuza danışın.
- Akut veya kronik olarak hastalanmış (yaralı veya iltihaplanmış) ciltte, (örn. ağırlı ve ağrısız iltihaplanma, kızamıklık, kaşıntı (örn. alerji), yanık, sıyrık, şişme ve açık ve iyileşme sürecinde olan yaralar) cihazı KULLANMAYIN.
- Cihazı sudan uzak tutun.
- Yalnızca birlikte verilen adaptörü kullanın.

Elektrik Çarpması



Uyarı!

- Elektrik çarpması tehlikesini önlemek için her elektrikli cihaz gibi FC 90 Pureo Ionic Skin Care de dikkatli biçimde kullanılmalıdır.
- Cihazı yalnızca birlikte verilen adaptörüyle ve model etiketinin üzerinde belirtilen şebeke gerilimiyle çalıştırın.
- Adaptörü yalnızca cihaz kapalıyken prize takın.
- Cihazda veya aksesuarda görünür bir hasar varsa, cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Yere düşmüşse veya içine su girmişse, cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Cihazı fırtınalı havalarda kullanmayın.
- Arıza veya çalışma bozukluğu durumunda cihazı hemen kapatın. Fişi prizden çekin.
- Adaptörü prizden çekerken elektrik kablosundan veya cihazdan tutarak çekmeyin.
- Cihazı elektrik kablosundan tutmayın veya bu şekilde taşımayın.
- Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
- Adaptör ve sıcak yüzeyler arasında mesafe bırakın.
- Adaptörün ve fişin su, buhar veya diğer sıvılara temas etmesini önleyin.
- Suya düşmüş bir cihaza kesinlikle dokunmayın. Adaptörü derhal prizden çekin.

Onarım



Uyarı!

- Cihaz kesinlikle açılmamalıdır.
- Onarımlar yalnızca kalifiye elemanlar tarafından yapılabilir. Nizami olmayan onarımlar kullanıcı için ciddi tehlikeler oluşturabilir. Onarım için müşteri servisi veya yetkili bir satıcıya başvurun.

Yangın tehlikesi



Uyarı

Amacına uygun olmayan kullanım veya kullanım kılavuzunun dikkate alınmaması gibi durumlar yangın tehlikesine yol açar!

- Cihazı battaniye veya yastık gibi nesnelere örterek kullanmayın.
- Cihazı kolayca tutuşabilen maddelerin yakınında kullanmayın.
- Bütün havalandırma aralıklarının kapalı olmasına dikkat edin.
- Cihazı çalışır durumda bırakmayın. Cihazı daima önceden kapatın.
- Cihazı yüksek sıcaklıklardan koruyun.

5. Cihaz açıklaması

1. Tedavi başlığı
2. LCD Ekran
3. Açma/kapama düğmesi
4. Negatif iyon tuşu
5. Pozitif iyon tuşu
6. Isıtma tuşu
7. Soğutma tuşu



6. İlk çalıştırma



Uyarı

Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Boğulma tehlikesi vardır.

- Cihazı ambalajından çıkarın ve cihazın ve aksesuar parçalarının eksiksiz ve hasarsız olup olmadığını kontrol edin.
- Elektrik kablosunu cihazın alt tarafına takın.
- Elektrik kablosunu ayağınız takılmayacak şekilde yerleştirin.
- Adaptörü prize takın

7. Kullanım




Uyarı


Cildinizin temizleme sütü ve Advanced Hydro Lift Cream'e dayanıklı olup olmadığını kontrol etmek için, tedaviden önce cilt hassasiyet testi uygulayın. Bunun için aşağıdaki yöntemleri izleyin:

- Dirseğinizin iç kısmında bir yeri sabun ile temizledikten sonra temizlenen kısmın üzerine temizleme sütü ve Advanced Hydro Lift Cream sürün, cildin emmesini ve kurumasını bekleyin.
- Sonraki 48 saat içinde cilt bir reaksiyon göstermezse, test ettiğiniz maddeleri tereddütsüz kullanabilirsiniz.
- 48 saat sona ermeden önce cilt reaksiyon gösterdiği takdirde, test ettiğiniz maddeleri cilt bakımınızda kullanmayın.
- Cilt hassasiyet testini gözlerinizde uygulamayın.

Bu cihazlar cildinize hem bakım yapabilir hem de temizleyebilirsiniz.







-  Tedavi sırasında cihazı, elleriniz cihaz tarafındaki her iki krom renkli şeridi kavrayacak şekilde tutun. Buna uyulmadığı takdirde elektrik devresi kapanmaz ve iyon işlevi çalışmaz.

Tedavi uygulamaları

-  Optimum etkiyi elde edebilmek için, temizleme uygulamasını ve yaşlanma önleyici uygulamayı yalnızca birlikte verilen ürünlerle birlikte kullanmanızı öneriyoruz, aksi takdirde FC 90 ile optimum uygulama elde edilmez. Sabahları bakım uygulamasını ve akşamları temizleme ve bakım uygulamasını birlikte uygulamanızı öneriyoruz.

7.1 Bakım uygulaması (sabahları):







- Advanced Hydro Lift Cream ürünü yüzünüzün uygulanacak yerlerine uygulayın.
- Cihazdaki Açma/Kapama tuşuna  basın.
- Önce ısıtma tuşuna  ve ardından negatif iyon tuşuna  basın. Cihaz şimdi 30 saniye boyunca ön ısıtma aşamasında bulunur. Ekranda “WAITING” görüntülenir. “WAITING” söndüğünde cihaz kullanıma hazır hale gelir.
- Şimdi tedavi başlığını yumuşak dairesel hareketlerle yüzünüzün üzerinde gezdirin.
- İki dakikalık tedaviden sonra soğutma tuşuna  ve negatif iyon tuşuna  basın. Cihaz şimdi 30 saniye boyunca ön soğutma aşamasında bulunur. Ekranda “WAITING” görüntülenir. “WAITING” söndüğünde cihaz kullanıma hazır hale gelir. Şimdi iki dakika daha tedaviye devam edin.
- Cihazı yeniden kapatmak, Açma/Kapatma tuşuna  basın.

7.2 Temizleme ve bakım uygulaması birlikte (akşamları):


Temizleme:



- Temizleme sütünü yüzünüzün üzerine uygulayın.
- Cihazdaki Açma/Kapama tuşuna  basın.
- Önce ısıtma tuşuna  ve ardından negatif iyon tuşuna  basın. Cihaz şimdi 30 saniye boyunca ön ısıtma aşamasında bulunur. Ekranda “WAITING” görüntülenir. “WAITING” söndüğünde cihaz kullanıma hazır hale gelir.
- Ardından tedavi başlığını yumuşak dairesel hareketlerle yüzünüzün üzerinde gezdirin.
- Üç dakika sonra pozitif iyon tuşuna  basın ve tedaviye bir dakika daha devam edin. Temizleme uygulamasından sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın.

Bakım:

Temizleme uygulaması tamamlandıktan sonra, bakım uygulamasına aşağıdaki gibi devam edin:



- Tedavi başlığını artık temizleme sütü kalıntısı kalmayana kadar tüy bırakmayan bir bezle temizleyin.
- Advanced Hydro Lift Cream ürünü yüzünüzün uygulanacak yerlerine uygulayın.

- Önce ısıtma tuşuna ☀ ve ardından negatif iyon tuşuna ⊖ basın. Cihaz şimdi 30 saniye boyunca ön ısıtma aşamasında bulunur. Ekranda “WAITING” görüntülenir. “WAITING” söndüğünde cihaz kullanıma hazır hale gelir.
- Şimdi tedavi başlığını yumuşak dairesel hareketlerle yüzünüzün üzerinde gezdirin.
- Bir dakikalık tedaviden sonra soğutma tuşuna ❄ basın. Cihaz şimdi 30 saniye boyunca ön soğutma aşamasında bulunur. Ekranda “WAITING” görüntülenir. “WAITING” söndüğünde cihaz kullanıma hazır hale gelir. Şimdi bir dakika daha tedaviye devam edin.
- Ardından bu ısıtma ve soğutma tedavisini açıkladığı gibi bir dakika boyunca tekrarlayın. Gerekirse biraz daha Advanced Hydro Lift Cream sürün.
- Cihazı yeniden kapatmak, Açma/Kapatma tuşuna ⊕ basın.

8. Temizlik ve bakım

- Cihazı kalemini kullanmadığınız zaman serin, kuru ve ışık almayan bir yerde muhafaza edin.
- Cihazı her kullanımdan sonra dikkatlice bir temizleme bezi ile temizleyin. Gerekirse bezi hafif nemlendirebilirsiniz. Cihazın içine su kaçmamasına dikkat edin.
- Temizlik maddeleri veya çözücü maddeler kullanmayın. Cihaza zarar verebilirsiniz.
- Cihazı hiçbir şekilde suyun altına tutmayın, aksi takdirde cihaza su girebilir ve cihaza hasar verebilir.

9. Aksesuarlar ve yedek parçalar

Sonradan satın alınabilecek/ilave ürünler için www.beurer.com adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki ilgili servis adresine başvurun (servis adresine listesine göre).

Sonradan satın alınabilecek/ilave ürünler ayrıca piyasadan temin edilebilir.

Ürün	Ürün veya sipariş numarası
Advanced Hydro Lift Cream (30 ml)	163.392
Intensive Cleansing Milk (200ml)	163.394

10. Sorunların giderilmesi

Sorun	Neden	Çözüm
Cihaz ekranında hiçbir şey görünmüyor.	Adaptör doğru takılmadı.	Adaptörün doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
	Cihaz açılmıyor.	Açma/Kapama tuşuna basın.
Isıtma ve soğutma işlevi çalışmıyor.	Adaptör hasar görmüş.	Bayinizle irtibat kurun.
	Cihaz hasar görmüş	

11. Bertaraf etme

Çevreyi korumak için, kullanım ömrü dolan cihazı evsel atıklarla beraber elden çıkarmayın. Cihaz, ülkenizdeki uygun atık toplama merkezleri üzerinden bertaraf edilebilir. Cihazı hurda elektrikli ve elektronik eşya direktifine – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun olarak bertaraf edin. Bertaraf etme ile ilgili sorularınızı, ilgili yerel makamlara iletebilirsiniz.



12. Teknik veriler

Model no.	FC 90
Giriş	AC 100–240 V / 50–60 Hz / 0,5 A
Çıkış	DC 6.5 V / 2,3 A / 15,0 W
Ölçüler	18,5 x 5,5 x 5,3 cm
Ağırlık	Ünitesi: yakl. 173 g Elektrik adaptörü: yakl. 90 g
Çalışır durumdaki ortalama verim	≥ 85,99 %
Düşük yükte verimlilik	81,05 %
Sıfır yükte güç tüketimi	≤ 0,047 W

13. Garanti / Servis

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (aşağıda „Beurer“ olarak anılacaktır) bu ürün için aşağıdaki koşullar çerçevesinde ve aşağıda açıklanan kapsamda bir garanti sunmaktadır.

Aşağıdaki garanti koşulları, satıcının müşteri ile yaptığı satış sözleşmesinden doğan yasal garanti yükümlülüklerini etkilemez.

Garanti, yasalarla zorunlu kılınan sorumlulukların kapsamında herhangi bir kısıtlamaya neden olmaksızın geçerlidir.

Beurer, bu ürünün kusursuz bir şekilde çalıştığını ve eksiksiz olduğunu garanti eder.

Yeni ve kullanılmamış bir ürünün müşteri tarafından satın alınmasıyla başlayan ve dünya genelinde geçerli olan garanti süresi 3 yıldır.

Bu garanti sadece tüketici olarak müşteri tarafından satın alınan ve bireysel amaçlarla sadece evde kullanılan ürünler için geçerlidir.

Alman yasaları geçerlidir.

Bu ürünün garanti süresi içinde aşağıda belirtilen hükümler uyarınca eksiksiz olmadığı veya çalışma açısından kusurlu olduğu saptanırsa, Beurer bu garanti koşulları kapsamında ücretsiz bir ikame ürün teslimatı veya onarım gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Müşteri bir garanti talebinde bulunmak istediğinde önce yerel satıcıya başvuracaktır: Servis adreslerinin olduğu ekteki „Uluslararası Servis“ listesini inceleyin.

Bu durumda müşteriye, garanti işlemlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak örneğin ürünün nereye gönderileceği ve hangi belgelerin gerekli olduğu gibi ayrıntılı bilgiler verilecektir.

Garanti talebi ancak müşterinin

- faturanın/satın alma belgesinin bir kopyasını ve
- orijinal ürünü

yetkili bir Beurer iş ortağına sunabilmesi halinde işleme konabilir.

Aşağıdaki durumlar kesinlikle bu garanti kapsamının dışındadır:

- Ürünün normal kullanımından veya tüketiminden kaynaklanan aşınmalar ve yıpranmalar;
- Bu ürün ile birlikte teslim edilen ve usulüne uygun kullanıldığında da yıpranabilecek veya tükenebilecek aksesuar parçaları (örneğin piller, şarj edilebilir piller, manşetler, contalar, elektrotlar, aydınlatma malzemeleri, başlıklar ve nebulizatör aksesuarları);
- Kullanım kılavuzundaki bilgiler dikkate alınmadan ve/veya usulüne uygun olmayan bir şekilde kullanılan, temizlenen, depolanan veya bakımı yapılan ürünler ve Beurer tarafından yetkilendirilmemiş bir servis merkezi veya müşterinin kendisi tarafından açılan, onarılan veya üzerinde değişiklik yapılan ürünler;

- Ürünün üreticiden müşteriye nakliyesi sırasında oluşan hasarlar;
- İkinci kalite ürün veya kullanılmış ürün olarak satın alınan ürünler;
- Bu ürünlerdeki bir kusurdan kaynaklanan müteakip hasarlar (ancak bu durumda ürün sorumluluğu veya yasal zorunlu sorumluluk hükümleri uyarınca tüketici hakları olabilir).

Onarım veya komple değişim garanti süresini hiçbir şekilde uzatmaz.



Внимательно прочтите эту инструкцию по применению, сохраните ее для последующего использования, храните в доступном для других пользователей месте и следуйте ее указаниям.



Предостережение

- Прибор предназначен для домашнего/частного пользования, использование прибора в коммерческих целях запрещено.
- Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями в том случае, если они находятся под присмотром взрослых или проинструктированы о безопасном применении прибора и возможных опасностях.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Очистку и техническое обслуживание детям разрешается выполнять только под присмотром взрослых.
- Запрещается пользоваться данным прибором людям с установленными медицинскими имплантатами (напр. кардиостимулятор сердца). В противном случае функционирование имплантатов может быть нарушено.
- Никогда не используйте прибор, если на нем имеются повреждения, или если он работает некорректно. В этих случаях необходимо обратиться в сервисную службу.
- Если провод сетевого питания прибора поврежден, его необходимо заменить. Если же он несъемный, то необходимо утилизировать сам прибор. Сам провод и работа по его замене платная услуга .

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции нашей компании. Мы производим современные, тщательно протестированные высококачественные изделия для обогрева тела, измерения массы, кровяного давления, температуры тела, пульса, легкой терапии, массажа, косметических процедур, ухода за детьми и очистки воздуха.

С наилучшими пожеланиями,
Ваша команда Beurer

Для ознакомления

Благодаря многофункциональной ионной технологии FC 90 Pureo Ionic Skin Care идеально подходит для чистки и антивозрастного ухода за кожей лица. Насадка прибора, по выбору, заряжается положительными или отрицательными ионами. Заряженные ионы в результате электрохимических реакций попадают с поверхности в глубокие слои кожи, а также из глубоких слоев на поверхность кожи.

Чистка методом дезинкрустации

Отрицательно заряженные частички косметического молочка с помощью отрицательно заряженных ионов вводятся в глубокие слои кожи. Там они растворяют загрязнения, которые благодаря положительному заряду насадки вытягиваются на поверхность кожи.

Антивозрастной уход методом ионтофореза

Если насадка прибора заряжена отрицательными ионами, то также отрицательно заряженные антивозрастные действующие вещества крема-гидролифтинга Advanced Hydro Lift Cream отталкиваются от насадки прибора и входят в глубокие слои кожи. Таким образом достигается оптимальный антивозрастной эффект.

Функция охлаждения и нагревания

У FC 90 Pureo Ionic Skin Care дополнительно имеется функция нагревания и охлаждения. Нагревание расслабляет кожу лица и стимулирует кровообращение. Ваша кожа становится мягче. Функция охлаждения помогает уменьшить припухлости на коже, закрыть поры и сделать кожу упругой и эластичной.

Оглавление

1. Комплект поставки.....	51	7. Применение	54
2. Таблица обозначений	51	8. Очистка и уход.....	55
3. Использование по назначению	52	9. Аксессуары и запасные детали	55
4. Предостережения и указания по технике безопасности	52	10. Что делать при возникновении проблем?	56
5. Описание прибора.....	53	11. Утилизация	56
6. Подготовка к работе.....	53	12. Технические данные	56
		13. Гарантия/Сервисное Обслуживание.....	56




1. Комплект поставки

Проверьте комплектность поставки и убедитесь, что на картонной упаковке нет внешних повреждений. Перед использованием убедитесь, что прибор и его принадлежности не имеют видимых повреждений, и удалите все упаковочные материалы. При наличии сомнений не используйте прибор и обратитесь к продавцу или в сервисную службу по указанному адресу.

- 1 Прибор FC 90 Pureo Ionic Skin Care
- 1 Сетевой адаптер
- 1 Intensive Cleansing Milk (30 мл) *(Вы можете заказать косметическое молочко, специально предназначенное для прибора FC 90, через нашу сервисную службу, номер для заказа 163.394).*
- 1 Advanced Hydro Lift Cream (15 мл) *(Вы можете заказать крем-гидролифтинг, специально предназначенный для прибора FC 90, через нашу сервисную службу, номер для заказа 163.392).*
- 1 Инструкция по применению

2. Таблица обозначений

На приборе, в инструкции по применению, на упаковке и фирменной табличке прибора используются следующие символы.

	Предупреждение Предупреждает об опасности травмирования или ущерба для здоровья		Прочтите инструкцию
	Информация об изделии Обращает внимание на важную информацию		Утилизируйте упаковку в соответствии с предписаниями по охране окружающей среды
	Утилизация прибора в соответствии с директивой ЕС по отходам электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)		Знак CE Это изделие соответствует требованиям действующих европейских и национальных директив.

	Использовать только в закрытых помещениях		Продукция прошла подтверждение соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС.
	Изготовитель		Класс энергоэффективности 6
	Полярность		

3. Использование по назначению

Используйте прибор FC 90 Pureo Ionic Skin Care только для косметического ухода за кожей лица человека.

Прибор должен использоваться только в целях, описываемых в данной инструкции по применению. Используйте прибор только указанным способом. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие использования прибора не по назначению или халатного обращения с ним.

Прибор предназначен исключительно для использования в домашних условиях, использование в коммерческих целях запрещено.

4. Предостережения и указания по технике безопасности



Предостережение

Перед использованием прибора FC 90 Pureo Ionic Skin Care внимательно прочтите правила техники безопасности. Несоблюдение нижеследующих указаний может привести к материальному ущербу или травмированию людей. Сохраните эту инструкцию и держите ее в месте, доступном для других пользователей. Передавайте прибор другим пользователям вместе с инструкцией по применению.

- Если после проведения процедуры на коже возникают воспаления, побочные эффекты, а также покраснения, которые не проходят в течение длительного времени, прекратите использование прибора и проконсультируйтесь с лечащим врачом.
- НЕ используйте прибор при наличии острых или хронических заболеваний кожи (повреждения или воспаления), например, при болезненных и безболезненных воспалениях, покраснениях, сыпи (например, аллергии), ожогах, ушибах, опухолях, открытых и заживающих ранах.
- Не допускайте попадания воды на прибор.
- Используйте только сетевой адаптер, входящий в комплект поставки.

Удар электрическим током



Предостережение!

- Как и любой другой электрический прибор, используйте FC 90 Pureo Ionic Skin Care осторожно и бережно, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.
- Используйте устройство только с входящим в комплект поставки сетевым адаптером и только при напряжении, указанном на заводской табличке.
- Вставляйте сетевой адаптер в розетку только при выключенном приборе.
- Не используйте прибор или его принадлежности при видимых повреждениях.
- Не используйте прибор после падения или попадания в него воды.
- Не используйте прибор во время грозы.
- В случае появления дефектов или неполадок в работе немедленно отключите прибор. Выньте штекер из розетки.
- Никогда не тяните за сетевой кабель или за прибор, чтобы вынуть сетевой адаптер из розетки.
- Никогда не перемещайте прибор, держа его за сетевой кабель.
- Не зажимайте сетевой кабель.
- Сетевой кабель должен находиться на достаточном расстоянии от горячих поверхностей.

- Убедитесь, что сетевой кабель и сетевой адаптер не контактируют с водой, паром или другими жидкостями.
- Никогда не пытайтесь взяться за прибор, если он упал в воду. Немедленно выньте сетевой адаптер из розетки.

Ремонт прибора



Предостережение!

- Запрещено открывать прибор.
- Ремонт электрических приборов должен производиться только специалистами. Неквалифицированное выполнение ремонта влечет за собой значительную опасность для пользователя. Если прибор нуждается в ремонте, обратитесь в сервисную службу или к авторизованному торговому представителю.

Опасность пожара



Предостережение

Использование прибора не по назначению или несоблюдение правил, указанных в этой инструкции, может при определенных обстоятельствах привести к пожару!

- Во время использования никогда не накрывайте прибор, например, одеялом или подушкой.
- Не используйте прибор вблизи от легковоспламеняющихся веществ.
- Следите за тем, чтобы прорезы для вентиляции не были закрыты.
- Не храните прибор во включенном состоянии. Всегда предварительно выключайте прибор.
- Берегите прибор от высоких температур.

5. Описание прибора

1. Насадка
2. ЖК-дисплей
3. Кнопка «ВКЛ./ВЫКЛ.»
4. Кнопка заряда отрицательными ионами
5. Кнопка заряда положительными ионами
6. Кнопка «Тепло»
7. Кнопка «Охлаждение»



6. Подготовка к работе



Предостережение

Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом. Они могут задохнуться.

- Удалите упаковку и проверьте комплектность поставки, затем проверьте прибор и комплектующие на наличие повреждений.
- Вставьте сетевой кабель в разъем на нижней части прибора.
- Положите сетевой кабель так, чтобы об него нельзя было споткнуться.
- Вставьте сетевой адаптер в розетку.

7. Применение



Предостережение

Перед процедурой проведите тест на переносимость, чтобы убедиться, что Ваша кожа хорошо переносит косметическое молочко и крем-гидролифтинг. Для этого выполните следующие действия:

- Тщательно вымойте с мылом участок кожи на локтевом сгибе, нанесите на очищенный участок немного косметического молочка и крема-гидролифтинга Advanced Hydro Lift Cream, подождите, пока средства впитаются и высохнут.
- Если в течение 48 часов на коже не появится никакой реакции, Вы можете спокойно пользоваться протестированными средствами.
- Если до истечения 48 часов на коже появится какая-либо реакция, не используйте протестированные средства для ухода за лицом.
- Никогда не проводите тест на переносимость на коже вокруг глаз.

С помощью данного прибора Вы можете проводить чистку и ухаживать за кожей лица.



Во время процедуры держите прибор так, чтобы Ваша рука обхватывала обе хромовые полоски на боковой поверхности прибора. При несоблюдении данного условия электрическая цепь не замкнется и ионная функция не будет работать.

Процедуры по уходу



Для получения оптимального эффекта рекомендуется проводить чистку и антивозрастной уход за кожей лица только с использованием прилагаемых к прибору средств, так как они специально созданы для применения с FCE 90.


Рекомендуем утром проводить только антивозрастной уход, а вечером комбинировать чистку и антивозрастной уход.





7.1 Антивозрастной уход (утром):

Предварительное
нагревание 30 секунд



Предварительное
охлаждение 30 секунд




- Нанесите крем-гидролифтинг Advanced Hydro Lift Cream на те участки лица, которые Вы хотите обработать.
- Нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.»  на приборе.
- Сначала нажмите кнопку «Тепло» , а затем кнопку заряда отрицательными ионами \ominus . В течение 30 секунд прибор будет нагреваться. На дисплее появится сообщение WAITING («ПОДОЖДИТЕ»). Как только это сообщение исчезнет, прибор готов к процедуре.
- Мягкими круговыми движениями водите насадкой прибора по лицу.
- двухминутной процедуры ухода нажмите кнопку «Охлаждение»  и кнопку заряда отрицательными ионами \ominus . В течение 30 секунд прибор будет охлаждаться. На дисплее появится сообщение WAITING («ПОДОЖДИТЕ»). Как только это сообщение исчезнет, прибор готов к процедуре. Продолжите процедуру в течение еще двух минут.
- Для выключения устройства нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. .

7.2 Комбинация чистки и антивозрастного ухода (вечером):

Чистка:


Предварительное нагревание
30 секунд



- Нанесите на лицо косметическое молочко.
- Нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.» ⊕ на приборе.
- Сначала нажмите кнопку «Тепло» ☀, а затем кнопку заряда отрицательными ионами ⊖. В течение 30 секунд прибор будет нагреваться. На дисплее появится сообщение WAITING («ПОДОЖДИТЕ»). Как только это сообщение исчезнет, прибор готов к процедуре.
- Мягкими круговыми движениями водите насадкой прибора по лицу.
- Через три минуты нажмите кнопку заряда положительными ионами ⊕ и продолжите процедуру в течение еще одной минуты. После чистки вымойте лицо умеренно теплой водой.

Уход:

Завершив чистку лица, приступайте к антивозрастному уходу следующим образом:



- Протрите насадку прибора безворсовой тканью, чтобы удалить остатки косметического молочка.
- Нанесите крем-гидролифтинг Advanced Hydro Lift Cream на те участки лица, которые Вы хотите обработать.
- Сначала нажмите кнопку «Тепло» ☀, а затем кнопку заряда отрицательными ионами ⊖. В течение 30 секунд прибор будет нагреваться. На дисплее появится сообщение WAITING («ПОДОЖДИТЕ»). Как только это сообщение исчезнет, прибор готов к процедуре.
- Мягкими круговыми движениями водите насадкой прибора по лицу.
- Через минуту нажмите кнопку «Охлаждение» ❄. В течение 30 секунд прибор будет охлаждаться. На дисплее появится сообщение WAITING («ПОДОЖДИТЕ»). Как только это сообщение исчезнет, прибор готов к процедуре. Продолжите процедуру в течение еще одной минуты.
- Повторите каждую из процедур — нагревание и охлаждение, как описано выше, в течение еще одной минуты. При необходимости нанесите еще немного крема-гидролифтинга Advanced Hydro Lift Cream.
- Для выключения устройства нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. ⊕.

8. Очистка и уход

- Если Вы не используете прибор, храните его в прохладном, сухом и светозащищенном месте.
- После каждого применения осторожно протирайте прибор очищающей салфеткой. При необходимости ее можно слегка смочить. Следите за тем, чтобы внутрь прибора не попала вода.
- Не используйте чистящие средства или растворители. Они могут повредить прибор.
- Ни в коем случае не опускайте прибор в воду, так как в этом случае в него может попасть вода, что приведет к повреждению прибора.

9. Аксессуары и запасные детали

Расходные материалы и принадлежности, приобретаемые дополнительно, можно заказать на сайте www.beurer.com или через сервисную службу в Вашей стране (см. адрес сервисной службы).

Расходные материалы и принадлежности также можно приобрести у розничного продавца.

Наименование изделия	Артикульный номер или номер для заказа
Крем-гидролифтинг Advanced Hydro Lift Cream (30 мл)	163.392
Косметическое молочко Intensive Cleansing Milk (200 мл)	163.394

10. Что делать при возникновении проблем?

Проблема	Причина	Меры по устранению
На дисплее прибора ничего не отображается.	Сетевой адаптер вставлен неправильно.	Проверьте, правильно ли подключен сетевой адаптер.
	Прибор выключен.	Нажмите кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.».
Функции нагревания и охлаждения не работают.	Поврежден сетевой кабель.	Свяжитесь с Вашим торговым представителем.
	Прибор поврежден	

11. Утилизация

В интересах охраны окружающей среды категорически запрещается выбрасывать прибор по завершении срока его службы вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора в Вашей стране. Прибор следует утилизировать согласно Директиве ЕС по отходам электрического и электронного оборудования – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). В случае вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.



12. Технические данные

№ модели	FC 90
Вход	AC 100–240 В/50–60 Гц/0,5 А
Выход	DC 6,5 В/2,3 А/15,0 W
Размеры	18,5 x 5,5 x 5,3 см
Вес	Прибор: ок. 173 g Сетевой адаптер: ок. 90 g
Средняя эффективность на предприятии	≥ 85,99 %
Эффективность при низкой нагрузке	81,05 %
Потребляемая мощность при нулевой нагрузке	≤ 0,047 W

13. Гарантия/Сервисное Обслуживание

Более подробная информация по гарантии/сервису находится в гарантийном/сервисном талоне, который входит в комплект поставки.



Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, zachować ją i przechowywać w miejscu dostępnym dla innych użytkowników oraz przestrzegać podanych w niej wskazówek.



Ostrzeżenie

- Urządzenie jest przeznaczone do stosowania tylko w strefie domowej/ prywatnej, a nie do celów komercyjnych.
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, ruchową i umysłową lub brakiem doświadczenia i wiedzy tylko wtedy, gdy znajdują się one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i są świadome zagrożeń wynikających z jego użytkowania.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być przeprowadzane przez dzieci, chyba że znajdują się one pod opieką osoby dorosłej.
- Osoby z wszczepionymi urządzeniami medycznymi (np. rozrusznikiem serca) nie mogą używać urządzenia. Działanie tych urządzeń może zostać zaburzone.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, gdy jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo. W takich przypadkach należy się skontaktować z serwisem.
- Jeśli kabel zasilający urządzenia ulegnie uszkodzeniu, należy go zutylizować. Jeśli nie ma możliwości wyjęcia kabla, należy zutylizować urządzenie.

Szanowni Państwo,

cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego produktu. Firma Beurer oferuje dokładnie przetestowane, wysokiej jakości produkty przeznaczone do pomiaru wagi, ciśnienia krwi, temperatury ciała i tętna, a także przyrządy do nawilżania powietrza, łagodnej terapii, masażu i ogrzewania oraz urządzenia służące do pielęgnacji urody i ułatwiające opiekę nad dziećmi.

Z poważaniem
Zespół Beurer

Zaznajomienie się z urządzeniem

Urządzenie FC 90 Pureo Ionic Skin Care nadaje się idealnie do oczyszczania twarzy i zapobiega objawom starzenia się skóry /Anti-Aging/ dzięki wielofunkcyjnej technologii jonizacji. Użytkownik wybiera, czy naładować głowicę urządzenia jonami dodatnimi czy ujemnymi. Dzięki reakcji elektrochemicznej jony o określonym ładunku wnikają pod powierzchnię skóry w jej głębiej położone warstwy lub przechodzą z głębiej położonych warstw skóry na jej powierzchnię.

Oczyszczanie metodą dezinkrustacji:

Cząsteczki mleczka do twarzy naładowane są ujemnie i wprowadzane są przez jony ujemne w głębokie warstwy skóry. W głębszych warstwach skóry jony wiążą zanieczyszczenia, które wyciągane są następnie przez dodatnio naładowaną głowicę urządzenia na powierzchnię skóry.

Zapobieganie objawom starzenia metodą jontoforezy:

Naładowana ujemnie głowica urządzenia umożliwia efektywne nakładanie naładowanych również ujemnie składników zapobiegającym zmarszczkom kremu Advanced Hydro Lift Cream i głębokie penetrowanie przez nie skóry. Dzięki głębokiej penetracji składniki przeciwzmarszczkowe mogą działać optymalnie.

Funkcja chłodzenia i ogrzewania:

Urządzenie FC 90 Pureo Ionic Skin Care posiada dodatkowo funkcję ogrzewania i chłodzenia. Funkcja ogrzewania powoduje rozluźnienie skóry twarzy i poprawia jej ukrwienie. Poprawia również giętkość skóry. Funkcja chłodzenia redukuje obrzęki skóry, zamyka pory i wzmacnia jej elastyczność.

Spis treści

1. Zawartość opakowania	58	7. Zastosowanie	61
2. Objasnienie symboli	58	8. Czyszczenie i konserwacja	62
3. Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem.....	59	9. Akcesoria i części zamienne.....	62
4. Ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	59	10. Postępowanie w przypadku problemów	63
5. Opis urządzenia.....	60	11. Utylizacja	63
6. Uruchomienie	60	12. Dane techniczne.....	63
		13. Gwarancja / Serwis.....	63

1. Zawartość opakowania




Zestaw należy sprawdzić pod kątem zewnętrznych uszkodzeń kartonowego opakowania oraz kompletności zawartości. Przed użyciem upewnić się, że na urządzeniu ani na akcesoriach nie widać żadnych uszkodzeń, a wszystkie części opakowania zostały usunięte. W razie wątpliwości zaprzestać używania urządzenia i zwrócić się do sprzedawcy lub pod podany adres działu obsługi klienta.

- 1 Przyrząd FC 90 Pureo Ionic Skin Care
- 1 Zasilacz
- 1 Opakowanie kremu Intensive Cleansing Milk (30 ml) (*mleczko do twarzy przystosowane jest do używania z urządzeniem FC 90 i można zamówić je w dziale obsługi klienta – numer zamówienia dla produktu 163.394*).
- 1 Opakowanie kremu Advanced Hydro Lift Cream (15 ml) (*krem Advanced Hydro Lift Cream przystosowany jest do używania z urządzeniem FC 90 i można zamówić go w dziale obsługi klienta – numer zamówienia dla produktu 163.392*).
- 1 Instrukcja obsługi

2. Objasnienie symboli

Na urządzeniu, w instrukcji obsługi, na opakowaniu i tabliczce znamionowej urządzenia zastosowano następujące symbole:

	Ostrzeżenie Wskazówka ostrzegająca przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń lub zagrożenia zdrowia		Należy przeczytać instrukcję
	Informacja o produkcie Wskazówka z ważnymi informacjami.		Opakowanie zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
	Utylizacja zgodnie z dyrektywą WE o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).		Oznakowanie CE Niniejszy produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich i krajowych.
	Używać tylko w zamkniętych pomieszczeniach		Produkty spełniają wymogi przepisów technicznych obowiązujących w Eurozwiązkowej Unii Gospodarczej.

	Producent		Klasa efektywności energetycznej 6
	Biegunowość		

3. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie FC 90 Pureo Ionic Skin Care wykorzystywane może być wyłącznie do zabiegów pielęgnacyjnych twarzy.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użycia w celu określonym w niniejszej instrukcji obsługi.

Urządzenie należy stosować tylko w podany sposób. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego lub lekkomyślnego użytkowania.

Urządzenie przeznaczone jest do niekomercyjnego użytku domowego.

4. Ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Ostrzeżenie

Przed rozpoczęciem stosowania przyrządu FC 90 Pureo Ionic Care należy dokładnie przeczytać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może doprowadzić do obrażeń ciała i szkód materialnych. Zachować niniejszą instrukcję obsługi i zapewnić do niej dostęp innym użytkownikom. W razie przekazania urządzenia innym osobom należy dołączyć również instrukcję obsługi.

- Jeżeli po zastosowaniu urządzenia użytkownik zauważy pogorszenie się stanu skóry, wystąpienie niepożądanych skutków ubocznych lub długotrwałych zaczerwienień, to należy zaprzestać stosowania urządzenia i skonsultować się z lekarzem.
- Przyrząd NIE może być stosowany w przypadku ostrych lub przewlekłych chorób skóry (skaleczenia lub zapalenia), np. bolesnych i bezbolesnych zapaleń, zaczerwienień, wysypek (np. alergii), poparzeń, stłuczeń, obrzęków oraz otwartych i gojących się ran.
- Przyrząd należy chronić przed wodą.
- Stosować wolno wyłącznie zasilacz załączony do urządzenia.

Porażenie prądem elektrycznym



Ostrzeżenie!

- Tak jak każde inne urządzenie elektryczne, również urządzenie FC 90 Pureo Ionic Skin Care należy używać w sposób ostrożny i rozważny, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
- Urządzenie należy używać wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem i podłączać go do napięcia sieciowego podanego na tabliczce znamionowej.
- Zasilacz należy włączać do sieci tylko po wyłączeniu urządzenia.
- Przyrząd oraz akcesoria nie mogą być stosowane, jeśli posiadają widoczne uszkodzenia.
- Przyrząd nie może być stosowany, jeśli spadł z wysokości lub jeśli do jego wnętrza dostała się woda.
- Urządzenia nie należy używać podczas burzy.
- W razie wystąpienia uszkodzeń lub zakłóceń w pracy urządzenia należy je natychmiast wyłączyć. Następnie wyjąć wtyczkę z gniazda.
- Wyciągając wtyczkę zasilacza z gniazdka nie wolno ciągnąć za kabel ani za urządzenie.
- Nie wolno trzymać ani przenosić urządzenia, trzymając za kabel zasilania.
- Nie owijać ciasno kabla zasilania wokół urządzenia.
- Należy zachować odstęp pomiędzy zasilaczem a gorącymi powierzchniami.
- Należy upewnić się, że kabel zasilania oraz zasilacz nie mają kontaktu z wodą, parą ani innymi cieczami.
- Nigdy nie należy sięgać po urządzenie, jeśli wpadło do wody. Należy natychmiast wyjąć zasilacz z gniazdka.

Naprawa



Ostrzeżenie!

- Nie należy otwierać urządzenia.
- Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być przeprowadzane wyłącznie przez fachowców. Nieodpowiednio przeprowadzona naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W celu naprawy należy zwrócić się do serwisu lub autoryzowanego dystrybutora.

Zagrożenie pożarowe



Ostrzeżenie

W przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi może dojść do zagrożenia pożarowego!

- Urządzenia nie należy używać pod przykryciem, np. pod kocem lub poduszką.
- Nie używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie wolno przesłaniać otworów wentylacyjnych.
- Nie odkładać urządzenia w stanie załączonym. Najpierw zawsze wyłączyć urządzenie.
- Urządzenie należy chronić przed wysoką temperaturą.

5. Opis urządzenia

1. Głowica aparatu
2. Wyświetlacz LCD
3. Przycisk Wł./Wył.
4. Przycisk aktywacji jonów ujemnych
5. Przycisk aktywacji jonów dodatnich
6. Przycisk funkcji ogrzewania
7. Przycisk funkcji schładzania



6. Uruchomienie



Ostrzeżenie

Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia.

- Po wyjęciu urządzenia z opakowania należy sprawdzić, czy urządzenie i wyposażenie dodatkowe są kompletne i nieuszkodzone.
- Następnie należy podłączyć wtyczkę zasilacza do urządzenia.
- Kabel zasilania należy ułożyć tak, aby uniemożliwić potknięcie się o niego.
- Następnie należy podłączyć zasilacz do gniazda elektrycznego

7. Zastosowanie



Ostrzeżenie

Przed wykonywaniem zabiegów należy wykonać test wrażliwości skóry, aby upewnić się, że ani mleczko do twarzy ani krem Advanced Hydro Lift Cream nie spowodują jej podrażnienia. Postępować należy w następujący sposób:

- Dokładnie wymyć mydłem wewnętrzną część zgięcia łokcia. Na oczyszczone miejsce nanieść niewielką ilość mleczka do twarzy i kremu Advanced Hydro Lift Cream, wetrzeć w skórę i pozostawić do wyschnięcia.
- Jeśli w przeciągu następnych 48 godzin nie wystąpi reakcja na skórze, można bezpiecznie stosować przetestowane środki.
- Jeśli w przeciągu następnych 48 godzin wystąpi reakcja skóry, nie należy stosować przetestowanych środków na twarzy.
- Prób wrażliwości skóry nigdy nie prowadzić w rejonach oczu.

Urządzenie służy zarówno do pielęgnacji jak i czyszczenia skóry.



Podczas wykonywania zabiegu należy uchwycić urządzenie w dłoni w taki sposób, aby dłoń dotykała obydwu chromowanych pasków na boku urządzenia. W innym przypadku obwód elektryczny nie zostanie zamknięty, a jony nie będą mogły spełniać swojej funkcji.

Wykonywanie zabiegów



W celu zapewnienia optymalnej skuteczności urządzenia zalecamy stosowanie do czyszczenia i zapobiegania zmarszczkom wyłącznie załączonych produktów kosmetycznych, które są optymalnie przystosowane do użycia z urządzeniem FC 90.


Rano zalecamy wykonywanie zabiegu pielęgnacyjnego, a wieczorem łączonego zabiegu oczyszczającego i pielęgnacyjnego.







7.1 Zabieg pielęgnacyjny (poranny):

Faza nagrzewania
30 sekund



Faza schładzania
30 sekund



- Nanieś warstwę kremu Advanced Hydro Lift Cream na wybrane obszary twarzy, które chcesz poddać zabiegowi.
- Naciśnij włącznik/ wyłącznik  na urządzeniu.
- Wciśnij najpierw przycisk nagrzewania , a następnie przycisk aktywowania jonów ujemnych . Urządzenie będzie się teraz nagrzewać przez 30 sekund. Na wyświetlaczu pokaże się komunikat „WAITING“ (czekaj). Urządzenie jest gotowe do użycia po zniknięciu komunikatu „WAITING“.
- Dociśnij delikatnie głowicę do twarzy i wykonuj powolne, okrężne ruchy głowicą po skórze twarzy.
- Po dwóch minutach wciśnij przycisk chłodzenia  i przycisk aktywacji jonów ujemnych . Urządzenie będzie się teraz schładzać przez 30 sekund. Na wyświetlaczu pokaże się komunikat „WAITING“ (czekaj). Urządzenie jest gotowe do użycia po zniknięciu komunikatu „WAITING“. Kontynuuj użycie przez następne dwie minuty.
- W celu wyłączenia urządzenia naciśnij włącznik .

7.2 Łączony zabieg oczyszczający i pielęgnacyjny (wieczorny):

Czyszczenie:


Faza nagrzewania 30 sekund



- Nałóż na skórę warstwę mleczka do twarzy.
- Naciśnij włącznik/ wyłącznik ⊕ na urządzeniu.
- Wciśnij najpierw przycisk nagrzewania ☀, a następnie przycisk aktywowania jonów ujemnych ⊖. Urządzenie będzie się teraz nagrzewać przez 30 sekund. Na wyświetlaczu pokaże się komunikat „WAITING“ (czekaj). Urządzenie jest gotowe do użycia po zniknięciu komunikatu „WAITING“.
- Następnie dociśnij delikatnie głowicę do twarzy i wykonuj powolne, okrężne ruchy głowicą po skórze twarzy.
- Wciśnij po trzech minutach przycisk aktywacji jonów dodatnich ⊕ i kontynuuj zabieg przez następną minutę. Po zabiegu oczyszczającym przemyj twarz letnią wodą.

Pielęgnacja:

Po zakończeniu zabiegu oczyszczania można przejść do wykonania zabiegu pielęgnacyjnego:



- Oczyszć głowicę za pomocą szmatki nie pozostawiającej włókien, tak aby usunąć wszystkie resztki mleczka do czyszczenia, które na niej się znajdowało.
- Nanieś warstwę kremu Advanced Hydro Lift Cream na wybrane obszary twarzy, które chcesz poddać zabiegowi.
- Wciśnij najpierw przycisk nagrzewania ☀, a następnie przycisk aktywowania jonów ujemnych ⊖. Urządzenie będzie się teraz nagrzewać przez 30 sekund. Na wyświetlaczu pokaże się komunikat „WAITING“ (czekaj). Urządzenie jest gotowe do użycia po zniknięciu komunikatu „WAITING“.
- Dociśnij delikatnie głowicę do twarzy i wykonuj powolne, okrężne ruchy głowicą po skórze twarzy.
- Po jednej minucie załącz przycisk chłodzenia ❄. Urządzenie będzie się teraz schładzać przez 30 sekund. Na wyświetlaczu pokaże się komunikat „WAITING“ (czekaj). Urządzenie jest gotowe do użycia po zniknięciu komunikatu „WAITING“.
- Kontynuuj użycie przez następną minutę.
- Następnie powtarzaj cykl ogrzewania i schładzania jak opisano powyżej, o długości jednej minuty każdy. Jeśli jest taka konieczność nałóż więcej kremu Advanced Hydro Lift Cream.
- W celu wyłączenia urządzenia naciśnij przełącznik ⊕.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Nieużywane urządzenie należy przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu.
- Po każdym użyciu wyczyść urządzenie dokładnie szmatką do czyszczenia. Szmatka może być delikatnie wilgotna w razie potrzeby. Do wnętrza urządzenia nie może dostać się woda.
- Nie stosować środków czyszczących ani rozpuszczalników. Mogą one uszkodzić urządzenie.
- W żadnym wypadku urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie, ponieważ może to spowodować przedostanie się do wnętrza wody i jego uszkodzenie.

9. Akcesoria i części zamienne

W celu zakupienia produktów uzupełniających/dodatkowych można odwiedzić stronę internetową www.beurer.com lub zwrócić się do serwisu w danym kraju (zgodnie z listą adresów serwisów). Produkty uzupełniające/dodatkowe są również dostępne w handlu detalicznym.

Artykuł	Nr artykułu lub nr katalogowy
Krem Advanced Hydro Lift Cream (30 ml)	163.392
Mleczko do twarzy Intensive Cleansing Milk (200 ml)	163.394

10. Postępowanie w przypadku problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak komunikatów na wyświetlaczu urządzenia.	Zasilacz nie został prawidłowo podłączony.	Sprawdzić, czy zasilacz został prawidłowo podłączony do gniazdka.
	Urządzenie nie jest załączone.	Wciśnij przełącznik.
Funkcja ogrzewania i chłodzenia nie działa.	Uszkodzony jest przewód zasilania.	Skontaktuj się ze sprzedawcą.
	Urządzenie jest uszkodzone	

11. Utylizacja

Ze względu na ochronę środowiska naturalnego po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenia nie należy go wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Utylizację należy zlecić w odpowiednim punkcie zbiórki w danym kraju. Urządzenie należy zutylizować zgodnie z dyrektywą o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). W razie pytań należy zwrócić się do odpowiedniej instytucji odpowiedzialnej za utylizację.



12. Dane techniczne

Nr modelu	FC 90
Wejście	AC 100–240 V / 50–60 Hz / 0,5 A
Wyjście	DC 6,5 V / 2,3 A / 15,0 W
Wymiary	18,5 x 5,5 x 5,3 cm
Waga	Urządzenie ręczne: ok 173 g Zasilacz: ok 90 g
Średnia wydajność podczas eksploatacji	≥ 85,99 %
Sprawność przy niskim obciążeniu	81,05 %
Pobór mocy przy braku obciążenia	≤ 0,047 W

13. Gwarancja / Serwis

Firma Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (zwana dalej „Beurer”) udziela gwarancji na ten produkt na następujących warunkach i w poniżej opisanym zakresie.

Poniższe warunki gwarancji nie naruszają ustawowych zobowiązań gwarancyjnych sprzedającego wynikających z umowy kupna zawartej z kupującym.

Gwarancja obowiązuje również w sposób nienaruszający bezwzględnie obowiązujących przepisów dot. odpowiedzialności.

Firma Beurer gwarantuje bezawaryjne działanie oraz kompletność niniejszego produktu.

Obowiązujący na całym świecie okres gwarancji obejmuje 3 lata/lat, licząc od zakupu nowego, nieużywanego produktu przez kupującego.

Niniejsza gwarancja dotyczy tylko produktów nabytych przez kupującego jako konsumenta wyłącznie w celach prywatnych w ramach użytku domowego.

Obowiązuje prawo niemieckie o ile jest to prawnie dopuszczalne.

Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji produkt zostanie uznany za niekompletny lub wadliwy w działaniu zgodnie z poniższymi postanowieniami, firma Beurer bezpłatnie wymieni go lub naprawi zgodnie z niniejszymi warunkami gwarancji.

Jeśli kupujący chce zgłosić reklamację gwarancyjną, najpierw kontaktuje się z lokalnym dealerem: patrz załączona lista „Service International” z adresami serwisowymi.

Następnie kupujący otrzymuje dalsze informacje dot. rozpatrywania reklamacji gwarancyjnej, np. gdzie wysłać produkt i jakie dokumenty są wymagane.

Roszczenia z tytułu gwarancji będzie rozpatrywane tylko wtedy, gdy kupujący może przedłożyć

- kopię faktury/paragon zakupu oraz
- oryginalny produkt

firmie Beurer lub autoryzowanemu partnerowi firmy Beurer.

Niniejsza gwarancja wyraźnie nie obejmuje:

- zużycia wynikającego z normalnego użytkowania lub zużywania się produktu;
- dostarczanych z tym produktem akcesoriów, które zużywają się lub ulegają zużyciu podczas prawidłowego użytkowania (np. baterii, akumulatorów, mankietów, uszchelek, elektrod, źródeł światła, nakładek i akcesoriów inhalatora);
- produktów, które były używane, czyszczone, przechowywane lub konserwowane w niewłaściwy sposób i/lub niezgodnie z treścią instrukcji obsługi, a także produktów, które zostały otwarte, naprawione lub zmodyfikowane przez kupującego lub centrum serwisowe nieautoryzowane przez firmę Beurer;
- uszkodzeń powstałych podczas transportu między producentem a klientem lub między centrum serwisowym a klientem;
- produktów, które zostały zakupione jako artykuły grupy B („B-Ware”) lub jako artykuły używane;
- szkód następczych, które wynikają z wady tego produktu (w tym przypadku mogą jednak istnieć roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt lub wynikające z innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dot. odpowiedzialności).

Naprawy lub całkowita wymiana w żadnym wypadku nie przedłużają okresu gwarancji.

