

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania ASPIRATORÓW DO NOSA

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ogólne środki bezpieczeństwa

- Używaj aspiratora wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do produktu.
- Aspirator powinien być używany wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, szczególnie w przypadku niemowląt i dzieci.

2. Zagrożenie skaleczeniem lub podrażnieniem

- Upewnij się, że wszystkie części aspiratora mające kontakt z nosem dziecka są wolne od ostrych krawędzi i uszkodzeń.
- Nie wprowadzaj końcówki aspiratora zbyt głęboko do nosa dziecka, aby uniknąć uszkodzenia błony śluzowej.
- W przypadku jakichkolwiek oznak podrażnienia, zaczerwienienia lub krwawienia natychmiast przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem.

3. Zagrożenie związane z porażeniem prądem (dotyczy aspiratorów elektrycznych)

- Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz uszkodzenia przewodu zasilającego, wtyczki lub innych elementów elektrycznych.
- Nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękoma ani nie używaj aspiratora w wilgotnym środowisku, takim jak łazienka.
- Podłącz urządzenie tylko do gniazdka z odpowiednim napięciem, zgodnym z informacjami podanymi przez producenta.

4. Zagrożenie przegrzaniem (dotyczy aspiratorów elektrycznych)

- Nie używaj aspiratora przez dłuższy czas bez przerwy. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi maksymalnego czasu pracy urządzenia.

- Regularnie sprawdzaj temperaturę urządzenia w trakcie użytkowania. Jeśli aspirator stanie się zbyt ciepły, natychmiast go wyłącz.

5. Środki ostrożności w specyficznych warunkach

- Nie przechowuj aspiratora w miejscach narażonych na wysoką wilgotność lub ekstremalne temperatury, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć ryzyka przypadkowego użycia.

6. Konserwacja i czyszczenie

- Po każdym użyciu dokładnie wyczyść i zdezynfekuj wszystkie części mające kontakt z nosem dziecka, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie zanurzaj części elektrycznych w wodzie ani innych cieczach. Używaj wyłącznie wilgotnej ściereczki do ich czyszczenia.
- Regularnie sprawdzaj stan końcówek i filtrów. Wymieniaj je zgodnie z zaleceniami producenta lub w przypadku widocznych uszkodzeń.

7. Ostrzeżenia dotyczące użytkowników

- Aspiratory elektryczne mogą generować dźwięk, który może być nieprzyjemny dla dziecka. Przed rozpoczęciem użycia upewnij się, że dziecko jest spokojne i zrelaksowane.
- Jeśli dziecko odczuwa dyskomfort lub wykazuje oznaki stresu podczas użytkowania aspiratora, natychmiast przerwij działanie urządzenia.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.